


Anatolia Geneworks

Vücut Dışı Tanı

Ürün Listesi



Anatolia
geneworks

IVDR

Solum Patojenleri	Adenovirus	Bocavirus	Coronavirus 229E	Coronavirus HKU1	Coronavirus NL63	Coronavirus OC43	Enterovirus	Influenza A	Influenza A H1	Influenza A H3	Influenza A H5	Influenza A H7	Influenza B	Influenza C	Metapneumovirus A/B	Pandemic H1N1 influenza A	Parainfluenza 1	Parainfluenza 2	Parainfluenza 3	Parainfluenza 4	Parachovirus	Rhinovirus	RSV A/B	SARS-CoV-2	Seasonal H1N1 influenza A	B. pertussis	C. pneumoniae	H. influenzae type B	K. pneumoniae	L. pneumophila	L. pneumophila / longbeachae	M. catarrhalis	M. pneumoniae	P. jirovecii	S. aureus	S. enterica	S. pneumonia	S. pyogenes	
Atipik CAP Panel Kiti																																							
SARS-CoV-2/Solum Patojenleri Panel Kiti v5																																							
SARS-CoV-2/Solum Patojenleri Panel Kiti v4																																							
SARS-CoV-2/Solum Patojenleri Panel Kiti v3																																							
SARS-CoV-2/Solum Patojenleri Panel Kiti v1																																							
SARS-CoV-2/Grip/RSV Panel Kiti v6																																							
SARS-CoV-2/Grip/RSV Panel Kiti																																							
ADEP Panel Kiti																																							
Influenza Tiplendirme Kiti v2																																							
Influenza Tiplendirme Kiti v1																																							
Solum Patojenleri Maxi Panel Bundle Kiti																																							
Solum Patojenleri Mini Panel Bundle Kiti																																							
Solum Patojenleri Mini Panel Kit																																							
Solum Patojenleri Panel Kiti v10																																							
Solum Patojenleri Panel Kiti v9																																							
Solum Patojenleri Panel Kiti v8																																							
Solum Patojenleri Panel Kiti v7																																							
Solum Patojenleri Panel Kiti v6																																							
Solum Patojenleri Panel Kiti v5																																							
H1N1 Saptama Kiti v3																																							

IVDR

Menenjit, CNS & Göz Enfeksiyonu Patojenleri	Adenovirus	BKV	CMV	EBV	Enterovirus	HHV-6	HHV-7	HSV-1	HSV-2	JCV	Parachovirus	Parvovirus B19	Mumps	VZV	C. gattii / neoformans	C. trachomatis	E. coli	E. coli K1	H. influenzae type B	M. genitalium	N. gonorrhoeae	L. monocytogenes	N. meningitidis	S. pneumoniae	S. agalactiae (group B)
Göz Enfeksiyonu Kombo Kiti v1																									
Veziküler Döküntü Panel Kiti																									
Döküntü-Ateş Panel Kiti v1																									
CNS Mini Panel Kiti v2																									
CNS Panel Bundle Kiti v1																									
Yenidoğan Menenjit Panel Kiti v2																									
Yenidoğan Menenjit Panel Kiti v1																									
Bakteriyel Menenjit Panel Kiti v3																									
Bakteriyel Menenjit Panel Kiti v2																									
Bakteriyel Menenjit Panel Kiti																									
Viral Menenjit Panel Kiti v3																									
Viral Menenjit Panel Kiti v2																									
İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Maxi Panel Bundle Kiti																									
İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Panel Kiti																									
VIP Kantifikasyon Bundle Kiti																									

Gastrointestinal Sistem Patojenleri

Gastrointestinal Sistem Patojenleri	Gastrointestinal Sistem Patojenleri																															
	Adenovirus	Astrovirus	Norovirus GI	Norovirus GII	Rotavirus	Sapovirus	Ascaris spp.	B. hominis	Campylobacter spp.	C. difficile	C. cayetanensis	C. jejuni / upsallensis /coli / lari	Cryptosporidium spp.	D. fragilis	E. coli VTEC (STEC(STX1/STX2))	E. coli EAEC	E. coli EPEC	E. coli ETEC lt/st	E. coli STEC O157:H7	E. coli EIEC/Shigella spp.	E. histolytica	E. vermicularis (Oxyuris)	G. duodenalis (G. lamblia)	Microsporidia (E. bienewisi, E. intestinalis, E. hellem, E. cuniculi)	P. shigelloides	Salmonella spp.	S. stercoralis	Taenia spp.	V. cholerae	V. parahaemolyticus	V. vulnificus	Y. enterocolitica
Gastroenterit Panel Kiti v4	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•		•	•			•	•	•	•
Gastroenterit Panel Kiti v3	•	•	•	•	•					•		•	•		•					•	•		•			•						•
Viral GI Panel Kiti v2	•	•	•	•	•	•																										
Viral GI Panel Kiti v1			•	•	•																											
Bakteriyel ve Parazitik GI Panel Kiti v1									•	•			•		•					•	•		•			•						•
Bakteriyel GI Panel Kiti v1									•	•						•				•						•						•
Parazitik GI Panel Kiti v5						•							•								•	•	•	•				•	•			
Parazitik GI Panel Kiti v4								•			•		•	•							•		•									
Parazitik GI Panel Kiti v3						•							•								•	•	•					•	•			
Parazitik GI Panel Kiti v2													•								•		•									
Parazitik GI Panel Kiti v1						•							•								•	•	•					•				

CYBH Patojenleri

IVDR

	HSV-1	HSV-2	A. vaginae	B. fragilis	BVAB2	C. albicans	C. trachomatis	G. vaginalis	H. ducreyi	Lactobacillus spp.	Megasphaera type 1	Mobiluncus spp.	M. genitalium	M. hominis	N. gonorrhoeae	S. agalactiae (group B)	T. pallidum	T. vaginalis	U. parvum	U. urealyticum
CT/NG/MG Panel Kiti v1							•						•		•					
STDs Tarama Kiti v6	•	•				•		•						•			•	•	•	•
STDs Tarama Kiti v5								•						•			•	•	•	•
STDs Tarama Kiti v4	•	•						•	•					•		•	•	•	•	•
STDs Tarama Kiti v3								•	•					•		•	•	•	•	•
STDs Tarama Kiti v2	•	•						•						•		•	•	•	•	•
STDs Tarama Kiti v1	•	•						•						•		•	•	•	•	•
STD Temel Kiti v2														•		•			•	•
STD Temel Kiti v1														•				•	•	•
STD Kombo Temel Kiti v2							•						•	•	•	•			•	•
STD Kombo Temel Kiti v1							•						•	•	•			•	•	•
STD Kombo Kiti v6	•	•				•	•	•					•	•	•		•	•	•	•
STD Kombo Kit v5							•	•					•	•	•		•	•	•	•
STD Kombo Kiti v4	•	•					•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
STD Kombo Kiti v3							•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
STD Kombo Kiti v2	•	•					•	•					•	•	•		•	•	•	•
STD Kombo Kiti v1	•	•					•	•					•	•	•		•	•	•	•
Genital Ülser Panel Kiti	•	•															•			
Urethritis Kombo Kiti							•						•		•			•		
Cervicitis Kombo Kiti	•	•					•						•		•		•	•		
Trichomonas vaginalis Saptama Kiti v2																		•		
Trichomonas vaginalis Saptama Kiti v1																		•		
MultiMelt STDs Panel Kiti v2							•						•	•	•			•	•	•
Bakteriyel Vajinozis Kantifikasyon Kiti v1			•					•		•										
Bakteriyel Vajinozis Tarama Kiti v1			•	•	•			•		•	•	•								

HPV	HPV 16	HPV 18	HPV 26	HPV 31	HPV 33	HPV 35	HPV 39	HPV 45	HPV 51	HPV 52	HPV 53	HPV 56	HPV 58	HPV 59	HPV 66	HPV 67	HPV 68	HPV 69	HPV 73*	HPV 82	HPV 6	HPV 7	HPV 11	HPV 13	HPV 34	HPV 40	HPV 42	HPV 43	HPV 44	HPV 45	HPV 54	HPV 55	HPV 61	HPV 62	HPV 70	HPV 73*	HPV 74	HPV 81	HPV 91	
HPV Tarama Kiti v5	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•																							
HPV Tarama Kiti v4	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•																							
HPV Tarama Kiti v3	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•				•		•																	
HPV Tarama Kiti v2	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
HPV Tarama Kiti v1	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•																							
HPV Genotiplendirme Temel Kiti Yüksek Risk v1	•	•		•																																				
HPV Genotiplendirme Kiti Yüksek Risk v1	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•																							
HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				
HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v2	•	•		•																	•		•				•										•			
HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v1	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•		•				•							•		•				
	Yüksek Riskli Genotipler																			Düşük Riskli Genotipler																				

*HPV 73, orta veya muhtemel yüksek riskli genotip olarak sınıflandırılır.

Tropikal Patojenler	Chikungunya Virus	Dengue Virus	West Nile Virus	Zika Virus	B. afzelii	B. burgdorferi	B. garinii	P. falciparum	P. knowlesi	P. malariae	P. ovale	P. vivax	Leptospira spp.	S. enterica
Tropikal Ateş Panel Kiti v1	•	•	•					•		•	•	•	•	•
Dengue - Chikungunya Saptama Kiti	•	•												
Malaria Genotiplendirme Kiti v2								•	•	•	•	•		
Zika-Dengue-Chikungunya Saptama Kiti v1	•	•		•										
Dengue-Malaria Saptama Kiti v1		•						•				•		
Lyme Hastalığı Saptama Kiti					•	•	•							

Antibiyotik Direnci	CTX-M	dfra	IMP	KPC	MCR-1	mecA	Methicillin resistance (mecA/C, MREJ, S. aureus)	NDM	OXA-48	qnr	sul	VanA	VanB	VIM
ABR Tarama Kiti v3	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
ABR Tarama Kiti v2	•		•	•	•		•	•	•			•	•	•
ABR Tarama Kiti	•		•	•	•	•		•	•			•	•	•

Sepsis Patojenleri	Sepsis Patojenleri																																	
	A. baumannii	Aspergillus spp.	Campylobacter spp.	C. albicans	C. auris	C. glabrata	C. krusei	C. parapsilosis	C. tropicalis	K. aerogenes (E. aerogenes)	E. cloacae	E. faecalis	E. faecium	E. coli	Fusarium spp.	H. influenzae type B	K. oxytoca	K. pneumoniae	L. monocytogenes	N. meningitidis	P. mirabilis	P. aeruginosa	S. enterica	S. marcescens	S. aureus	S. epidermidis	CoNS	Staphylococcus spp.	S. maltophilia	S. pneumoniae	S. pyogenes (group A)	Streptococcus spp.	S. agalactiae (group B)	
Sepsis Patojenleri Panel Kiti v3	•	•		•		•			•			•	•	•		•		•	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	
Sepsis Patojenleri Panel Kiti v1	•	•		•		•			•			•	•	•				•				•			•	•	•	•	•	•		•		
Sepsis Tarama Kiti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bunun yanında, ABR Tarama Kiti 10 antibiyotik direnç genini tespit edebilir: CTX-M, OXA-48, KPC, NDM, IMP, VIM, MCR-1, mecA, VanA, VanB.

Mikrobiyoloji

- 6 Hepatit Virüsleri
- 6 HIV-1
- 7 Herpes Virüsleri
- 8 Parvovirüsler
- 8 Polyomavirüsler
- 9 Solunum Patojenleri
- 12 SARS-CoV-2
- 13 CYBH/STD Patojenleri
- 16 HPV
- 16 İdrar Yolu Enfeksiyonu Patojenleri
- 17 Adenovirüsler
- 17 Göz Enfeksiyonu Patojenleri
- 18 Menenjit & CNS Patojenleri
- 19 Antibiyotik Direnci
- 20 Sepsis Patojenleri
- 20 Eklem Enfeksiyonu Patojenleri
- 21 Tropikal Patojenler
- 22 Mantarlar
- 23 Gastroenterit Patojenleri
- 25 Mycobacteria
- 25 Brucella
- 25 TTV
- 25 Toksoplazma
- 25 Kızamık Virüsü
- 25 Kabakulak Virüsü

İlaç Direnci Dizilemesi

- 26 HBV
- 26 HCV
- 26 HIV-1

Genetik Mutasyon Saptama

- 27 Trombofili
- 28 SMA
- 28 Çölyak
- 28 Laktoz İntoleransı
- 28 Ailesel Akdeniz Ateşi
- 28 HLA
- 28 IL-28B

Hızlı Antijen Testleri

- 29 Hızlı Test Kitleri

İzolasyon

- 30 Otomatik Nükleik Asit İzolasyon Kitleri
- 31 Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik Asit İzolasyon Standları
- 31 Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik Asit İzolasyon Kitleri

Numune Toplama ve Taşıma & İzolasyon


- 32 Numune Toplama ve Taşıma
- 32 Direkt İzolasyon
- 32 Spin Kolon Nükleik Asit İzolasyonu

Cihazlar

- 33 Otomatik Nükleik Asit İzolasyon Cihazları
- 34 Real-Time PCR Cihazları

Cihaz Detayları

- 35 UNIO 448 Sistemi
- 35 UNIO 96 İzolasyon & PCR Setup Sistemi
- 36 UNIO A24S İzolasyon & PCR Setup Sistemi
- 36 UNIO B48 İzolasyon Sistemi
- 37 UNIO B24 İzolasyon Sistemi
- 37 UNIO M32 İzolasyon Sistemi
- 38 UNIO M8 & M16 İzolasyon Sistemi
- 38 Magnesia 2448 İzolasyon & PCR Setup Sistemi
- 39 Magrev Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik Asit İzolasyon Standları
- 39 Montania 4896 Real-Time PCR Cihazı



Hepatit Virüsleri Real-Time PCR Kitleri

Hepatit, karaciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Akut hepatit kendiliğinden düzelebilir, kronik hepatite ilerleyebilir veya (nadiren) akut karaciğer yetmezliği ile sonuçlanabilir. Kronik hepatit ciddi vakalarda karaciğerde skarlaşma (siroz), karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine ilerleyebilir. Hepatit B ve C, milyonlarca insanda kronik hastalığa neden olmaktadır ve siroz, karaciğer kanseri ve viral hepatitten kaynaklanan ölümlerin en sık nedenidir. Dünya çapında tahminen 354 milyon kişi Hepatit B veya C ile yaşamaktadır.

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore HBV Kantifikasyon Kiti	IVD CE	ABHBQ1	ABHBQ2	ABHBQ3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore HCV Kantifikasyon Kiti	IVD CE	ABHCQ1	ABHCQ2	ABHCQ3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore HCV Genotiplendirme Kiti v1	IVD CE	ABHCG1	ABHCG2	ABHCG3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	4 tüp		
Genotipler: 1/1a/1b/2/3/4				
Bosphore HCV Genotip 3 Genotiplendirme Kiti v1	IVD CE	ABHC31	ABHC32	ABHC33
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Genotipler: 3a/3b				
Bosphore HCV Genotiplendirme Kiti v5	IVD CE	ABHCGD	ABHCGE	
Ekzojen İnternal Kontrol	5 tüp			
Genotipler: 1a/1b/1-all/2/3/4/5/6				
Bosphore HCV Genotiplendirme Kiti v7	IVD CE	ABHCGJ	ABHCGK	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	6 tüp		
Genotipler: 1a/1b/1c-k/2/3/3a/3b/4/5/6				
Bosphore HDV Kantifikasyon/Saptama Kiti v1	IVD CE	ABHDV1	ABHDV2	ABHDV3
Ekzojen İnternal Kontrol				
HIV-1		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore HIV-1 Kantifikasyon Kiti	IVD CE	ABHIQ1	ABHIQ2	ABHIQ3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			



Herpes Virüsleri Real-Time PCR Kitleri

Herpesviridae, insanlarda ve hayvanlarda enfeksiyonlara ve hastalıklara neden olan geniş bir virüs ailesidir. Bu ailenin üyeleri Herpes virüsleri olarak da bilinir. Dokuz Herpes virüsü tipinin insanları enfekte ettiği bilinmektedir. Bunlar; Herpes Simpleks Virüsleri 1 ve 2 (HSV-1 ve HSV-2, HHV-1 ve HHV-2 olarak da bilinir), Varisella-Zoster Virüsü (VZV, HHV-3 olarak da bilinir), Epstein-Barr Virüsü (EBV veya HHV-4), İnsan SitomegaloVirüsü (HCMV veya HHV-5), İnsan Herpes Virüsü 6A ve 6B (HHV-6A ve HHV-6B), İnsan Herpes Virüsü 7 (HHV-7) ve HHV-8.

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
● Bosphore CMV Kantifikasyon Kiti	IVD CE	ABCMQ1	ABCMQ2	ABCMQ3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
HHV-5				IVDR 2017/746 Sertifikalı
● Bosphore EBV Kantifikasyon Kiti v1	IVD CE	ABEBV1	ABEBV2	ABEBV3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
HHV-4				
● Bosphore HSV 1-2 Genotiplendirme Kiti v1	IVD CE	ABHSV1	ABHSV2	ABHSV3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
HHV-1 (HSV-1), HHV-2 (HSV-2)				
● Bosphore HSV 1-2 Kantifikasyon Kiti v1	IVD CE	ABHSQ1	ABHSQ2	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
HHV-1 (HSV-1), HHV-2 (HSV-2)				
● Bosphore VZV Saptama Kiti v1	IVD CE	ABVZV1	ABVZV2	ABVZV3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
HHV-3				
● Bosphore VZV Kantifikasyon Kiti v1	IVD CE	ABVZQ1	ABVZQ2	ABVZQ3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
HHV-3				
● Bosphore HHV-6 Saptama Kiti v1	IVD CE	ABHHV1	ABHHV2	ABHHV3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
● Bosphore HHV-6 Kantifikasyon Kiti v1	IVD CE	ABH6Q1	ABH6Q2	ABH6Q3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
--	--	--------	--------	---------

Bosphore HHV-7 Saptama Kiti v1

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABHH71

ABHH72

ABHH73

Bosphore HHV-8 Saptama Kiti v1

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABHH81

ABHH82

ABHH83

Bosphore HHV-8 Kantifikasyon Kiti v1

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABH8Q1

ABH8Q2

ABH8Q3

Bosphore EBV-Adenovirus Kantifikasyon Kiti

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABEBA1

ABEBA2

PARVOVİRÜSLER

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
--	--	--------	--------	---------

Bosphore Parvovirus B19 Kantifikasyon Kiti v1

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABPRV1

ABPRV2

ABPRV3

POLYOMAVİRÜSLER

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
--	--	--------	--------	---------

Bosphore JCV Kantifikasyon Kiti v1

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABJCV1

ABJCV2

ABJCV3

Bosphore BKV Kantifikasyon Kiti v1

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABBKV1

ABBKV2

ABBKV3

Bosphore JCV-BKV Saptama Kiti v2

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABJKV4

ABJKV5

ABJKV6

JCV ve BKV'yi birbirinden ayrı olarak saptayabilir

Bosphore JCV-BKV Kantifikasyon Kiti

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABJBQ1

ABJBQ2

ABJBQ3

JCV, BKV



Solunum Patojenleri Real-Time PCR Kitleri

Üst ve alt olarak ikiye ayrılan solunum yolu enfeksiyonları genellikle burun, boğaz, nefes borusu ve akciğerleri etkiler. Daha fazla Solunum Patojenleri Real-Time PCR Kiti'ne ulaşmak için internet sitemizi ziyaret edin.

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v4	IVD CE	ABRPPD	ABRPPE	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	11 tüp		
Adenovirus, Bocavirus, <i>B. pertussis</i> , Coronavirus 229E-NL63-OC43, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> , Influenza A-B, <i>K. pneumoniae</i> , <i>L. pneumophila</i> , Metapneumovirus A/B, <i>M. catarrhalis</i> , <i>M. pneumoniae</i> , Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, <i>P. jirovecii</i> , Rhinovirus, RSV A/B, Seasonal H1N1, <i>S. aureus</i> , <i>S. enterica</i> , <i>S. pneumoniae</i>				
Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v5	IVD CE	ABRPPD	ABRPPE	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	11 tüp		
Adenovirus, Bocavirus, <i>B. pertussis</i> , Coronavirus 229E-NL63-OC43-HKU1, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> type B, Influenza A-B-C, <i>K. pneumoniae</i> , <i>L. pneumophila</i> , Metapneumovirus, <i>M. catarrhalis</i> , <i>M. pneumoniae</i> , Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, <i>P. jirovecii</i> , Rhinovirus, RSV A/B, Seasonal H1N1, <i>S. aureus</i> , <i>S. enterica</i> , <i>S. pneumoniae</i>				
Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v6	IVD CE	ABRPPG	ABRPPH	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	7 tüp		
Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus 229E-NL63-OC43-HKU1, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> type B, Influenza A-B, Metapneumovirus, <i>M. pneumoniae</i> , Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A/B				
Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v7	IVD CE	ABRPPJ	ABRPPJK	
Ekzojen İnternal Kontrol Endojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	7 tüp		
Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Enterovirus, Influenza A, Influenza B, Metapneumovirus, Pandemic H1N1, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A/B, SARS-CoV-2				
Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v8	IVD CE	ABRPPM	ABRPPN	
Ekzojen İnternal Kontrol Endojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	9 tüp		
Adenovirus, <i>B. pertussis</i> , Bocavirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> type B, Influenza A-3, Influenza A-B, Influenza A-H1, <i>L. pneumophila</i> , <i>M. pneumoniae</i> , Metapneumovirus, Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A/B, <i>S. pneumoniae</i>				
Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v9	IVD CE	ABRPPP	ABRPPR	ABRPPS
Endojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp		
Adenovirus, Influenza A-B, Rhinovirus, RSV A/B, SARS-CoV-2, <i>S. pyogenes</i>				
Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v10	IVD CE	ABRPPT	ABRPPU	
Ekzojen İnternal Kontrol Endojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	8 tüp		
Adenovirus, <i>B. pertussis</i> , Bocavirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> type B, Influenza A-B, Influenza A-H1, Influenza A-H3, <i>L. pneumophila</i> , <i>M. pneumoniae</i> , Metapneumovirus, Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A/B, <i>S. pneumoniae</i> , SARS-CoV-2				

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Bakteriyel Pnömoni Mini Panel Kiti	IVD CE	ABBPM1	ABBPM2	ABBPM3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp		
<i>H. influenzae, M. catarrhalis, S. aureus, S. pneumoniae</i>				
Bosphore Bakteriyel Pnömoni CAP Bundle Kiti	IVD CE	ABBPC1	ABBPC2	ABBPC3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	3 tüp		
<i>C. pneumoniae, L. pneumophila/longbeachae, H. influenzae, M. pneumoniae, M. catarrhalis, S. pneumoniae, S. aureus</i>				
Bosphore Atipik CAP Panel Kiti + Bosphore Bakteriyel Pnömoni Mini Panel Kiti				
Bosphore Solunum Patojenleri Mini Panel Kiti	IVD CE	ABRPS1	ABRPS2	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	8 tüp		
Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus 229E-HKU1-NL63-OC43, Enterovirus, <i>H. Influenzae</i> type B, Influenza A-B, Metapneumovirus, Pandemic H1N1, RSV A/B, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, <i>S. aureus, S. pneumoniae, Rhinovirus</i>				
Bosphore Solunum Patojenleri Mini Panel Bundle Kiti	IVD CE	ABRPB1	ABRPB2	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	9 tüp		
Adenovirus, Bocavirus, <i>C. pneumoniae</i> , Coronavirus 229E-HKU1-NL63-OC43, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> type B, Human metapneumovirus, Influenza A, Influenza B, <i>L. pneumophila/longbeachae, M. pneumoniae</i> , Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A/B, <i>S. aureus, S. pneumoniae</i>				
Bosphore Solunum Patojenleri Mini Panel Kiti + Bosphore Atipik CAP Panel Kiti				
Bosphore Solunum Patojenleri Maxi Panel Bundle Kiti	IVD CE	ABRPM1	ABRPM2	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	12 tüp		
Adenovirus, <i>B. pertussis</i> , Bocavirus, <i>C. pneumoniae</i> , Coronavirus 229E-HKU1-NL63-OC43, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> type B, Human metapneumovirus, Influenza A, Influenza B, Influenza C, <i>K. pneumoniae, L. pneumophila, L. pneumophila/longbeachae, M. catarrhalis, M. pneumoniae, P. jirovecii</i> , Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A/B, <i>S. aureus, S. enterica, S. pneumoniae</i> , Seasonal H1N1				
Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v5 + Bosphore Atipik CAP Panel Kiti				
Bosphore Atipik CAP Panel Kiti	IVD CE	ABCAP1	ABCAP2	ABCAP3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
<i>C. pneumoniae, L. pneumophila/longbeachae, M. pneumoniae</i>				IVDR 2017/746 Sertifikalı
Bosphore RSV-Grip Panel Kiti	IVD CE	ABRSF1	ABRSF2	ABRSF3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Influenza A, Influenza B, RSV A/B				
Bosphore ADEP Panel Kiti	IVD CE	ABAEP1	ABAEP2	ABAEP3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Adenovirus, Enterovirus, Parechovirus				
Bosphore Influenza A-B-C Saptama Panel Kiti v1	IVD CE	ABABC1	ABABC2	ABABC3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Influenza A, Influenza B, Influenza C				

Mikrobiyoloji

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Influenza A-B Saptama Kiti v1	IVD CE	ABIAB1	ABIAB2	ABIAB3
Endojen İnternal Kontrol Influenza A, Influenza B	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore Influenza Tiplendirme Kiti v1	IVD CE	ABFLU1	ABFLU2	ABFLU3
Ekzojen İnternal Kontrol Endojen İnternal Kontrol Influenza A, Influenza A H3, Influenza B, Pandemic H1N1 Influenza A	Kullanıma Hazır PCR Master Mix 2 tüp			
Bosphore Influenza Tiplendirme Kiti v2	IVD CE	ABFLU4	ABFLU5	ABFLU6
Ekzojen İnternal Kontrol Endojen İnternal Kontrol Influenza A H3, Influenza A H5, Influenza A H7, Pandemic H1N1 Influenza A	Kullanıma Hazır PCR Master Mix 2 tüp			
Bosphore H1N1 Saptama Kiti v3	IVD CE	ABH117	ABH118	ABH119
Ekzojen İnternal Kontrol Influenza A, Influenza B, Pandemic H1N1, Seasonal Influenza A	Kullanıma Hazır PCR Master Mix 2 tüp			
Bosphore İnsan Parainfluenza Virüsleri (HPIVs) Saptama Kiti v1	IVD CE	ABPIV1	ABPIV2	ABPIV3
Ekzojen İnternal Kontrol Parainfluenza 1-2-3-4	Kullanıma Hazır PCR Master Mix 2 tüp			
Bosphore Bordetella pertussis Saptama Kiti v1	IVD CE	ABBPE1	ABBPE2	ABBPE3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore B. pertussis/parapertussis Genotiplendirme Kiti	IVD CE	ABBPG1	ABBPG2	ABBPG3
Ekzojen İnternal Kontrol B. pertussis, B. parapertussis	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			

SARS-CoV-2 Real-Time PCR Kitleri



Koronavirüsler birçok farklı hayvan ve insanda enfeksiyona neden olabilir. Semptomlar ateş, öksürük ve solunum güçlüğünü içerebilir. Enfeksiyonlar ağır hastalıklara ve hatta ölüme sebebiyet verebilir.

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) Saptama Kiti v4	IVD C€	ABCOWG	ABCOWH	ABCOWI
Endojen İnternal Kontrol				
Tek tüpte Orf1ab, N gene, E geni				
Bosphore Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) Saptama Kiti v7	IVD C€	ABCOWP	ABCOWQ	ABCOWR
Endojen İnternal Kontrol				
SARS-CoV-2 (Orf1ab, N ve E geni)				
Bosphore SARS-CoV-2/Grip/RSV Panel Kiti	IVD C€	ABSFR1	ABSFR2	ABSFR3
Endojen İnternal Kontrol				
Tek tüpte SARS-CoV-2 (Orf1ab & N geni), Influenza A/B, RSV A/B				
Bosphore SARS-CoV-2/Grip/RSV Panel Kiti v6	IVD C€	ABSFRG	ABSFRH	ABSFRJ
Endojen İnternal Kontrol				
Tek tüpte SARS-CoV-2 (Orf1ab & N geni), Influenza A, Influenza B, RSV A&B				
Bosphore SARS-CoV-2/Solunum Patojenleri Panel Kiti v1	IVD C€	ABSCR1	ABSCR2	ABSCR3
Endojen İnternal Kontrol				
3 tüp				
Adenovirus, Enterovirus, Influenza A&B, <i>L. pneumophila</i> , <i>M. pneumoniae</i> , Metapneumovirus, Parainfluenza 1-2-3-4, Rhinovirus, RSV A&B, SARS-CoV-2 (Orf1ab & N gene)				
Bosphore SARS-CoV-2/Solunum Patojenleri Panel Kiti v3	IVD C€	ABSCR7	ABSCR8	ABSCR9
Ekzojen İnternal Kontrol				
3 tüp				
Adenovirus, Enterovirus, Human metapneumovirus A/B, Influenza A&B, <i>L. pneumophila</i> , <i>M. pneumoniae</i> , Parainfluenza 1-2-3-4, Rhinovirus, RSV A&B, SARS-CoV-2 (Orf1ab/N gene)				
Bosphore SARS-CoV-2/Solunum Patojenleri Panel Kiti v4	IVD C€	ABSCRA	ABSCRB	
Ekzojen İnternal Kontrol				
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Endojen İnternal Kontrol				
6 tüp				
Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus OC43/NL63/229E/HKU1, Enterovirus, Human metapneumovirus A/B, Influenza A&B, <i>M. pneumoniae</i> , Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A&B, SARS-CoV-2 (Orf1ab/N gene)				
Bosphore SARS-CoV-2/Solunum Patojenleri Panel Kiti v5	IVD C€	ABSCRD	ABSCRE	ABSCRF
Endojen İnternal Kontrol				
4 tüp				
Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus OC43/NL63/229E/HKU1, Enterovirus, Influenza A&B, <i>M. pneumoniae</i> , Metapneumovirus, Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A&B, SARS-CoV-2				



CYBH/STD Patojenleri

Real-Time PCR Kitleri

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH/STD) kısırlığa, dış gebeliğe, düşüğe ve kansere yol açabilir. Bakteri, parazit, mantar veya viruslerin neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanı etkilemektedir.

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix <i>C. trachomatis, M. genitalium, N. gonorrhoeae</i>	IVD CE 2 tüp	ABMNC1	ABMNC2	ABMNC3
IVDR 2017/746 Sertifikalı				
Bosphore STDs Tarama Kiti v1* Kullanıma Hazır PCR Master Mix <i>G. vaginalis, HSV-1, HSV-2, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE 2 tüp	ABSTI1	ABSTI2	ABSTI3
Bosphore STDs Tarama Kiti v2 Endojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix <i>G. vaginalis, HSV-1, HSV-2, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE 3 tüp	ABSTI4	ABSTI5	ABSTI6
Bosphore STDs Tarama Kiti v3* Kullanıma Hazır PCR Master Mix <i>G. vaginalis, H. ducreyi, M. hominis, S. agalactiae (group B), T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE 2 tüp	ABSTI7	ABSTI8	ABSTI9
Bosphore STDs Tarama Kiti v4 Endojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix <i>G. vaginalis, H. ducreyi, HSV-1, HSV-2, M. hominis, S. agalactiae (group B), T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE 3 tüp	ABSTIA	ABSTIB	ABSTIC
Bosphore STDs Tarama Kiti v5 Endojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix <i>G. vaginalis, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE 2 tüp	ABSTID	ABSTIE	ABSTIF
Bosphore STDs Tarama Kiti v6 Endojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix <i>C. albicans, G. vaginalis, HSV-1, HSV-2, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE 3 tüp	ABSTIG	ABSTIH	ABSTII

IVDR Sertifikalı

Kitlerin Stripli versiyonları için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.
 *İnternal Kontrol (IC) içermez. IC içeren Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 ve/veya Bosphore STDs Real-Time PCR kitiyle birlikte kullanılması önerilir.

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore STD Temel Kiti v1* Kullanıma Hazır PCR Master Mix <i>M. hominis, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE	ABSTB1	ABSTB2	ABSTB3
Bosphore STD Temel Kiti v2* Kullanıma Hazır PCR Master Mix <i>M. hominis, S. agalactiae (group B), U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE	ABSTB4	ABSTB5	ABSTB6
Bosphore STD Kombo Temel Kiti v1 Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix 2 tüp <i>C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE	ABSCB1	ABSCB2	ABSCB3
Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STD Temel Kiti v1				
Bosphore STD Kombo Temel Kiti v2 Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix 2 tüp <i>C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, S. agalactiae (group B), U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE	ABSCB4	ABSCB5	ABSCB6
Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STD Temel Kiti v2				
Bosphore STD Kombo Kiti v1 Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix 3 tüp <i>C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE	ABSCO1	ABSCO2	ABSCO3
Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STDs Tarama Kiti v1				
Bosphore STD Kombo Kiti v2 Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix 4 tüp Endojen İnternal Kontrol <i>C. trachomatis, G. vaginalis, HSV-1, HSV-2, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE	ABSCO4	ABSCO5	ABSCO6
Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STDs Tarama Kiti v2				
Bosphore STD Kombo Kiti v3 Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix 3 tüp <i>C. trachomatis, G. vaginalis, H. ducreyi, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, S. agalactiae (group B), T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE	ABSCO7	ABSCO8	ABSCO9
Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STDs Tarama Kiti v3				
Bosphore STD Kombo Kiti v4 Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix 4 tüp Endojen İnternal Kontrol <i>C. trachomatis, G. vaginalis, H. ducreyi, HSV-1, HSV-2, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, S. agalactiae (group B), T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>	IVD CE	ABSCOA	ABSCOB	ABSCOC
Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STDs Tarama Kiti v4				

		25 rxn	50 rxn	100 rxn	
Bosphore STD Kombo Kiti v5		IVD CE	ABSCOD	ABSCOE	ABSCOF
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	3 tüp			
Endojen İnternal Kontrol					
<i>C. trachomatis, G. vaginalis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>					
Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STDs Tarama Kiti v5					
Bosphore STD Kombo Kiti v6		IVD CE	ABSCOG	ABSCOH	ABSCOI
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	4 tüp			
Endojen İnternal Kontrol					
<i>C. albicans, C. trachomatis, G. vaginalis, HSV-1, HSV-2, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>					
Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STDs Tarama Kiti v6					
Bosphore Urethritis Kombo Kiti		IVD CE	ABUCK1	ABUCK2	ABUCK3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp			
<i>C. trachomatis, M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. vaginalis</i>					
Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore T. vaginalis Saptama Kiti v1					
Bosphore Cervicitis Kombo Kiti		IVD CE	ABCKK1	ABCKK2	ABCKK3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	3 tüp			
<i>C. trachomatis, HSV-1, HSV-2, M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. pallidum, T. vaginalis</i>					
Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore T. vaginalis Saptama Kiti v1 + Bosphore Genital Ülser Panel Kiti					
Bosphore <i>Trichomonas vaginalis</i> Saptama Kiti v1		IVD CE	ABTVA1	ABTVA2	ABTVA3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore <i>Trichomonas vaginalis</i> Saptama Kiti v2		IVD CE	ABTVA4	ABTVA5	ABTVA6
Endojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore Bakteriyel Vajinozis Kantifikasyon Kiti v1		IVD CE	ABBVQ1	ABBVQ2	ABBVQ3
Endojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
<i>A. vaginae, G. vaginalis, Lactobacillus</i> spp.					
Bosphore Bakteriyel Vajinozis Tarama Kiti v1		IVD CE	ABBVS1	ABBVS2	ABBVS3
Endojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp			
<i>A. vaginae, B. fragilis, BVAB2, G. vaginalis, Lactobacillus</i> spp., <i>Megasphaera type 1, Mobiluncus</i> spp.					
Bosphore Genital Ülser Panel Kiti		IVD CE	ABGUS1	ABGUS2	ABGUS3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
<i>HSV-1, HSV-2, T. pallidum</i>					
Bosphore <i>M. hominis-M. genitalium</i> Saptama Kiti v1		IVD CE	ABMHG1	ABMHG2	ABMHG3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore MultiMelt STDs Panel Kiti v2			ABHMS4	ABHMS5	ABHMS6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
<i>C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>					

25 izolasyon

Bosphore STD Ex-Tract Kiti	IVD CE	ABXEXS1
Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez Bosphore STD ve HPV Paneli Real-Time PCR Kitleri ile uyumludur		
		IVDR 2017/746 Sertifikalı

IVDR Sertifikalı

Kitlerin Stripli versiyonları için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.
Ürünlerimizin tek parametrelili versiyonlarına
www.anatoliageneworks.com adresinden ulaşabilirsiniz.

HPV

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore HPV Tarama Kiti v1	IVD CEE	ABHPS1	ABHPS2	ABHPS3
Endojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 67, 68				
Bosphore HPV Tarama Kiti v2	IVD CEE	ABHPS4	ABHPS5	ABHPS6
Endojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 67, 68				
Düşük Riskli ve Diğer Genotipler: 6, 7, 11, 13, 34, 40, 42, 43, 44, 55, 61, 62, 70, 73, 74, 81, 91				
Bosphore HPV Tarama Kiti v3	IVD CEE	ABHPS7	ABHPS8	ABHPS9
Endojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 67, 68				
Düşük Riskli Genotipler: 6, 11				
Bosphore HPV Tarama Kiti v4	IVD CEE	ABHPSA	ABHPSB	ABHPSC
Endojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 67, 68				
Bosphore HPV Tarama Kiti v5	IVD CEE	ABHPSD	ABHPSE	ABHPSF
Endojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 67, 68				
Bosphore HPV Genotiplendirme Temel Kiti Yüksek Risk v1	IVD CEE	ABHPB1	ABHPB2	ABHPB3
Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Genotipler: 16, 18, 31				
Bosphore HPV Genotiplendirme Kiti Yüksek Risk v1	IVD CEE	ABHPV1	ABHPV2	
Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Genotipler: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68				
Bosphore HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v1	IVD CEE	ABHHL1	ABHHL2	
Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68				
Düşük Riskli Genotipler: 6, 11, 42, 61, 70				
Bosphore HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v2	IVD CEE	ABHHL4	ABHHL5	ABHHL6
Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 31				
Düşük Riskli Genotipler: 6, 11, 42				
Bosphore HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v3	IVD CEE	ABHHL7	ABHHL8	
Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Endojen İnternal Kontrol				
Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 73, 82				
Düşük Riskli Genotipler: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70				

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU PATOJENLERİ

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore UTI Panel Kiti v1		ABUTI1	ABUTI2	
Ekzojen İnternal Kontrol 12 tüp				
A. baumannii, A. schaalii, C. albicans, C. auris, C. freundii, C. glabrata, C. koseri, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, E. cloacae complex, E. coli, E. faecalis, E. faecium, G. vaginalis, K. aerogenes (E. aerogenes), K. oxytoca, K. pneumoniae, M. hominis, M. morgani, P. aeruginosa, P. mirabilis, S. agalactiae, S. aureus, S. epidermidis, S. marcescens, S. pyogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., U. urealyticum				
Tespit edilen direnç genleri: CTX-M, dfrA1, dfrA5, IMP, KPC, MCR-1, mecA, NDM, OXA-1, OXA-23, OXA-48, qnrA, VanA, VanB, VIM				
Bosphore UTI Panel Kiti v2		ABUTI4	ABUTI5	
Ekzojen İnternal Kontrol 13 tüp				
A. baumannii, A. schaalii, C. albicans, C. auris, C. glabrata, C. freundii, C. koseri, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, E. cloacae complex, E. coli, E. faecalis, E. faecium, G. vaginalis, K. aerogenes (E. aerogenes), K. oxytoca, K. pneumoniae, M. hominis, M. morgani, P. aeruginosa, P. mirabilis, S. agalactiae, S. aureus, S. epidermidis, S. marcescens, S. pyogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., U. urealyticum				
Tespit edilen direnç genleri: CTX-M, dfrA1, dfrA5, IMP, KPC, MCR-1, NDM, OXA-1, OXA-23, OXA-48, qnrA, VanA, VanB, VIM, mecA				

	25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore UTI 3 Panel Kiti	ABUTI7	ABUTI8	
Ekzojen İnternal Kontrol	9 tüp		

A. baumannii, A. schaalii, C. albicans, C. auris, C. freundii, C. glabrata, C. koseri, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, E. cloacae complex, E. coli, E. faecalis, E. faecium, G. vaginalis, K. aerogenes (E. aerogenes), K. oxytoca, K. pneumoniae, M. hominis, M. morganii, P. aeruginosa, P. agglomerans, P. mirabilis, P. stuartii, P. vulgaris, S. agalactiae, S. aureus, S. epidermidis, S. marcescens, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., U. urealyticum

Bosphore UTI Panel Kiti v4	IVD CE	ABUTIA	ABUTIB
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	8 tüp	

A. baumannii, A. urinae, C. albicans, C. auris, C. freundii, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. urealyticum, E. cloacae complex, E. coli, E. faecalis, E. faecium, K. aerogenes (E. aerogenes), K. oxytoca, K. pneumoniae, M. morganii, P. aeruginosa, P. mirabilis, P. stuartii, P. vulgaris, S. agalactiae, S. aureus, S. marcescens, S. saprophyticus, T. pallidum, U. parvum, U. urealyticum

Bosphore UTI Panel Kiti v5	ABUTID	ABUTIE
Ekzojen İnternal Kontrol	8 tüp	

A. baumannii, C. albicans, C. freundii, C. glabrata, C. koseri, C. parapsilosis, C. trachomatis, E. cloacae complex, E. coli, E. faecalis, E. faecium, G. vaginalis, K. aerogenes (E. aerogenes), K. oxytoca, K. pneumoniae, M. genitalium, M. hominis, M. morganii, N. gonorrhoeae, P. aeruginosa, P. agglomerans, P. mirabilis, P. stuartii, P. vulgaris, S. agalactiae, S. aureus, S. epidermidis, S. marcescens, Staphylococcus spp., U. parvum, U. urealyticum

Bosphore UTI-ABR Mini Panel Kiti	ABUAM1	ABUAM2	ABUAM3
	3 tüp		

Tespit edilen direnç genleri: CTX-M, dfrA1, dfrA5, IMP, KPC, MCR-1, NDM, OXA-1, OXA-23, OXA-48, qnrA, VIM

Bosphore UTI AMR Panel Kiti v1	ABUTA1	ABUTA2
Ekzojen İnternal Kontrol	6 tüp	

Tespit edilen direnç genleri: blaACC, blaACT, CMY-1, CMY-2, CTX-M Group 1, CTX-M Group 2, DHA, dfrA1, dfrA5, ermA, ermB, ermC, FOX, GES, IMP, KPC, mecA, MIR, MOX, NDM, OXA-1, OXA-23, OXA-48, PER, qnrA, qnrB, qnrS, SHV, Sul2, TEM, tet (M), VanA, VanB, VanC, VEB, VIM

Bosphore UTI Panel Bundle Kiti v1	IVD CE	ABUTB1	ABUTB2
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	13 tüp	

A. baumannii, A. urinae, C. albicans, C. auris, C. freundii, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. urealyticum, E. cloacae complex, E. coli, E. faecalis, E. faecium, K. aerogenes (E. aerogenes), K. oxytoca, K. pneumoniae, M. morganii, P. aeruginosa, P. mirabilis, P. stuartii, P. vulgaris, S. agalactiae, S. aureus, S. marcescens, S. saprophyticus, T. pallidum, U. parvum, U. urealyticum

Tespit edilen direnç genleri: CTX-M, dfrA, IMP, KPC, MCR-1, mecA/C, MREJ, NDM, OXA-48, qnr, sul, VanA, VanB, VIM

Bosphore UTI Panel Kiti v4 + Bosphore ABR Tarama Kiti v3

ADENOVİRÜSLER	25 rxn	50 rxn	100 rxn
----------------------	--------	--------	---------

Bosphore Adenovirus Saptama Kiti v1	IVD CE	ABADE1	ABADE2	ABADE3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			

Bosphore Adenovirus Kantifikasyon Kiti v1	IVD CE	ABADQ1	ABADQ2	ABADQ3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			

GÖZ ENFEKSİYONU PATOJENLERİ	25 rxn	50 rxn	100 rxn
------------------------------------	--------	--------	---------

Bosphore Göz Enfeksiyonu Kombo Kiti v1	IVD CE	ABEYC1	ABEYC2	ABEYC3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	3 tüp		


Adenovirus, CMV, C. trachomatis, EBV, HSV-1, HSV-2, M. genitalium, N. gonorrhoeae, VZV (HHV-3)

Bosphore Veziküler Döküntü Panel Kiti + Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore İmmünespresif Viral Enfeksiyon Panel Kiti

Menenjit & CNS

Patojenleri

Menenjit, omuriliği ve beyni kaplayan zarları etkileyen bir iltihaplanmadır. Viral, bakteriyel ve neonatal gibi türleri olan Menenjit, dünya genelinde yüksek mortalite ve morbiditeye sebep olmaktadır.



		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Bakteriyel Menenjit Panel Kiti	IVD CE	ABBMP1	ABBMP2	ABBMP3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
<i>H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae</i>				
Bosphore Bakteriyel Menenjit Panel Kiti v2	IVD CE	ABBMP4	ABBMP5	ABBMP6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp		
<i>C. gattii/neoformans, E. coli K1, H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae</i>				
Bosphore Bakteriyel Menenjit Panel Kiti v3	IVD CE	ABBMP7	ABBMP8	ABBMP9
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
<i>H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae</i>				
Bosphore Yenidoğan Menenjit Panel Kiti v1	IVD CE	ABNEO1	ABNEO2	ABNEO3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
<i>E. coli, L. monocytogenes, S. agalactiae (group B)</i>				
Bosphore Yenidoğan Menenjit Panel Kiti v2	IVD CE	ABNEO4	ABNEO5	ABNEO6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp		
<i>E. coli, L. monocytogenes, S. agalactiae (group B), S. pneumoniae</i>				
Bosphore Viral Menenjit Panel Kiti v2	IVD CE	ABVMP4	ABVMP5	ABVMP6
Ekzojen İnternal Kontrol	2 tüp			
Enterovirus, HSV-1, HSV-2, Mumps, Parechovirus, VZV (HHV-3)				
Bosphore Viral Menenjit Panel Kiti v3	IVD CE	ABVMP7	ABVMP8	ABVMP9
Ekzojen İnternal Kontrol	2 tüp			
Enterovirus, HSV-1, HSV-2, Parechovirus, VZV (HHV-3)				
Bosphore CNS Tarama Kiti v1	IVD CE	ABCSK1	ABCSK2	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	6 tüp		
<i>C. gattii/neoformans, E. coli, E. coli K1, Enterovirus, H. influenzae, HHV-6, HHV-7, HSV-1, HSV-2, L. monocytogenes, N. meningitidis, Parvovirus B19, Parechovirus, S. agalactiae, S. pneumoniae, VZV</i>				
Bosphore CNS Panel Bundle Kiti v1	IVD CE	ABCNS1	ABCNS2	ABCNS3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	4 tüp		
Adenovirus, CMV, EBV, Enterovirus, HHV-6, HHV-7, HSV-1, HSV-2, Parechovirus, Parvovirus B19, VZV (HHV-3)				
Bosphore CNS Mini Panel Kiti v2 + Bosphore İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Panel Kiti				

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore CNS Mini Panel Kiti v2	IVD CE	ABCNM4	ABCNM5	ABCNM6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	3 tüp		
Enterovirus, HHV-6, HHV-7, HSV-1, HSV-2, Parechovirus, Parvovirus B19, VZV (HHV-3)				
Bosphore Döküntü-Ateş Panel Kiti v1	IVD CE	ABRFP1	ABRFP2	ABRFP3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp		
Enterovirus, HHV-6, HHV-7, Parechovirus, Parvovirus B19				
Bosphore Veziküler Döküntü Panel Kiti	IVD CE	ABVRP1	ABVRP2	ABVRP3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
HSV-1, HSV-2, VZV (HHV-3)				
Bosphore Enterovirus Saptama Kiti v1	IVD CE	ABENT1	ABENT2	ABENT3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore Enterovirus Kantifikasyon Kiti v1	IVD CE	ABENQ1	ABENQ2	ABENQ3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Panel Kiti	IVD CE	ABVIP1	ABVIP2	ABVIP3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Adenovirus, CMV, EBV				
Bosphore VIP Kantifikasyon Bundle Kiti	IVD CE	ABVIQ1	ABVIQ2	ABVIQ3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp		
Adenovirus, CMV, EBV				
Bosphore CMV Kantifikasyon Kiti + Bosphore EBV-Adenovirus Kantifikasyon Kiti				
Bosphore İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Maxi Panel Bundle Kiti	IVD CE	ABVIM1	ABVIM2	ABVIM3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp		
Adenovirus, BKV, CMV, EBV, JCV				
Bosphore JCV-BKV Saptama Kiti v2+Bosphore İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Panel Kiti				

IVDR 2017/746 Sertifikalı

ANTİBİYOTİK DİRENCİ

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore ABR Tarama Kiti	IVD CE	ABABR1	ABABR2	ABABR3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	3 tüp		
Tespit edilen direnç genleri: CTX-M, OXA-48, KPC, NDM, IMP, VIM, MCR-1, mecA, VanA, VanB				
Bosphore ABR Tarama Kiti v2	IVD CE	ABABR4	ABABR5	ABABR6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	4 tüp		
Tespit edilen direnç genleri: CTX-M, IMP, KPC, MCR-1, Methicillin resistance (mecA/C, MREJ, <i>S. aureus</i>), NDM, OXA-48, VanA, VanB, VIM				
Bosphore ABR Tarama Kiti v3	IVD CE	ABABR7	ABABR8	ABABR9
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	5 tüp		
Tespit edilen direnç genleri: CTX-M, dfrA, IMP, KPC, MCR-1, Methicillin resistance (mecA/C, MREJ, <i>S. aureus</i>), NDM, OXA-48, qnr, sul, VanA, VanB, VIM				

SEPSİS PATOJENLERİ

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Sepsis Patojenleri Panel Kiti v1	IVD CE	ABSEP1	ABSEP2	ABSEP3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	5 tüp		
<i>A. baumannii</i> , <i>Aspergillus</i> spp., <i>C. albicans</i> , <i>C. glabrata</i> , <i>C. tropicalis</i> , CoNS, <i>E. coli</i> , <i>E. faecalis</i> , <i>E. faecium</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. maltophilia</i> , <i>S. epidermidis</i> , <i>S. aureus</i> , <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp.				
Bosphore Sepsis Patojenleri Panel Kiti v3	IVD CE	ABSEP7	ABSEP8	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	7 tüp		
<i>A. baumannii</i> , <i>Aspergillus</i> spp., <i>C. albicans</i> , <i>C. glabrata</i> , <i>C. tropicalis</i> , CoNS, <i>E. coli</i> , <i>E. faecalis</i> , <i>E. faecium</i> , <i>H. influenzae</i> type B, <i>K. pneumoniae</i> , <i>L. monocytogenes</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. enterica</i> , <i>S. epidermidis</i> , <i>S. maltophilia</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp.				
Bosphore Sepsis Tarama Kiti	IVD CE	ABSSK1	ABSSK2	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	9 tüp		
<i>A. baumannii</i> , <i>Aspergillus</i> spp., <i>C. albicans</i> , <i>C. auris</i> , <i>C. glabrata</i> , <i>C. krusei</i> , <i>C. parapsilosis</i> , <i>C. tropicalis</i> , <i>Campylobacter</i> spp., <i>K. aerogenes</i> (<i>E. aerogenes</i>), <i>E. cloacae</i> , <i>E. coli</i> , <i>E. faecalis</i> , <i>E. faecium</i> , <i>Fusarium</i> spp., <i>H. influenzae</i> type B, <i>K. oxytoca</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>L. monocytogenes</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>P. mirabilis</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. enterica</i> , <i>S. epidermidis</i> , <i>S. maltophilia</i> , <i>S. marcescens</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>S. pyogenes</i> (group A), <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp.				

Bosphore Sepsis Panel Bundle Kiti

IVD CE	ABSPB1	ABSPB2
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	12 tüp
Bosphore Sepsis Tarama Kiti + Bosphore ABR Tarama Kiti		

EKLEM ENFEKSİYONU PATOJENLERİ

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Eklem Enfeksiyonu Panel Kiti v1	IVD CE	ABJIP1	ABJIP2	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	12 tüp		
<i>A. prevotii</i> , <i>B. fragilis</i> , <i>C. avidum</i> , <i>C. albicans</i> , <i>C. perfringens</i> , <i>Citrobacter</i> spp., <i>C. striatum</i> , <i>Candida</i> spp., <i>E. cloacae</i> complex, <i>E. coli</i> , <i>E. faecalis</i> , <i>E. faecium</i> , <i>F. magna</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>K. aerogenes</i> (<i>E. aerogenes</i>), <i>K. kingae</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>M. morgani</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>P. acnes</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>P. anaerobius</i> , <i>P. micra</i> , <i>Peptoniphilus</i> spp., <i>Proteus</i> spp., <i>S. agalactiae</i> , <i>S. capitis</i> , <i>S. epidermidis</i> , <i>S. haemolyticus</i> , <i>S. lugdunensis</i> , <i>S. marcescens</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>S. pyogenes</i> , <i>S. warneri</i> , <i>Salmonella</i> spp.				
Tespit edilen direnç genleri: CTX-M, IMP, KPC, Methicillin resistance (mecA/C, MREJ, <i>S. aureus</i>), NDM, OXA-48 like, VanA, VanB, VIM				
Bosphore Eklem Enfeksiyonu Panel Kiti v2	IVD CE	ABJIP4	ABJIP5	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	9 tüp		
<i>A. prevotii/vaginalis</i> , <i>B. fragilis</i> , <i>C. albicans</i> , <i>Citrobacter</i> spp., <i>C. perfringens</i> , <i>C. avidum</i> , <i>C. granulosum</i> , <i>Candida</i> spp., <i>E. cloacae</i> complex, <i>E. faecalis</i> , <i>E. faecium</i> , <i>E. coli</i> , <i>F. magna</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>K. kingae</i> , <i>K. aerogenes</i> (<i>E. aerogenes</i>), <i>K. pneumoniae</i> , <i>M. morgani</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>P. micra</i> , <i>Peptoniphilus</i> spp., <i>P. anaerobius</i> , <i>Proteus</i> spp., <i>P. aeruginosa</i> , <i>Salmonella</i> spp., <i>S. marcescens</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. lugdunensis</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>S. pyogenes</i> , <i>Streptococcus</i> spp.				
Bosphore Eklem Enfeksiyonu Panel Kiti v3	IVD CE	ABJIP7	ABJIP8	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	12 tüp		
<i>A. prevotii/vaginalis</i> , <i>B. fragilis</i> , <i>C. albicans</i> , <i>Citrobacter</i> spp., <i>C. perfringens</i> , <i>C. avidum</i> , <i>C. granulosum</i> , <i>Candida</i> spp., <i>E. cloacae</i> complex, <i>E. faecalis</i> , <i>E. faecium</i> , <i>E. coli</i> , <i>F. magna</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>K. kingae</i> , <i>K. aerogenes</i> (<i>E. aerogenes</i>), <i>K. pneumoniae</i> , <i>M. morgani</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>P. micra</i> , <i>Peptoniphilus</i> spp., <i>P. anaerobius</i> , <i>Proteus</i> spp., <i>P. aeruginosa</i> , <i>Salmonella</i> spp., <i>S. marcescens</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. lugdunensis</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>S. pyogenes</i> , <i>Streptococcus</i> spp.				
Tespit edilen direnç genleri: CTX-M, IMP, KPC, Methicillin resistance (mecA/C, MREJ, <i>S. aureus</i>), NDM, OXA-48 like, VanA, VanB, VIM				
Bosphore Eklem Enfeksiyonu Panel Bundle Kiti v1	IVD CE	ABJIB1	ABJIB2	
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	13 tüp		
<i>A. prevotii/vaginalis</i> , <i>B. fragilis</i> , <i>C. albicans</i> , <i>Citrobacter</i> spp., <i>C. perfringens</i> , <i>C. avidum</i> , <i>C. granulosum</i> , <i>Candida</i> spp., <i>E. cloacae</i> , <i>E. faecalis</i> , <i>E. faecium</i> , <i>E. coli</i> , <i>F. magna</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>K. kingae</i> , <i>K. aerogenes</i> (<i>E. aerogenes</i>), <i>K. pneumoniae</i> , <i>M. morgani</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>P. micra</i> , <i>Peptoniphilus</i> spp., <i>P. anaerobius</i> , <i>Proteus</i> spp., <i>P. aeruginosa</i> , <i>Salmonella</i> spp., <i>S. marcescens</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. lugdunensis</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>S. pyogenes</i> , <i>Streptococcus</i> spp.				
Tespit edilen direnç genleri: CTX-M, dfrA, IMP, KPC, MCR-1, Methicillin resistance (mecA/C, MREJ, <i>S. aureus</i>), NDM, OXA-48, qnr, sul, VanA, VanB, VIM				
Bosphore Eklem Enfeksiyonu Panel Kiti v2 + Bosphore ABR Tarama Kiti v3				



Tropikal Patojenler Real-Time PCR Kitleri

Tropikal hastalıklar, Sahra Altı Afrika, Güneydoğu Asya, Doğu Akdeniz, Batı Pasifik ve Amerika gibi bölgelerde çok sayıda insanı etkilemektedir. Her yıl çeşitli zamanlarda neden olduğu ölümlerle gündeme gelen sivrisineklerle bulaşan Batı Nil Virüsü ve kenelerle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ölüme neden olan enfeksiyonlar tropikal patojenler arasında yer almaktadır.

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Tropikal Ateş Panel Kiti v1	IVD CE	ABTFP1	ABTFP2	ABTFP3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	3 tüp		
Chikungunya virus, Dengue virus, <i>Leptospira</i> spp., <i>P. falciparum</i> , <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> , <i>P. vivax</i> , <i>S. enterica</i> , West Nile virus				
Bosphore Malaria Saptama Kiti v2	IVD CE	ABMAL4	ABMAL5	ABMAL6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
<i>P. falciparum</i> , <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> , <i>P. vivax</i>				
Bosphore Malaria Genotiplendirme Kiti v2	IVD CE	ABMLG4	ABMLG5	ABMLG6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp		
<i>P. falciparum</i> , <i>P. knowlesi</i> , <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> , <i>P. vivax</i>				
Bosphore Plasmodium falciparum Kantifikasyon Kiti v1	IVD CE	ABFAL1	ABFAL2	ABFAL3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore Zika-Dengue-Chikungunya Saptama Kiti v1	IVD CE	ABZDC1	ABZDC2	ABZDC3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore Dengue-Chikungunya Saptama Kiti	IVD CE	ABDCD1	ABDCD2	ABDCD3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore Dengue Virus Saptama Kiti v1	IVD CE	ABDEN1	ABDEN2	ABDEN3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore Dengue-Malaria Saptama Kiti v1	IVD CE	ABDMD1	ABDMD2	ABDMD3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Dengue virus, <i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i>				
Bosphore Dengue Virüs Genotiplendirme Kiti v1	IVD CE	ABDEG1	ABDEG2	ABDEG3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp		
Dengue Virus Serotypes 1-2-3-4				

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Chikungunya Virüs Saptama Kiti v1	IVD CE	ABCHK1	ABCHK2	ABCHK3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore CCHV Kantifikasyon Kiti v1	IVD CE	ABCCCH1	ABCCCH2	ABCCCH3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü				
Bosphore Batı Nil Virüsü Kantifikasyon Kiti v2	IVD CE	ABWNV4	ABWNV5	ABWNV6
Ekzojen İnternal Kontrol				
Bosphore Zika Virüs Saptama Kiti v1	IVD CE	ABZIK1	ABZIK2	ABZIK3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore JEV Saptama Kiti v1	IVD CE	ABJEV1	ABJEV2	ABJEV3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Japanese Encephalitis Virus				
Bosphore Naegleria fowleri Saptama Kiti v1	IVD CE	ABNFO1	ABNFO2	ABNFO3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore Maymun Çiçeği Virüsü Saptama Kiti v2	IVD CE	ABMPX4	ABMPX5	ABMPX6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Endojen İnternal Kontrol				

Bosphore Lyme Hastalığı Saptama Kiti	IVD CE	ABLYM1	ABLYM2	ABLYM3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
<i>B. afzelii, B. burgdorferi, B. garinii</i>				

MANTARLAR

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Aspergillus Saptama Kiti v1	IVD CE	ABASP1	ABASP2	ABASP3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore Candida Temel Panel Kiti v2	IVD CE	AB CAB4	AB CAB5	AB CAB6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp		
<i>C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis</i>				
Bosphore C. albicans Saptama Kiti v1	IVD CE	AB CAD1	AB CAD2	AB CAD3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore C. auris Saptama Kiti v1	IVD CE	AB CAU1	AB CAU2	AB CAU3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Bosphore Fungal Solunum Yolu Saptama Kiti v1	IVD CE	AB FRD1	AB FRD2	AB FRD3
Endojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
<i>P. jirovecii, Aspergillus spp., Mucorales</i>				
Bosphore Candida Tarama & Tiplendirme Kiti v1	IVD CE	AB CDT1	AB CDT2	AB CDT3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	3 tüp		
<i>C. albicans, C. auris, C. dubliniensis, C. freundii, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, Candida spp.</i>				
Bosphore Candida Tarama & Tiplendirme Kiti v2	IVD CE	AB CDT4	AB CDT5	AB CDT6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp		
<i>C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, Candida spp.</i>				

Gastroenterit Patojenleri

Real-Time PCR Kitleri



Gastrointestinal sistem enfeksiyonları (gastroenterit), gastrointestinal sistemin mukoza zarlarının iltihaplanmasına neden olan bakteriyel, viral ve protozoan patojenleri içerir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 5 yaşın altındaki çocuklarda yüksek mortalite ve morbidite oranına sahiptirler. Bu nedenle, hızlı ve doğru teşhis dünya çapında çok önemlidir.

Bosphore Gastroenterit Panel Kiti v1 ve v2 gibi daha fazla Gastroenterit Patojenleri Real-Time PCR Kiti'ne ulaşmak için internet sitemizi ziyaret edin.

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Gastroenterit Panel Kiti v3 Ekzojen İnternal Kontrol Adenovirus, Astrovirus, <i>C. difficile</i> , <i>Campylobacter</i> (<i>C. jejuni</i> , <i>C. upsaliensis</i> , <i>C. coli</i> , <i>C. lari</i>), <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. coli</i> (EIEC)/ <i>Shigella</i> spp., <i>E. coli</i> VTEC (STEC (STX1/STX2)), <i>E. histolytica</i> , <i>G. duodenalis</i> (<i>G. lamblia</i>), Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus A, <i>Salmonella</i> spp., <i>Y. enterocolitica</i>	IVD CE 5 tüp	ABGAS7	ABGAS8	
Bosphore Gastroenterit Panel Kiti v4 Ekzojen İnternal Kontrol Adenovirus, Astrovirus, <i>C. cayetanensis</i> , <i>C. difficile</i> toxin A/B, <i>Campylobacter</i> (<i>C. jejuni</i> , <i>C. upsaliensis</i> , <i>C. coli</i> , <i>C. lari</i>), <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. coli</i> EAEC, <i>E. coli</i> EIEC/ <i>Shigella</i> , <i>E. coli</i> EPEC, <i>E. coli</i> ETEC lt/st, <i>E. coli</i> STEC O157:H7, <i>E. coli</i> VTEC (STEC (STX1/STX2)), <i>E. histolytica</i> , <i>G. duodenalis</i> (<i>G. lamblia</i>), Norovirus GI, Norovirus GII, <i>P. shigelloides</i> , Rotavirus A, <i>Salmonella</i> spp., Sapovirus (I, II, IV, V), <i>V. cholerae</i> , <i>V. parahaemolyticus</i> , <i>V. vulnificus</i> , <i>Y. enterocolitica</i>	IVD CE 8 tüp	ABGASA	ABGASB	
Bosphore Viral GI Panel Kiti v1 Ekzojen İnternal Kontrol Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus	IVD CE 2 tüp	ABVG11	ABVG12	ABVG13
Bosphore Viral GI Panel Kiti v2 Ekzojen İnternal Kontrol Adenovirus, Astrovirus, Norovirus GI-II, Rotavirus A, Sapovirus (I, II, IV, V)	IVD CE 2 tüp	ABVG14	ABVG15	ABVG16
Bosphore Bakteriyel ve Parazitik GI Panel Kiti v1 Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix <i>C. difficile</i> , <i>Campylobacter</i> spp., <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. histolytica</i> , Enteroinvasive <i>E. coli</i> (EIEC) and <i>Shigella</i> spp., <i>G. duodenalis</i> , <i>Salmonella</i> spp., Verotoxigenic <i>E. coli</i> (VTEC), <i>Y. enterocolitica</i>	IVD CE 3 tüp	ABBG11	ABBG12	ABBG13
Bosphore Bakteriyel GI Panel Kiti v1 Ekzojen İnternal Kontrol Kullanıma Hazır PCR Master Mix <i>C. difficile</i> , <i>Campylobacter</i> spp., <i>Salmonella</i> spp., Enteroinvasive <i>E. coli</i> (EIEC) and <i>Shigella</i> spp., Verotoxigenic <i>E. coli</i> (VTEC), <i>Y. enterocolitica</i>	IVD CE 2 tüp	ABBG14	ABBG15	ABBG16

			25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Parazitik GI Panel Kiti v1			ABPGI1	ABPGI2	ABPGI3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp			
<i>Ascaris</i> spp., <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. histolytica</i> , <i>E. vermicularis</i> , <i>G. duodenalis</i> , <i>Taenia</i> spp.					
Bosphore Parazitik GI Panel Kiti v2			ABPGI4	ABPGI5	ABPGI6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
<i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. histolytica</i> , <i>G. duodenalis</i>					
Bosphore Parazitik GI Panel Kiti v3			ABBG17	ABBG18	ABBG19
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp			
<i>Ascaris</i> spp., <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. histolytica</i> , <i>E. vermicularis</i> (<i>Oxyuris</i>), <i>G. duodenalis</i> , <i>S. stercoralis</i> , <i>Taenia</i> spp.					
Bosphore Parazitik GI Panel Kiti v4			ABPGIA	ABPGIB	ABPGIC
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp			
<i>B. hominis</i> , <i>C. cayetanensis</i> , <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>D. fragilis</i> , <i>E. histolytica</i> , <i>G. duodenalis</i>					
Bosphore Parazitik GI Panel Kiti v5			ABPGID	ABPGIE	ABPGIF
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp			
<i>Ascaris</i> spp., <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. histolytica</i> , <i>E. vermicularis</i> (<i>Oxyuris</i>), <i>G. duodenalis</i> , <i>Microsporidia</i> (<i>E. bienewsi</i> , <i>E. intestinalis</i> , <i>E. hellem</i> , <i>E. cuniculi</i>), <i>S. stercoralis</i> , <i>Taenia</i> spp.					
Bosphore C. difficile Saptama Kiti v2			ABCDI4	ABCDI5	ABCDI6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Toxin A, Toxin B					
Bosphore Helicobacter pylori Saptama Kiti v1			ABHPY1	ABHPY2	ABHPY3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore Helicobacter pylori Genotiplendirme Kiti v1			ABHPG1	ABHPG2	ABHPG3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	3 tüp			
A2142G - A2142C - A2143G Clarithromycin Direnci Mutasyonları					

MYCOBACTERIA

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore MTBC Saptama Kiti v2	IVD CE	ABTBD4	ABTBD5	ABTBD6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			

Bosphore NTM Saptama Kiti v1	IVD CE	ABNTM1	ABNTM2	ABNTM3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			

Bosphore MTBC/RIF Direnç Saptama Kiti v1	IVD CE	ABMRK1	ABMRK2	ABMRK3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp		
MTBC, Rifampicin direnci				

BRUCELLA

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Brucella Saptama Kiti v1	IVD CE	ABBRC1	ABBRC2	ABBRC3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
<i>B. abortus, B. canis, B. melitensis, B. microti, B. ovis, B. suis</i>				

TTV

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore TTV Saptama Kiti v2	IVD CE	ABTTV4	ABTTV5	ABTTV6
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			
Torque Teno Virus				

TOKSOPLAZMA

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Toksoplazma Saptama Kiti v1		ABTXP1	ABTXP2	ABTXP3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			

KIZAMIK VİRÜSÜ

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Kızamık Saptama Kiti v1	IVD CE	ABMEA1	ABMEA2	ABMEA3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			

KABAKULAK VİRÜSÜ

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Kabakulak Saptama Kiti v1	IVD CE	ABMUM1	ABMUM2	ABMUM3
Ekzojen İnternal Kontrol	Kullanıma Hazır PCR Master Mix			

İlaç Direnci Dizilemesi

HBV

		12 rxn	24 rxn	48 rxn	96 rxn
Bosphore HBV İlaç Direnci Mutasyon Sekans Kiti v1	IVD C€	ABBDRO	ABBDRI	ABBDRI2	ABBDRI3
RT Bölgesi					

HCV

		12 rxn	24 rxn	48 rxn	96 rxn
Bosphore HCV İlaç Direnci Mutasyon Sekans Kiti v1	IVD C€	ABCDRO	ABCDRI	ABCDRI2	ABCDRI3
NS3 Bölgesi (HCV 1a ve 1b)					

Bosphore NS5A-1a Dizileme Kiti v1	IVD C€	AB5AA0	AB5AA1	AB5AA2	AB5AA3
NS5A Bölgesi (HCV 1a)					

Bosphore NS5A-1b Dizileme Kiti v1	IVD C€	AB5AB0	AB5AB1	AB5AB2	AB5AB3
NS5A Bölgesi (HCV 1b)					

Bosphore NS5B-1a Dizileme Kiti v1	IVD C€	AB5BA0	AB5BA1	AB5BA2	AB5BA3
NS5B Bölgesi (HCV 1a)					

Bosphore NS5B-1b Dizileme Kiti v1	IVD C€	AB5BB0	AB5BB1	AB5BB2	AB5BB3
NS5B Bölgesi (HCV 1b)					

HIV-1

		12 rxn	24 rxn	48 rxn	96 rxn
Bosphore HIV-1 İlaç Direnci Mutasyon Sekans Kiti v1	IVD C€	ABIDRO	ABIDRI	ABIDRI2	ABIDRI3
RT, Proteaz ve Integrast Bölğeleri					

Bosphore HIV-1 İlaç Direnci Mutasyon Sekans Kiti v2	IVD C€	ABIDRI4	ABIDRI5	ABIDRI6	ABIDRI7
RT ve Proteaz Bölğeleri					

Genetik Mutasyon Saptama

TROMBOFİLİ

		25 rxn	50 rxn	100 rxn
Bosphore Prothrombin Saptama Kiti v3*	IVD CE	ABPRO7	ABPRO8	ABPRO9
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore FVL Saptama Kiti v3*	IVD CE	ABFVL7	ABFVL8	ABFVL9
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore FVC Saptama Kiti v1*	IVD CE	ABFVC1	ABFVC2	ABFVC3
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore FV H1299R Saptama Kiti v1*	IVD CE	ABFVH1	ABFVH2	ABFVH3
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore FXIII Saptama Kiti v3*	IVD CE	ABF137	ABF138	ABF139
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore MTHFR C677T Saptama Kiti v3*	IVD CE	AB6777	AB6778	AB6779
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore MTHFR A1298C Saptama Kiti v3*	IVD CE	AB1297	AB1298	AB1299
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore FII-FVL Saptama Kiti v1*	IVD CE	ABFIV1	ABFIV2	ABFIV3
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
G20210A (Factor II), G1691A (Factor V Leiden)				
Bosphore MTHFR 677-1298 Saptama Kiti v1*	IVD CE	ABMTH1	ABMTH2	ABMTH3
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
MTHFR 677, MTHFR 1298				
Bosphore PAI-1 4G/5G Saptama Kiti v1	IVD CE	ABPAI1	ABPAI2	ABPAI3
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore PAI-1 844 Saptama Kiti v1	IVD CE	AB8441	AB8442	AB8443
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Bosphore Trombofili Panel Kiti v1*	IVD CE	ABTPK1	ABTPK2	ABTPK3
Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp			
G20210A (Factor II), G1691A (Factor V Leiden), MTHFR C677T, MTHFR A1298C				
Bosphore Trombofili Panel Kiti v3*	IVD CE	ABTPK7	ABTPK8	ABTPK9
Kullanıma Hazır PCR Master Mix	2 tüp			
G20210A (Factor II), G1691A (Factor V Leiden), MTHFR C677T, MTHFR A1298C				
Bosphore MultiMelt Trombofili Panel Kiti v1	IVD CE	ABHMT1	ABHMT2	ABHMT3
Kullanıma Hazır PCR Master Mix				
Factor II G20210A, Factor V Leiden G1691A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C				

*Hızlı izolasyon seçeneği mevcuttur.
Ürünlerimizin tek parametrelili versiyonlarına
www.anatoliageneworks.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Genetik Mutasyon Saptama

SMA

Bosphore SMA Saptama Kiti v1

Endojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

25 rxn

50 rxn

100 rxn

ABSMA1

ABSMA2

ABSMA3

ÇÖLYAK

Bosphore Çölyak HLA DQ2/DQ8 Saptama Kiti v1

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

2 tüp

25 rxn

50 rxn

100 rxn

ABCDQ1

ABCDQ2

ABCDQ3

LAKTOZ İNTOLERANSI

Bosphore Laktoz İntoleransı Tarama Kiti v1

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

25 rxn

50 rxn

100 rxn

ABLTS1

ABLTS2

ABLTS3

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ

Bosphore FMF Mutasyon Analiz Kiti v1

Kullanıma Hazır PCR Master Mix
7 Mutasyon

IVD CE

7 tüp

ABFMF1

ABFMF2

Bosphore FMF Mutasyon Analiz Kiti v2

Kullanıma Hazır PCR Master Mix
12 Mutasyon

IVD CE

12 tüp

ABFMF4

ABFMF5

Bosphore FMF Mutasyon Analiz Kiti v3

Kullanıma Hazır PCR Master Mix
15 Mutasyon

IVD CE

15 tüp

ABFMF7

ABFMF8

HLA

Bosphore HLA B27 Saptama Kiti v1

Endojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

25 rxn

50 rxn

100 rxn

ABB271

ABB272

ABB273

Bosphore HLA B27 Saptama Kiti v2

Endojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABB274

ABB275

ABB276

Bosphore HLA B57:01 Saptama Kiti v1

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABB571

ABB572

ABB573

IL - 28B

Bosphore Interleukin-28B (IL-28B) Saptama Kiti

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

25 rxn

50 rxn

100 rxn

ABI281

ABI282

ABI283

Hızlı Antijen Testleri

HIZLI TEST KİTLERİ

		25 test/kit	50 test/kit	100 test/kit
Bosphore SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi v1 Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika Yanal akış immünoassay Nazofarengeal, anterior nazal ve orofarengeal sürüntü	IVD CE	RATCOWL1	RATCOWL2	RATCOWL3
Bosphore Flu A/B Hızlı Antijen Test Kiti v1 Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika Yanal akış immünoassay İnsan nazofaringeal sürüntü örnekleri	IVD CE	RATINF1	RATINF2	RATINF3
Bosphore RSV Hızlı Antijen Test Kiti v1 Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika Yanal akış immünoassay İnsan nazofaringeal ve anterior nazal sürüntü örnekleri	IVD CE	RTRSV1	RTRSV2	RTRSV3
Bosphore Strep A Hızlı Antijen Test Kiti v1 Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika Yanal akış immünoassay İnsan orofaringeal sürüntü örnekleri	IVD CE	RTSTA1	RTSTA2	RTSTA3
Bosphore Adenovirus Hızlı Antijen Test Kiti v1 Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika Yanal akış immünoassay İnsan gaita örnekleri	IVD CE	RTADV1	RTADV2	RTADV3
Bosphore Rotavirüs Hızlı Antijen Test Kiti v1 Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika Yanal akış immünoassay İnsan gaita örnekleri	IVD CE	RTROT1	RTROT2	RTROT3
Bosphore RotaAdeno Virüs Hızlı Antijen Test Kiti v1 Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika Yanal akış immünoassay İnsan gaita örnekleri	IVD CE	RTRAV1	RTRAV2	RTRAV3
Bosphore H. pylori Hızlı Antijen Test Kiti v1 Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika Yanal akış immünoassay İnsan gaita örnekleri	IVD CE	RTHPL1	RTHPL2	RTHPL3
Bosphore Fecal Occult Blood (FOB) Hızlı Antijen Test Kiti v1 Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika Yanal akış immünoassay İnsan gaita örnekleri	IVD CE	RTFOB1	RTFOB2	RTFOB3

OTOMATİK NÜKLEİK ASİT İZOLASYON KİTLERİ

	96 izolasyon	192 izolasyon
● Magnesia 2448 Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti IVD CE Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar Başlangıç Hacmi: 100/200/400 µl Tam kan İşlem Süresi: 150 dakika (minimum 1 örnek için) – 180 dk (maksimum 48 örnek için)	AE96WG	
	IVDR 2017/746 Sertifikalı	
● Magnesia 2448 Bakteriyel DNA İzolasyon Kiti IVD CE Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar Başlangıç Hacmi: 100/200/400 µl Kan, serum, plazma, balgam, buffy coat, beyin omurilik sıvısı (BOS), ve idrar İşlem Süresi: 120 dakika (minimum 1 örnek için) – 150 dakika (maksimum 48 örnek için)	AE96BD	
	IVDR 2017/746 Sertifikalı	
● Magnesia 2448 Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti IVD CE Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar Başlangıç Hacmi: 100/200/400 µl Kan, serum, plazma, balgam, buffy coat, beyin omurilik sıvısı (BOS), ve idrar İşlem Süresi: 120 dakika (minimum 1 örnek için) – 150 dakika (maksimum 48 için)	AE96VP	
	IVDR 2017/746 Sertifikalı	
● UNIO Bakteriyel DNA İzolasyon Kiti IVD CE Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar Başlangıç Hacmi: 100/200/400/600 µl Kan, serum, idrar, balgam, sürüntü, plazma, bronkoalveolar lavaj (BAL), beyin omurilik sıvısı (BOS) ve hücre kültürü süpernatantları İşlem Süresi: 58-65 dakika* Hızlı Protokol: 30 dakika *1 ila 24 örnek için aynı süreyi alır	UBDR600	
	IVDR 2017/746 Sertifikalı	
UNIO Gıda DNA İzolasyonu Kiti Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar Başlangıç Hacmi: 200-400-600 µl İşlem Süresi: 75-80 dakika* *1 ila 24 örnek için aynı süreyi alır	UFDR600	
● UNIO Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti 600 µl IVD CE Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar Başlangıç Hacmi: 100/200/400/600 µl Serum, plazma, tükürük, beyin omurilik sıvısı (BOS), balgam, amniyotik sıvı, idrar, doku, gözyaşı, dışkı, bronkoalveolar lavaj (BAL), sıvı sitoloji örnekleri, nazofarengeal sürüntüler, orofarengeal sürüntüler ve hücre kültürü İşlem Süresi: 30-65 dakika* Hızlı Protokol: 18 dakika *1 ila 24 örnek için aynı süreyi alır	UVDR600	
	IVDR 2017/746 Sertifikalı	
● UNIO Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti IVD CE Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar Başlangıç Hacmi: 100/200/400 µl Kan örnekleri, kuru kan, kemik iliği İşlem Süresi: 75-80 dakika* *1 ila 24 örnek için aynı süreyi alır	UGDR600	
	IVDR 2017/746 Sertifikalı	
● UNIO Tam Kandan Genomik DNA Ekstraksiyon Kiti (Yüksek Hacim) IVD CE Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar Başlangıç Hacmi: 600 µl Kan örnekleri, kuru kan, kemik iliği İşlem Süresi: 90-95 dakika* *1 ila 24 örnek için aynı süreyi alır Bu ürün, sepsis vakalarını yüksek verimlilikle tespit etmek için özel olarak tasarlanmıştır.	UGDL600	
	IVDR 2017/746 Sertifikalı	
● UNIO 96 Yüksek Hacimli Tam Kan Nükleik Asit İzolasyon Kiti IVD CE Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar Başlangıç Hacmi: 1000 µl Kan örnekleri İşlem Süresi: 120 dakika (minimum 2 örnek için) – 140 dakika (maksimum 12 örnek için) Bu ürün, sepsis vakalarını yüksek verimlilikle tespit etmek için özel olarak tasarlanmıştır.	U96WLW	
	IVDR 2017/746 Sertifikalı	

		96 izolasyon	192 izolasyon
● UNIO 96 Nükleik Asit İzolasyon Versatil Kiti	IVD CE	U96NAV	
Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar Başlangıç Hacmi: 150/400 µl Kan, tükürük, beyin omurilik sıvısı (BOS), amniyotik sıvı, idrar, semen, anne sütü, doku, gözyaşı, dışkı, bronkoalveolar lavaj (BAL), sürüntü ve hücre kültürü İşlem Süresi: 60 dakika (minimum 2 örnek için) – 135 dakika (maksimum 96 örnek için)			
IVDR 2017/746 Sertifikalı			
● UNIO M32 Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti	IVD CE	UM32V1	UM32V2
Manyetik boncuklu izolasyon teknoloji ile kullanıma hazır derin kuyulu plakalar (plate) Başlangıç Hacmi: 100/200 µl Serum, plazma, tükürük, balgam, beyin omurilik sıvısı (BOS), amniyotik sıvı, idrar, doku, gözyaşı, dışkı, bronkoalveolar lavaj (BAL), sıvı bazlı sitoloji örnekleri, nazofarengeal sürüntüler, orofarengeal sürüntüler ve hücre kültürü örnekleri İşlem Süresi: 35-40 dakika* Hızlı Protokol: 15 dakika *1 ila 32 örnek için aynı süreyi alır			
IVDR 2017/746 Sertifikalı			
● UNIO M32 Tam Kan İzolasyon Kiti	IVD CE	UM32W1	UM32W2
Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır derin kuyulu plakalar (plate) Başlangıç Hacmi: 200/400 µl Yüksek hacimli kan, kuru kan ve kemik iliği İşlem Süresi: 45-50 dakika* *1 ila 32 örnek için aynı süreyi alır			
IVDR 2017/746 Sertifikalı			

MANUEL MANYETİK BONCUKLU NÜKLEİK ASİT İZOLASYON STANDLARI

● Magrev 24 Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik Asit İzolasyon Standı	IVD CE	AEMB24
Manyetik boncuk teknolojisi 24'e kadar örnek hacmi Başlangıç Hacmi: 1500 µl'ye kadar Uygulama Süresi: 5 dakika (6 örnek için) - 20 dakika (24 örnek için) İşlem Süresi: 40-95 dakika izolasyon kitine bağlı olarak		
2 örnek (Magrev Mini) AEMMB2 ve bir örnek (Magrev Mini) AEMMM1 için de mevcuttur		
IVDR 2017/746 Sertifikalı		

MANUEL MANYETİK BONCUKLU NÜKLEİK ASİT İZOLASYON KİTLERİ

		96 izolasyon
● Magrev Nükleik Asit İzolasyon Versatil Kiti	IVD CE	AEMGV1
Manyetik boncuk teknolojisi Uygulama Süresi: 5 dakika (6 örnek için) - 20 dakika (24 örnek için)		Başlangıç Hacmi: 250/400/500 µl İşlem Süresi: 40-95 dakika
		IVDR 2017/746 Sertifikalı
● Magrev Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti	IVD CE	AEMDR1
Manyetik boncuk teknolojisi Uygulama Süresi: 5 dakika (6 örnek için) - 20 dakika (24 örnek için)		Başlangıç Hacmi: 500 µl (tavsiye edilen) İşlem Süresi: 50-65 dakika
		IVDR 2017/746 Sertifikalı
● Magrev Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti	IVD CE	AEMGD1
Manyetik boncuk teknolojisi Uygulama Süresi: 5 dakika (6 örnek için) - 20 dakika (24 örnek için)		Başlangıç Hacmi: 200/1000 µl İşlem Süresi: 45-60 dakika
		IVDR 2017/746 Sertifikalı
● Magrev Bakteriyel DNA İzolasyon Kiti	IVD CE	AEMBD1
Manyetik boncuk teknolojisi Uygulama Süresi: 5 dakika (6 örnek için) - 20 dakika (24 örnek için)		Başlangıç Hacmi: 400 µl (tavsiye edilen) İşlem Süresi: 40-55 dakika
		IVDR 2017/746 Sertifikalı
● Magrev Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti	IVD CE	AEMTD1
Manyetik boncuk teknolojisi Uygulama Süresi: 5 dakika (6 örnek için) - 20 dakika (24 örnek için)		Başlangıç Miktarı: 20-150 mg (tavsiye edilen) İşlem Süresi: 80-95 dakika (45 dakikalık inkübasyon ile ön işlem)
		IVDR 2017/746 Sertifikalı

● IVDR Sertifikalı

Ürünlerimizin tek parametrelisi versiyonlarına
www.anatoliageneworks.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Numune Toplama ve Taşıma & İzolasyon

NUMUNE TOPLAMA VE TAŞIMA

150
izolasyon

● Bosphore VTM (Viral Taşıma Solüsyonu)

IVD CE

VTM4ML

Viral Taşıma Solüsyonu: 4 ml

Bosphore VTM, klinik numunelerin toplanması, taşınması, korunması ve uzun süreli dondurularak saklanması için kullanılan bir sıvı taşıma ortamıdır.

IVDR 2017/746 Sertifikalı

DİREKT İZOLASYON

25
izolasyon

150
izolasyon

250
izolasyon

● Bosphore Fast-EX Ekstraksiyon & Transfer Solüsyonu

IVD CE

ABFEX1

Örnek toplama çubuğu içerir

Nazal ve/veya orofarengeal örnekler

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● Bosphore EX-Tract Kuru Swab RNA Solüsyonu

IVD CE

ABXTRS

ABXTRR

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● Bosphore COVID-19 Örneklem ve Viral RNA İzolasyon Kiti

IVD CE

ABXTRB

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Örnek toplama çubuğu içerir ve taşıma sıvısı olarak kullanılabilir

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● Bosphore STD Ex-Tract Kiti

IVD CE

ABXEXS1

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Bosphore STD ve HPV Paneli Real-Time PCR Kitleri ile uyumludur

Çeşitli sürüntü ve idrar örnekleriyle uyumludur

IVDR 2017/746 Sertifikalı

SPİN KOLON NÜKLEİK ASİT İZOLASYONU

100
izolasyon

● Bosphore Nükleik Asit İzolasyon Versatil Spin Kiti

IVD CE

ABXGV1

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Hacmi: 400 µl

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 40-60 dakika (gerekli durumlarda ön işlem olarak 60+ dakika inkübasyon)

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● Bosphore Viral DNA İzolasyonu Spin Kiti

IVD CE

ABXVD1

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Hacmi: 200 µl

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 45-70 dakika

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● Bosphore Viral RNA İzolasyonu Spin Kiti

IVD CE

ABXVR1

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Hacmi: 400 µl

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 40-65 dakika

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● Bosphore Viral DNA/RNA İzolasyonu Spin Kiti

IVD CE

ABXDR1

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Hacmi: 400 µl

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 40-65 dakika

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● Bosphore Genomik DNA İzolasyon Spin Kiti

IVD CE

ABXGD2

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Miktarı: 400 mg

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 55-80 dakika

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● Bosphore Dokudan Genomik DNA İzolasyon Spin Kiti v2

IVD CE

ABXTD2

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Miktarı: 100-250 mg

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 40-60 dakika (gerekli durumlarda ön işlem olarak 60+ dakika inkübasyon)

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● Bosphore Bakteriyel DNA İzolasyonu Spin Kiti v2

IVD CE

ABXBD3

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Hacmi: 400 µl

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 45-70 dakika

IVDR 2017/746 Sertifikalı

OTOMATİK NÜKLEİK ASİT İZOLASYON CİHAZLARI

● UNIO B24 İzolasyon Sistemi

IVD CE

AUB24

Manyetik boncuk teknolojisi 24'e kadar örnek hacmi
Çapraz kontaminasyon kontrolü Entegre UV
LIMS (LIS) bağlantısı Opsiyonel HEPA filtresi
İşlem Süresi: 18 dakikaya kadar kısa süren protokoller* İzolasyon kitine/protokole bağlı olarak ve uygun örnekler için
*1 ila 24 örnek için aynı süreyi alır

Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti 600 µl, UNIO Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti, UNIO Bakteriye DNA İzolasyon Kiti, UNIO Gıda DNA İzolasyonu Kiti, UNIO Tam Kandan Genomik DNA Ekstraksiyon Kiti (Yüksek Hacim)

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● UNIO B48 İzolasyon Sistemi

IVD CE

AUB48

Manyetik boncuk teknolojisi 48'e kadar örnek hacmi
Çapraz kontaminasyon kontrolü Entegre UV
LIMS (LIS) bağlantısı Opsiyonel HEPA filtresi
İşlem Süresi: 45 dakikaya kadar kısa süren protokoller* İzolasyon kitine/protokole bağlı olarak
*1 ila 48 örnek için aynı süreyi alır

Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti 600 µl, UNIO Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti, UNIO Bakteriye DNA İzolasyon Kiti, UNIO Gıda DNA İzolasyonu Kiti, UNIO Tam Kandan Genomik DNA Ekstraksiyon Kiti (Yüksek Hacim)

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● UNIO M32 İzolasyon Sistemi

IVD CE

AUM32

Manyetik boncuk teknolojisi 32'ye kadar örnek hacmi
Çapraz kontaminasyon kontrolü Entegre UV
İşlem Süresi: 12 dakikaya kadar kısa süren protokoller* İzolasyon kitine/protokole bağlı olarak ve uygun örnekler için
*1 ila 32 örnek için aynı süreyi alır

Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO M32 Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti, UNIO M32 Tam Kan İzolasyon Kiti

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● UNIO M8 İzolasyon Sistemi

IVD CE

UM8ES

Manyetik boncuk teknolojisi 8'e kadar örnek hacmi
Çapraz kontaminasyon kontrolü Entegre UV
İşlem Süresi: 15 dakikaya kadar kısa süren protokoller* İzolasyon kitine/protokole bağlı olarak
*1 ila 8 örnek için aynı süreyi alır

Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO M8 Gıda DNA İzolasyon Kiti

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● UNIO M16 İzolasyon Sistemi

IVD CE

UM16ES

Manyetik boncuk teknolojisi 16'ya kadar örnek hacmi
Çapraz kontaminasyon kontrolü Entegre UV
İşlem Süresi: 15 dakikaya kadar kısa süren protokoller* İzolasyon kitine/protokole bağlı olarak
*1 ila 16 örnek için aynı süreyi alır

Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO M16 Gıda DNA İzolasyon Kiti

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● IVDR Sertifikalı

Ürünlerimizin tek parametrelili versiyonlarına
www.anatoliageneworks.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Cihazlar

OTOMATİK NÜKLEİK ASİT İZOLASYON CİHAZLARI

● UNIO 96 İzolasyon & PCR Setup Sistemi

IVD CE

AUH96

Manyetik boncuk teknolojisi 96'ya kadar örnek hacmi
Çapraz kontaminasyon kontrolü Entegre UV
LIMS (LIS) bağlantısı Opsiyonel HEPA filtresi
İşlem Süresi: 60 dakikaya kadar kısa süren protokoller* İzolasyon kitine/protokole bağlı olarak
*Süre örnek sayısına bağlıdır. 2 ila 96 örnek

Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO 96 Nükleik Asit İzolasyon Versatil Kiti, UNIO 96 Yüksek Hacimli Tam Kan Nükleik Asit İzolasyon Kiti

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● UNIO A24S İzolasyon & PCR Setup Sistemi

IVD CE

AUA24S

Manyetik boncuk teknolojisi 24'e kadar örnek hacmi
Çapraz kontaminasyon kontrolü Soğutucu blok
Birincil örnek tüpü ile çalışabilir Entegre UV
LIMS (LIS) bağlantısı Entegre barkod okuyucu
İşlem Süresi: 60 dakikaya kadar kısa süren protokoller* İzolasyon kitine/protokolüne ve PCR kitine bağlı olarak
*Süre örnek sayısına bağlıdır. 1 ila 24 örnek

Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti 600 µl, UNIO Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti, UNIO Bakteriyel DNA İzolasyon Kiti, UNIO Gıda DNA İzolasyonu Kiti, UNIO Tam Kandan Genomik DNA Ekstraksiyon Kiti (Yüksek Hacim)

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● Magnesia 2448 Nükleik Asit İzolasyon & PCR Setup Robotu

IVD CE

MAG48

Manyetik boncuk teknolojisi 48'e kadar örnek hacmi
Çapraz kontaminasyon kontrolü Soğutucu blok & karıştırıcı
Birincil örnek tüpü ile çalışabilir Entegre UV
LIMS (LIS) bağlantısı Entegre barkod okuyucu
Opsiyonel HEPA filtresi İşlem Süresi: 120 dakikaya kadar kısa süren protokoller* İzolasyon kitine/protokolüne bağlı olarak
*Süre örnek sayısına bağlıdır. 1 ila 48 örnek

Uyumlu izolasyon kitleri

Magnesia 2448 Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti, Magnesia 2448 Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti, Magnesia 2448 Bakteriyel DNA İzolasyon Kiti

IVDR 2017/746 Sertifikalı

● UNIO 448 Sistemi

IVD CE

AUS448

Modüler tek yönlü akış tasarımı 8 saat içinde 448 test kapasitesi
Çapraz kontaminasyon kontrolü UV sterilizasyonu ve HEPA filtresi
Çeşitli örnek tüpleriyle uyumlu Entegre kapak açma modülü
Çift yönlü LIMS (LIS) bağlantısı Entegre barkod okuyucu
STAT örnek önceliği tanımlama
Hata tespiti: pıhtı, kabarcık, mekanik çarpışma, hacim takibi

İşlem süresi: İlk sonuçlar yaklaşık 113 dakikada, sonraki partiler her 30 dakikada bir; 8 saat içinde 448 test kapasitesi

IVDR 2017/746 Sertifikalı

REAL-TIME PCR CİHAZLARI

● Montania 4896 Real-Time PCR Cihazı

IVD CE

RT-020

Birbirinden Bağımsız Çift Blok (48+48 kuyu)
PMT teknolojisi LED ışık kaynağı
Peltier modül ısıtma 4+2 filtre (Opsiyonel)

IVDR 2017/746 Sertifikalı

UNIO 448 Sistemi

UNIO 448, örnekten sonuca kadar tüm moleküler tanı sürecini otomatikleştiren, yüksek kapasiteli ve kullanıcı dostu bir PCR çözümü. Kompakt yapısıyla tüm iş akışını tek bir sistemde bir araya getirir.




IVDR

IVD CE

Metot	Örnekten sonuca; otomatik reaktif hazırlama, NA izolasyonu ve PCR amplifikasyonu
Kapasite	8 saat içinde 448 test kapasitesi
Örnek Hacmi	200-500 µL
Elüsyon Hacmi	60-150 µL
Isıtıcı Blok	✓
UV Lambası	✓
Boyutlar	Reaktif hazırlama modülü: 1,060 (L) × 1,200 (W) × 1,850(H) mm NA izolasyon modülü: 1,900 (L) × 1,200 (W) × 1,850 (H) mm PCR modülü: 1,060 (L) × 1,200 (W) × 1,850 (H) mm
Ağırlık	835 kg

UNIO 96 İzolasyon & PCR Setup Sistemi

UNIO 96 İzolasyon & PCR Setup Sistemi, serum, kan, plazma, nazofarengal sürüntüler, orofarengal sürüntüler gibi vücut sıvıları da dahil olmak üzere farklı kaynaklardan otomatik DNA/RNA izolasyonu için tasarlanmış ve üretilmiştir.



IVDR

IVD CE

Metot	Silika kaplı manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon / manyetik boncuklu hızlı izolasyon metodu
Kapasite	1-96 örnek
Örnek Hacmi	200/400 µL
Elüsyon Hacmi	80/150/200/400 µL
Verimlilik	10 µg/200 µL'ye kadar
Isıtıcı Blok	✓
UV Lambası	✓
Barkod Okuyucu	✓
Boyutlar ve Ağırlık	D: 795 x W: 1124 x H: 903 mm - 150 kg
İşlem Süresi	60-140 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak)

UNIO A24S İzolasyon & PCR Setup Sistemi

UNIO A24S, nükleik asit izolasyonu ve PCR Setup için kullanılan tam otomatik bir laboratuvar cihazıdır. Cihaz, silika kaplı manyetik boncuk teknolojisi kullanarak çeşitli biyolojik örneklerden hızlı, saf, verimli ve kontaminasyon riski olmadan nükleik asit izolasyonu yapabilmektedir.



Metot	Silika kaplı manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon / 4 farklı termal protokol ile PCR Setup
Kapasite	1-24 örnek
Örnek Hacmi	100/200/400/600 µL
Elüsyon Hacmi	60/100/150/200 µL
Isıtıcı Blok	✓
Soğutucu Blok	✓
UV Lambası	✓
Barkod Okuyucu	✓
Boyutlar ve Ağırlık	D: 660 x W: 920 x H: 920 mm - 180 kg
İşlem Süresi	60-180 dakika (İzolasyon kitine/protokolüne ve PCR kitine bağlı olarak)

UNIO B48 İzolasyon Sistemi

UNIO B48 İzolasyon Sistemi, B24'ün sahip olduğu her şeye ve daha fazlasına sahiptir. Cihaz, manyetik partiküller kullanarak biyolojik numunelerden (kan, serum, plazma vb.) DNA ve RNA'nın otomatik olarak izolasyonu için tasarlanmıştır. UNIO B48, 24 numune kapasitesine sahip iki ayrı bağımsız bloktan oluşur. Kısa bir hazırlık süresinin ardından 1 ila 48 numuneyi kolayca işleyebilir.



Metot	Silika kaplı manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon
Kapasite	1-48 örnek
Örnek Hacmi	100/200/400/600 µL
Elüsyon Hacmi	60/100/150/200 µL
Isıtıcı Blok	✓
UV Lambası	✓
Boyutlar ve Ağırlık	D: 660 x W: 920 x H: 920 mm - 180 kg
İşlem Süresi	45-110 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak)

UNIO B24 İzolasyon Sistemi


UNIO B24 İzolasyon Sistemi, paramanyetik partiküller kullanarak çeşitli biyolojik örneklerden (tam kan, serum, plazma, sürüntü, doku vb.) ve gıda örneklerinden (et, süt, tohum, yem, jelatin vb.) nükleik asitlerin (DNA/RNA) otomatik izolasyonunu gerçekleştirmek amacı ile geliştirilmiş bir laboratuvar cihazıdır. UNIO B24 İzolasyon Sistemi, kullanıma hazır kartuş sistemini kullanarak, hızlı, saflığı yüksek, etkili ve kontaminasyon riski olmadan nükleik asit izolasyonu yapabilmektedir.



Metot	Silika kaplı manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon
Kapasite	1-24 örnek
Örnek Hacmi	100/200/400/600 µL
Elüsyon Hacmi	60/100/150/200 µL
Verimlilik	Up to 10 µg/200 µL
Isıtıcı Blok	✓
UV Lambası	✓
Boyutlar ve Ağırlık	D: 580 x W: 660 x H: 920 mm - 110 kg
İşlem Süresi	18-95 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak)

UNIO M32 İzolasyon Sistemi

UNIO M32 İzolasyon Sistemi, tanı amaçlı PCR uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, biyolojik örneklerden ve gıda örneklerinden nükleik asit (DNA ve RNA) izolasyonu yapan otomatik bir laboratuvar cihazıdır. Cihazda silika kaplı manyetik boncuklara dayalı yöntem kullanılmaktadır. UNIO M32, kullanım kolaylığı sağlamak amacı ile LCD dokunmatik ekrana sahiptir. Bu cihaz, kısa bir hazırlık süresinden sonra 1 ila 32 numuneyi işleyebilir.




Metot	Silika kaplı manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon
Kapasite	1-32 örnek
Örnek Hacmi	100/200 µL
Elüsyon Hacmi	100 µL
Isıtıcı Blok	✓
UV Lambası	✓
Boyutlar ve Ağırlık	D: 310 x W: 385 x H: 369 mm - 18 kg
İşlem Süresi	12-50 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak)

UNIO M8 & M16 İzolasyon Sistemi

UNIO M8 & M16 İzolasyon Sistemi, tanı ve veterinerlik amaçlı PCR uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, biyolojik örneklerden ve gıda örneklerinden nükleik asit (DNA ve RNA) izolasyonu yapan otomatik bir laboratuvar cihazıdır. Cihazda silika kaplı manyetik boncuklara dayalı yöntem kullanılmaktadır. Bu cihazlar kullanım kolaylığı sağlamak amacı ile LCD dokunmatik ekrana sahiptir.

IVDR

IVD CE



Metot	Silika kaplı manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon	Silika kaplı manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon
Kapasite	1-8 örnek	1-16 örnek
Örnek Hacmi	2000 µL	1000 µL
Elüsyon Hacmi	300-400 µL	300-400 µL
Isıtıcı Blok	✓	✓
UV Lambası	✓	✓
Boyutlar ve Ağırlık	D: 310 x W: 385 x H: 369 mm 18 kg	D: 310 x W: 385 x H: 369 mm 18 kg
İşlem Süresi	50-70 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak)	50-70 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak)


Magnesia 2448 İzolasyon ve PCR Setup Sistemi

Magnesia 2448 İzolasyon ve PCR Setup Sistemi, mikropilaya kaplayıcılarını delebilen tek kullanımlık pipet uçlarına sahip 4-kanallı pipetleme sistemi, standart derin kuyulu mikropilalara uyumlu çalkalayıcıları/inkübatörleri ve PCR tüpleri ve reaktif kapları için soğutma modülleri içerir. Magnesia 2448, çok parametrelili deneyleri yalnızca birkaç dakikalık uygulama süresiyle güvenli bir şekilde gerçekleştirebilen kompakt, çok amaçlı ve gelişmiş bir nükleik asit izolasyon ve PCR Setup sistemidir.

Magnesia
2448

IVDR

IVD CE



Metot	Manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon
Kapasite	1-48 örnek
Örnek Hacmi	200/400 µL
Elüsyon Hacmi	80 µL
Soğutucu Blok	✓
Isıtıcı/Karıştırıcı	✓
UV Lambası	✓
Barkod Okuyucu	✓
Boyutlar ve Ağırlık	D: 850 x W: 1270 x H: 1050 mm - 230kg
İşlem Süresi	120-180 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak)

Magrev Manuel Manyetik Boncuklu İzolasyon Standları



**Magrev
24**

IVDR IVD CE

**Magrev
mini**

IVDR IVD CE

Magrev 24 Manuel Manyetik Boncuk Nükleik Asit İzolasyon Standı ve Magrev Mini Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik Asit İzolasyon Standı son derece avantajlı ve uygun maliyetli platformlardır. Magrev hem araştırma hem de tanı amaçlı için kullanılabilir. 24 numune örneği için genomik DNA izolasyonu, sadece 20 dakikalık hazırlık süresi ile, tüp pozisyonlarının değişimine ve santrifüjlemeye gerek kalmadan gerçekleşir.

Zorunluluk olmamakla birlikte 6-kanallı ayarlanabilir pipet kullanımı sistemin kullanımını daha da pratik hale getirmektedir.

Magrev Mini Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik Asit İzolasyon Standı, Magrev 24'ten farklı olarak örnek sayısı ve ihtiyacınıza bağlı olarak çalışabileceğiniz birim sayısını dilediğiniz gibi artırma özgürlüğü vermektedir.

Anatolia Geneworks tarafından tasarlanan, patentlenen ve üretilen Magrev Mini, manyetik boncuk temelli manuel nükleik asit izolasyonuna yeni ve kullanışlı bir çözüm getirmektedir.

Montania 4896 Real-Time PCR Cihazı

Montania 4896 Real-Time PCR Cihazı, iki adet 48 kuyulu bloğu ve iki farklı analizi eşzamanlı gerçekleştirme imkânı sağlayan yazılımı ile moleküler tanı uygulamalarında yenilikler sunmaktadır.



**Montania
4896**

IVDR IVD CE

Kapasite	96 (48 kuyucuklu birbirinden bağımsız çift blok) örnek
Işık Kaynağı	LED
Sıcaklık Aralığı	4-99 °C
Azami Hız Derecesi	4.5 °C/saniye
Sıcaklık Hassasiyeti	+/- 0.1 °C
Sıcaklık Homojenliği	+/- 0.1 °C
Örnek Hacmi	15-100 µL
Filtre Çifti/ Dalga Boyu (nm)	4 (470/510- 530/565-580/620-630/665)
Dyes	FAM/SYBR Green, VIC/HEX/JOE/TET, ROX/Texas Red, Cy5
Boyutlar ve Ağırlık	D: 520 x W: 380 x H: 250 mm - 18 kg



Anatolia Geneworks, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 standartlarına, 98/79/EC direktifine, EU 2017/746 IVDR ve 2006/42/EC yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürüten, ürünlerinin Türkiye’de ve yurt dışında güvenle kullanılabilmesini sağlayan bir biyoteknoloji şirkettir. Anatolia, Türkiye’de yüksek riskli moleküler tanı ürünleri için IVDR sertifikası alan ilk şirket olmuştur.

Anatolia’nın ana uzmanlık alanı nükleik asit izolasyon kitleri, hızlı tanı kitleri, rekombinant enzim, Real-Time PCR ve otomatik nükleik asit izolasyon cihazları ve PCR Setup robotları tasarlamak, geliştirmek ve üretmektir. Anatolia, kendi markasıyla üretilen Real-Time PCR cihazlarının da entegrasyonu ile Real-Time PCR uygulamaları için uygun tam sistem çözümleri üretebilen dünyadaki çok az sayıdaki firmadan biridir.

Anatolia Tanı A.Ş., en son teknoloji ile donatılmış, en üst düzeyde altyapısı, kaliteli ve multidisipliner bir ekibi bulunan çok gelişmiş bir Ar-Ge Merkezi’ne sahiptir. Anatolia, 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da (BIST) halka açık bir şirket haline gelmiştir. Anatolia’nın yurt dışında Almanya, Hollanda, İtalya, Polonya, Bulgaristan ve Pakistan iştirakleri bulunmaktadır.

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş.

Hasanpaşa Mah. Beydağı Sok. No: 1 - 9 H, 34920, Sultanbeyli/İstanbul - TÜRKİYE
Tel: +90 216 330 04 55 | Fax: +90 216 330 00 42 | satis@anatoliagenetworks.com
www.anatoliagenetworks.com