

# Anatolia Geneworks

## *Vücut Dışı Tanı*

## Ürün Listesi



**Anatolia**  
geneworks

IVDR

| Solum Patojenleri                          | Adenovirus | Bocavirus | Coronavirus 229E | Coronavirus HKU1 | Coronavirus NL63 | Coronavirus OC43 | Enterovirus | Influenza A | Influenza A H1 | Influenza A H3 | Influenza A H5 | Influenza A H7 | Influenza B | Influenza C | Metapneumovirus A/B | Pandemic H1N1 influenza A | Parainfluenza 1 | Parainfluenza 2 | Parainfluenza 3 | Parainfluenza 4 | Parachovirus | Rhinovirus | RSV A/B | SARS-CoV-2 | Seasonal H1N1 influenza A | B. pertussis | C. pneumoniae | H. influenzae type B | K. pneumoniae | L. pneumophila | L. pneumophila / longbeachae | M. catarrhalis | M. pneumoniae | P. jirovecii | S. aureus | S. enterica | S. pneumonia | S. pyogenes |  |  |
|--------------------------------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|---------|------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--|--|
| Atipik CAP Panel Kiti                      |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| SARS-CoV-2/Solum Patojenleri Panel Kiti v5 |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| SARS-CoV-2/Solum Patojenleri Panel Kiti v4 |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| SARS-CoV-2/Solum Patojenleri Panel Kiti v3 |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| SARS-CoV-2/Solum Patojenleri Panel Kiti v1 |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| SARS-CoV-2/Grip/RSV Panel Kiti v6          |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| SARS-CoV-2/Grip/RSV Panel Kiti             |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| ADEP Panel Kiti                            |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| Influenza Tiplendirme Kiti v2              |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| Influenza Tiplendirme Kiti v1              |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| Solum Patojenleri Maxi Panel Bundle Kiti   |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| Solum Patojenleri Mini Panel Bundle Kiti   |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| Solum Patojenleri Mini Panel Kit           |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| Solum Patojenleri Panel Kiti v10           |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| Solum Patojenleri Panel Kiti v9            |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| Solum Patojenleri Panel Kiti v8            |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| Solum Patojenleri Panel Kiti v7            |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| Solum Patojenleri Panel Kiti v6            |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| Solum Patojenleri Panel Kiti v5            |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |
| H1N1 Saptama Kiti v3                       |            |           |                  |                  |                  |                  |             |             |                |                |                |                |             |             |                     |                           |                 |                 |                 |                 |              |            |         |            |                           |              |               |                      |               |                |                              |                |               |              |           |             |              |             |  |  |

IVDR

| Menenjit, CNS & Göz Enfeksiyonu Patojenleri           | Adenovirus | BKV | CMV | EBV | Enterovirus | HHV-6 | HHV-7 | HSV-1 | HSV-2 | JCV | Parachovirus | Parvovirus B19 | Mumps | VZV | C. gattii / neoformans | C. trachomatis | E. coli | E. coli K1 | H. influenzae type B | M. genitalium | N. gonorrhoeae | L. monocytogenes | N. meningitidis | S. pneumoniae | S. agalactiae ( group B) |
|-------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------------|----------------|-------|-----|------------------------|----------------|---------|------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Göz Enfeksiyonu Kombo Kiti v1                         |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| Veziküler Döküntü Panel Kiti                          |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| Döküntü-Ateş Panel Kiti v1                            |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| CNS Mini Panel Kiti v2                                |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| CNS Panel Bundle Kiti v1                              |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| Yenidoğan Menenjit Panel Kiti v2                      |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| Yenidoğan Menenjit Panel Kiti v1                      |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| Bakteriyel Menenjit Panel Kiti v3                     |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| Bakteriyel Menenjit Panel Kiti v2                     |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| Bakteriyel Menenjit Panel Kiti                        |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| Viral Menenjit Panel Kiti v3                          |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| Viral Menenjit Panel Kiti v2                          |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Maxi Panel Bundle Kiti |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Panel Kiti             |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |
| VIP Kantifikasyon Bundle Kiti                         |            |     |     |     |             |       |       |       |       |     |              |                |       |     |                        |                |         |            |                      |               |                |                  |                 |               |                          |

## Gastrointestinal Sistem Patojenleri

| Gastrointestinal Sistem Patojenleri      | Gastrointestinal Sistem Patojenleri |            |              |               |           |           |              |            |                    |              |                 |                                      |                      |             |                                |              |              |                    |                      |                            |                |                           |                            |                                                                       |                 |                 |                |             |             |                     |               |                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                          | Adenovirus                          | Astrovirus | Norovirus GI | Norovirus GII | Rotavirus | Sapovirus | Ascaris spp. | B. hominis | Campylobacter spp. | C. difficile | C. cayetanensis | C. jejuni / upsallensis /coli / lari | Cryptosporidium spp. | D. fragilis | E. coli VTEC (STEC(STX1/STX2)) | E. coli EAEC | E. coli EPEC | E. coli ETEC lt/st | E. coli STEC O157:H7 | E. coli EIEC/Shigella spp. | E. histolytica | E. vermicularis (Oxyuris) | G. duodenalis (G. lamblia) | Microsporidia (E. bienewisi, E. intestinalis, E. hellem, E. cuniculi) | P. shigelloides | Salmonella spp. | S. stercoralis | Taenia spp. | V. cholerae | V. parahaemolyticus | V. vulnificus | Y. enterocolitica |
| Gastroenterit Panel Kiti v4              | •                                   | •          | •            | •             | •         | •         |              |            |                    | •            | •               | •                                    | •                    |             | •                              | •            | •            | •                  | •                    | •                          | •              |                           |                            |                                                                       | •               | •               |                |             | •           | •                   | •             | •                 |
| Gastroenterit Panel Kiti v3              | •                                   | •          | •            | •             | •         |           |              |            |                    | •            |                 | •                                    | •                    |             | •                              |              |              |                    |                      | •                          | •              |                           | •                          |                                                                       |                 | •               |                |             |             |                     |               | •                 |
| Viral GI Panel Kiti v2                   | •                                   | •          | •            | •             | •         | •         |              |            |                    |              |                 |                                      |                      |             |                                |              |              |                    |                      |                            |                |                           |                            |                                                                       |                 |                 |                |             |             |                     |               |                   |
| Viral GI Panel Kiti v1                   |                                     |            | •            | •             | •         |           |              |            |                    |              |                 |                                      |                      |             |                                |              |              |                    |                      |                            |                |                           |                            |                                                                       |                 |                 |                |             |             |                     |               |                   |
| Bakteriyel ve Parazitik GI Panel Kiti v1 |                                     |            |              |               |           |           |              |            | •                  | •            |                 |                                      | •                    |             | •                              |              |              |                    |                      | •                          | •              |                           | •                          |                                                                       | •               | •               |                |             |             |                     |               | •                 |
| Bakteriyel GI Panel Kiti v1              |                                     |            |              |               |           |           |              |            | •                  | •            |                 |                                      |                      |             | •                              |              |              |                    |                      | •                          |                |                           |                            |                                                                       | •               |                 | •              |             |             |                     |               | •                 |
| Parazitik GI Panel Kiti v5               |                                     |            |              |               |           | •         |              |            |                    |              |                 |                                      | •                    |             |                                |              |              |                    |                      |                            | •              | •                         | •                          | •                                                                     |                 |                 |                | •           | •           |                     |               |                   |
| Parazitik GI Panel Kiti v4               |                                     |            |              |               |           |           |              | •          |                    |              | •               |                                      | •                    | •           |                                |              |              |                    |                      |                            | •              |                           | •                          |                                                                       |                 |                 |                |             |             |                     |               |                   |
| Parazitik GI Panel Kiti v3               |                                     |            |              |               |           | •         |              |            |                    |              |                 |                                      | •                    |             |                                |              |              |                    |                      |                            | •              | •                         | •                          |                                                                       |                 |                 | •              | •           |             |                     |               |                   |
| Parazitik GI Panel Kiti v2               |                                     |            |              |               |           |           |              |            |                    |              |                 |                                      | •                    |             |                                |              |              |                    |                      |                            | •              |                           | •                          |                                                                       |                 |                 |                |             |             |                     |               |                   |
| Parazitik GI Panel Kiti v1               |                                     |            |              |               |           | •         |              |            |                    |              |                 |                                      | •                    |             |                                |              |              |                    |                      |                            | •              | •                         | •                          |                                                                       |                 |                 |                | •           |             |                     |               |                   |

## CYBH Patojenleri

IVDR

|                                            | HSV-1 | HSV-2 | A. vaginae | B. fragilis | BVAB2 | C. albicans | C. trachomatis | G. vaginalis | H. ducreyi | Lactobacillus spp. | Megasphaera type 1 | Mobiluncus spp. | M. genitalium | M. hominis | N. gonorrhoeae | S. agalactiae (group B) | T. pallidum | T. vaginalis | U. parvum | U. urealyticum |
|--------------------------------------------|-------|-------|------------|-------------|-------|-------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| CT/NG/MG Panel Kiti v1                     |       |       |            |             |       |             | •              |              |            |                    |                    |                 | •             |            | •              |                         |             |              |           |                |
| STDs Tarama Kiti v6                        | •     | •     |            |             |       | •           |                | •            |            |                    |                    |                 |               | •          |                |                         | •           | •            | •         | •              |
| STDs Tarama Kiti v5                        |       |       |            |             |       |             |                | •            |            |                    |                    |                 |               | •          |                |                         | •           | •            | •         | •              |
| STDs Tarama Kiti v4                        | •     | •     |            |             |       |             |                | •            | •          |                    |                    |                 |               | •          |                | •                       | •           | •            | •         | •              |
| STDs Tarama Kiti v3                        |       |       |            |             |       |             |                | •            | •          |                    |                    |                 |               | •          |                | •                       | •           | •            | •         | •              |
| STDs Tarama Kiti v2                        | •     | •     |            |             |       |             |                | •            | •          |                    |                    |                 |               | •          |                | •                       | •           | •            | •         | •              |
| STDs Tarama Kiti v1                        | •     | •     |            |             |       |             |                | •            |            |                    |                    |                 |               | •          |                | •                       | •           | •            | •         | •              |
| STD Temel Kiti v2                          |       |       |            |             |       |             |                |              |            |                    |                    |                 |               | •          |                | •                       |             |              | •         | •              |
| STD Temel Kiti v1                          |       |       |            |             |       |             |                |              |            |                    |                    |                 |               | •          |                |                         |             | •            | •         | •              |
| STD Kombo Temel Kiti v2                    |       |       |            |             |       |             | •              |              |            |                    |                    |                 | •             | •          | •              | •                       |             |              | •         | •              |
| STD Kombo Temel Kiti v1                    |       |       |            |             |       |             | •              |              |            |                    |                    |                 | •             | •          | •              |                         |             | •            | •         | •              |
| STD Kombo Kiti v6                          | •     | •     |            |             |       | •           | •              | •            |            |                    |                    |                 | •             | •          | •              |                         | •           | •            | •         | •              |
| STD Kombo Kit v5                           |       |       |            |             |       |             | •              | •            |            |                    |                    |                 | •             | •          | •              |                         | •           | •            | •         | •              |
| STD Kombo Kiti v4                          | •     | •     |            |             |       |             | •              | •            | •          |                    |                    |                 | •             | •          | •              | •                       | •           | •            | •         | •              |
| STD Kombo Kiti v3                          |       |       |            |             |       |             | •              | •            | •          |                    |                    |                 | •             | •          | •              | •                       | •           | •            | •         | •              |
| STD Kombo Kiti v2                          | •     | •     |            |             |       |             | •              | •            | •          |                    |                    |                 | •             | •          | •              |                         | •           | •            | •         | •              |
| STD Kombo Kiti v1                          | •     | •     |            |             |       |             | •              | •            |            |                    |                    |                 | •             | •          | •              |                         | •           | •            | •         | •              |
| Genital Ülser Panel Kiti                   | •     | •     |            |             |       |             |                |              |            |                    |                    |                 |               |            |                |                         | •           |              |           |                |
| Urethritis Kombo Kiti                      |       |       |            |             |       |             | •              |              |            |                    |                    |                 | •             |            | •              |                         |             | •            |           |                |
| Cervicitis Kombo Kiti                      | •     | •     |            |             |       |             | •              |              |            |                    |                    |                 | •             |            | •              |                         | •           | •            |           |                |
| Trichomonas vaginalis Saptama Kiti v2      |       |       |            |             |       |             |                |              |            |                    |                    |                 |               |            |                |                         |             | •            |           |                |
| Trichomonas vaginalis Saptama Kiti v1      |       |       |            |             |       |             |                |              |            |                    |                    |                 |               |            |                |                         |             | •            |           |                |
| MultiMelt STDs Panel Kiti v2               |       |       |            |             |       |             | •              |              |            |                    |                    |                 | •             | •          | •              |                         |             | •            | •         | •              |
| Bakteriyel Vajinozis Kantifikasyon Kiti v1 |       |       | •          |             |       |             |                | •            |            | •                  |                    |                 |               |            |                |                         |             |              |           |                |
| Bakteriyel Vajinozis Tarama Kiti v1        |       |       | •          | •           | •     |             |                | •            |            | •                  | •                  | •               |               |            |                |                         |             |              |           |                |

| HPV                                           | HPV 16                   | HPV 18 | HPV 26 | HPV 31 | HPV 33 | HPV 35 | HPV 39 | HPV 45 | HPV 51 | HPV 52 | HPV 53 | HPV 56                  | HPV 58 | HPV 59 | HPV 66 | HPV 67 | HPV 68 | HPV 69 | HPV 73* | HPV 82 | HPV 6 | HPV 7 | HPV 11 | HPV 13 | HPV 34 | HPV 40 | HPV 42 | HPV 43 | HPV 44 | HPV 45 | HPV 54 | HPV 55 | HPV 61 | HPV 62 | HPV 70 | HPV 73* | HPV 74 | HPV 81 | HPV 91 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| HPV Tarama Kiti v7                            | •                        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •                       | •      | •      | •      | •      | •      |        |         |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| HPV Tarama Kiti v5                            | •                        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        | •                       | •      | •      | •      | •      | •      |        |         |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| HPV Tarama Kiti v4                            | •                        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        | •                       | •      | •      | •      | •      | •      |        |         |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| HPV Tarama Kiti v3                            | •                        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        | •                       | •      | •      | •      | •      | •      |        |         |        | •     |       | •      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| HPV Tarama Kiti v2                            | •                        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        | •                       | •      | •      | •      | •      | •      |        |         |        | •     | •     | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        | •      | •      | •      | •      | •       | •      | •      | •      |
| HPV Tarama Kiti v1                            | •                        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        | •                       | •      | •      | •      | •      | •      |        |         |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| HPV Genotiplendirme Temel Kiti Yüksek Risk v1 | •                        | •      |        | •      |        |        |        |        |        |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |         |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| HPV Genotiplendirme Kiti Yüksek Risk v4       | •                        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •                       | •      | •      | •      |        | •      |        |         |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| HPV Genotiplendirme Kiti Yüksek Risk v1       | •                        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        |                         | •      | •      | •      |        | •      |        |         |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v4             | •                        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •                       | •      | •      | •      |        | •      | •      |         |        | •     | •     |        | •      |        |        |        | •      |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v3             | •                        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •                       | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •       | •      | •     | •     |        | •      |        | •      | •      | •      | •      |        | •      |        | •      |        | •      |         |        |        |        |
| HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v2             | •                        | •      |        | •      |        |        |        |        |        |        |        |                         |        |        |        |        |        |        |         |        |       | •     |        | •      |        |        |        | •      |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v1             | •                        | •      |        | •      | •      | •      | •      | •      | •      | •      |        | •                       | •      | •      | •      |        | •      |        |         |        |       | •     |        | •      |        |        |        | •      |        |        |        |        |        | •      |        | •       |        |        |        |
|                                               | Yüksek Riskli Genotipler |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Düşük Riskli Genotipler |        |        |        |        |        |        |         |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |

\*HPV 73, orta veya muhtemel yüksek riskli genotip olarak sınıflandırılır.

| Tropikal Patojenler                     | Chikungunya Virus | Dengue Virus | West Nile Virus | Zika Virus | B. afzelii | B. burgdorferi | B. garinii | P. falciparum | P. knowlesi | P. malariae | P. ovale | P. vivax | Leptospira spp. | S. enterica |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|------------|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------|-------------|
| Tropikal Ateş Panel Kiti v1             | •                 | •            | •               |            |            |                |            | •             |             | •           | •        | •        | •               | •           |
| Dengue - Chikungunya Saptama Kiti       | •                 | •            |                 |            |            |                |            |               |             |             |          |          |                 |             |
| Malaria Genotiplendirme Kiti v2         |                   |              |                 |            |            |                |            | •             | •           | •           | •        | •        |                 |             |
| Zika-Dengue-Chikungunya Saptama Kiti v1 | •                 | •            |                 | •          |            |                |            |               |             |             |          |          |                 |             |
| Dengue-Malaria Saptama Kiti v1          |                   | •            |                 |            |            |                |            | •             |             |             |          | •        |                 |             |
| Lyme Hastalığı Saptama Kiti             |                   |              |                 |            | •          | •              | •          |               |             |             |          |          |                 |             |

| Antibiyotik Direnci | CTX-M | dfra | IMP | KPC | MCR-1 | mecA | Methicillin resistance (mecA/C, MREJ, S. aureus) | NDM | OXA-48 | qnr | sul | VanA | VanB | VIM |
|---------------------|-------|------|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------|-----|--------|-----|-----|------|------|-----|
| ABR Tarama Kiti v3  | •     | •    | •   | •   | •     |      | •                                                | •   | •      | •   | •   | •    | •    | •   |
| ABR Tarama Kiti v2  | •     |      | •   | •   | •     |      | •                                                | •   | •      |     |     | •    | •    | •   |
| ABR Tarama Kiti     | •     |      | •   | •   | •     | •    |                                                  | •   | •      |     |     | •    | •    | •   |

| Sepsis Patojenleri | A. baumannii | Aspergillus spp. | Campylobacter spp. | C. albicans | C. auris | C. glabrata | C. krusei | C. parapsilosis | C. tropicalis | K. aerogenes (E. aerogenes) | E. cloacae | E. faecalis | E. faecium | E. coli | Fusarium spp. | H. influenzae type B | K. oxytoca | K. pneumoniae | L. monocytogenes | N. meningitidis | P. mirabilis | P. aeruginosa | S. enterica | S. marcescens | S. aureus | S. epidermidis | CoNS | Staphylococcus spp. | S. maltophilia | S. pneumoniae | S. pyogenes (group A) | Streptococcus spp. | S. agalactiae (group B) |  |
|--------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|---------|---------------|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------|----------------|------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--|
|                    | •            | •                |                    | •           |          | •           |           |                 | •             |                             |            | •           | •          | •       |               | •                    |            | •             | •                |                 | •            | •             |             | •             | •         | •              | •    | •                   | •              | •             | •                     | •                  |                         |  |
|                    | •            | •                |                    | •           |          | •           |           |                 | •             |                             |            | •           | •          | •       |               |                      |            | •             | •                |                 | •            |               |             | •             | •         | •              | •    | •                   | •              |               | •                     | •                  |                         |  |
|                    | •            | •                | •                  | •           | •        | •           | •         | •               | •             | •                           | •          | •           | •          | •       | •             | •                    | •          | •             | •                | •               | •            | •             | •           | •             | •         | •              | •    | •                   | •              | •             | •                     | •                  | •                       |  |
|                    |              |                  |                    |             |          |             |           |                 |               |                             |            |             |            |         |               |                      |            |               |                  |                 |              |               |             |               |           |                |      |                     |                |               |                       |                    |                         |  |
|                    |              |                  |                    |             |          |             |           |                 |               |                             |            |             |            |         |               |                      |            |               |                  |                 |              |               |             |               |           |                |      |                     |                |               |                       |                    |                         |  |
|                    |              |                  |                    |             |          |             |           |                 |               |                             |            |             |            |         |               |                      |            |               |                  |                 |              |               |             |               |           |                |      |                     |                |               |                       |                    |                         |  |
|                    |              |                  |                    |             |          |             |           |                 |               |                             |            |             |            |         |               |                      |            |               |                  |                 |              |               |             |               |           |                |      |                     |                |               |                       |                    |                         |  |
|                    |              |                  |                    |             |          |             |           |                 |               |                             |            |             |            |         |               |                      |            |               |                  |                 |              |               |             |               |           |                |      |                     |                |               |                       |                    |                         |  |
|                    |              |                  |                    |             |          |             |           |                 |               |                             |            |             |            |         |               |                      |            |               |                  |                 |              |               |             |               |           |                |      |                     |                |               |                       |                    |                         |  |

Bunun yanında, ABR Tarama Kiti 10 antibiyotik direnç genini tespit edebilir: CTX-M, OXA-48, KPC, NDM, IMP, VIM, MCR-1, mecA, VanA, VanB.

## Mikrobiyoloji

- 6 Hepatit Virüsleri
- 6 HIV-1
- 7 Herpes Virüsleri
- 8 Parvovirüsler
- 8 Polyomavirüsler
- 9 Solunum Patojenleri
- 12 SARS-CoV-2
- 13 CYBH/STD Patojenleri
- 16 HPV
- 18 İdrar Yolu Enfeksiyonu Patojenleri
- 18 Adenovirüsler
- 18 Göz Enfeksiyonu Patojenleri
- 19 Menenjit & CNS Patojenleri
- 20 Antibiyotik Direnci
- 21 Sepsis Patojenleri
- 21 Eklem Enfeksiyonu Patojenleri
- 22 Tropikal Patojenler
- 23 Mantarlar
- 24 Gastroenterit Patojenleri
- 26 Mycobacteria
- 26 Brucella
- 26 TTV
- 26 Toksoplazma
- 26 Kızamık Virüsü
- 26 Kabakulak Virüsü

## İlaç Direnci Dizilemesi

- 27 HBV
- 27 HCV
- 27 HIV-1

## Genetik Mutasyon Saptama

- 28 Trombofili
- 29 SMA
- 29 Çölyak
- 29 Laktoz İntoleransı
- 29 Ailesel Akdeniz Ateşi
- 29 HLA
- 29 IL-28B

## Hızlı Antijen Testleri

- 30 Hızlı Test Kitleri

## İzolasyon

- 31 Otomatik Nükleik Asit İzolasyon Kitleri
- 32 Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik Asit İzolasyon Standları
- 32 Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik Asit İzolasyon Kitleri

## Numune Toplama ve Taşıma & İzolasyon

- 33 Numune Toplama ve Taşıma
- 33 Direkt İzolasyon
- 33 Spin Kolon Nükleik Asit İzolasyonu

## Cihazlar

- 34 Otomatik Nükleik Asit İzolasyon Cihazları
- 35 Real-Time PCR Cihazları

## Cihaz Detayları

- 36 UNIO 448 Sistemi
- 36 UNIO 96 İzolasyon & PCR Setup Sistemi
- 37 UNIO A24S İzolasyon & PCR Setup Sistemi
- 37 UNIO B48 İzolasyon Sistemi
- 38 UNIO B24 İzolasyon Sistemi
- 38 UNIO M32 İzolasyon Sistemi
- 39 UNIO M8 & M16 İzolasyon Sistemi
- 39 Magnesia 2448 İzolasyon & PCR Setup Sistemi
- 40 Magrev Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik Asit İzolasyon Standları
- 40 Montania 4896 Real-Time PCR Cihazı



## Hepatit Virüsleri Real-Time PCR Kitleri

Hepatit, karaciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Akut hepatit kendiliğinden düzelebilir, kronik hepatite ilerleyebilir veya (nadiren) akut karaciğer yetmezliği ile sonuçlanabilir. Kronik hepatit ciddi vakalarda karaciğerde skarlaşma (siroz), karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine ilerleyebilir. Hepatit B ve C, milyonlarca insanda kronik hastalığa neden olmaktadır ve siroz, karaciğer kanseri ve viral hepatitten kaynaklanan ölümlerin en sık nedenidir. Dünya çapında tahminen 354 milyon kişi Hepatit B veya C ile yaşamaktadır.

|                                                       |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore HBV Kantifikasyon Kiti</b>                | <b>IVD CE</b>                  | ABHBQ1 | ABHBQ2 | ABHBQ3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                              | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <b>Bosphore HCV Kantifikasyon Kiti</b>                | <b>IVD CE</b>                  | ABHCQ1 | ABHCQ2 | ABHCQ3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                              | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <b>Bosphore HCV Genotiplendirme Kiti v1</b>           | <b>IVD CE</b>                  | ABHCG1 | ABHCG2 | ABHCG3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                              | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 4 tüp  |        |         |
| Genotipler: 1/1a/1b/2/3/4                             |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore HCV Genotip 3 Genotiplendirme Kiti v1</b> | <b>IVD CE</b>                  | ABHC31 | ABHC32 | ABHC33  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                              | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| Genotipler: 3a/3b                                     |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore HCV Genotiplendirme Kiti v5</b>           | <b>IVD CE</b>                  | ABHCGD | ABHCGE |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                              | 5 tüp                          |        |        |         |
| Genotipler: 1a/1b/1-all/2/3/4/5/6                     |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore HCV Genotiplendirme Kiti v7</b>           | <b>IVD CE</b>                  | ABHCGJ | ABHCGK |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                              | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 6 tüp  |        |         |
| Genotipler: 1a/1b/1c-k/2/3/3a/3b/4/5/6                |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore HDV Kantifikasyon/Saptama Kiti v1</b>     | <b>IVD CE</b>                  | ABHDV1 | ABHDV2 | ABHDV3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                              |                                |        |        |         |
| <b>HIV-1</b>                                          |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
| <b>Bosphore HIV-1 Kantifikasyon Kiti</b>              | <b>IVD CE</b>                  | ABHIQ1 | ABHIQ2 | ABHIQ3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                              | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |



## Herpes Virüsleri Real-Time PCR Kitleri

*Herpesviridae*, insanlarda ve hayvanlarda enfeksiyonlara ve hastalıklara neden olan geniş bir virüs ailesidir. Bu ailenin üyeleri Herpes virüsleri olarak da bilinir. Dokuz Herpes virüsü tipinin insanları enfekte ettiği bilinmektedir. Bunlar; Herpes Simpleks Virüsleri 1 ve 2 (HSV-1 ve HSV-2, HHV-1 ve HHV-2 olarak da bilinir), Varisella-Zoster Virüsü (VZV, HHV-3 olarak da bilinir), Epstein-Barr Virüsü (EBV veya HHV-4), İnsan SitomegaloVirüsü (HCMV veya HHV-5), İnsan Herpes Virüsü 6A ve 6B (HHV-6A ve HHV-6B), İnsan Herpes Virüsü 7 (HHV-7) ve HHV-8.

|                                                                                                             |  | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore CMV Kantifikasyon Kiti</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol<br>HHV-5                                 |  | ABCMQ1 | ABCMQ2 | ABCMQ3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                                                              |  |        |        |         |
| IVDR 2017/746 Sertifikalı                                                                                   |  |        |        |         |
| <b>Bosphore EBV Kantifikasyon Kiti v1</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol<br>HHV-4                              |  | ABEBV1 | ABEBV2 | ABEBV3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                                                              |  |        |        |         |
| <b>Bosphore HSV 1-2 Genotiplendirme Kiti v1</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol<br>HHV-1 (HSV-1), HHV-2 (HSV-2) |  | ABHSV1 | ABHSV2 | ABHSV3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                                                              |  |        |        |         |
| <b>Bosphore HSV 1-2 Kantifikasyon Kiti v1</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol<br>HHV-1 (HSV-1), HHV-2 (HSV-2)   |  | ABHSQ1 | ABHSQ2 |         |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                                                              |  |        |        |         |
| <b>Bosphore VZV Saptama Kiti v1</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol<br>HHV-3                                    |  | ABVZV1 | ABVZV2 | ABVZV3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                                                              |  |        |        |         |
| <b>Bosphore VZV Kantifikasyon Kiti v1</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol<br>HHV-3                              |  | ABVZQ1 | ABVZQ2 | ABVZQ3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                                                              |  |        |        |         |
| <b>Bosphore HHV-6 Saptama Kiti v1</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol                                           |  | ABHHV1 | ABHHV2 | ABHHV3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                                                              |  |        |        |         |
| <b>Bosphore HHV-6 Kantifikasyon Kiti v1</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol                                     |  | ABH6Q1 | ABH6Q2 | ABH6Q3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                                                              |  |        |        |         |

|  |  | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|--|--|--------|--------|---------|
|--|--|--------|--------|---------|

## Bosphore HHV-7 Saptama Kiti v1

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABHH71

ABHH72

ABHH73

## Bosphore HHV-8 Saptama Kiti v1

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABHH81

ABHH82

ABHH83

## Bosphore HHV-8 Kantifikasyon Kiti v1

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABH8Q1

ABH8Q2

ABH8Q3

## Bosphore EBV-Adenovirus Kantifikasyon Kiti

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABEBA1

ABEBA2

## PARVOVİRÜSLER

|  |  | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|--|--|--------|--------|---------|
|--|--|--------|--------|---------|

## Bosphore Parvovirus B19 Kantifikasyon Kiti v1

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABPRV1

ABPRV2

ABPRV3

## POLYOMAVİRÜSLER

|  |  | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|--|--|--------|--------|---------|
|--|--|--------|--------|---------|

## Bosphore JCV Kantifikasyon Kiti v1

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABJCV1

ABJCV2

ABJCV3

## Bosphore BKV Kantifikasyon Kiti v1

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABBKV1

ABBKV2

ABBKV3

## Bosphore JCV-BKV Saptama Kiti v2

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABJKV4

ABJKV5

ABJKV6

JCV ve BKV'yi birbirinden ayrı olarak saptayabilir

## Bosphore JCV-BKV Kantifikasyon Kiti

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABJBQ1

ABJBQ2

ABJBQ3

JCV, BKV

## Solunum Patojenleri Real-Time PCR Kitleri



Üst ve alt olarak ikiye ayrılan solunum yolu enfeksiyonları genellikle burun, boğaz, nefes borusu ve akciğerleri etkiler. Daha fazla Solunum Patojenleri Real-Time PCR Kiti'ne ulaşmak için internet sitemizi ziyaret edin.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |        | 25 rxn  | 50 rxn | 100 rxn |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|
| <b>Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>IVD CE</b>                  | ABRPPD | ABRPPE  |        |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 11 tüp |         |        |         |
| Adenovirus, Bocavirus, <i>B. pertussis</i> , Coronavirus 229E-NL63-OC43, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> , Influenza A-B, <i>K. pneumoniae</i> , <i>L. pneumophila</i> , Metapneumovirus A/B, <i>M. catarrhalis</i> , <i>M. pneumoniae</i> , Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, <i>P. jirovecii</i> , Rhinovirus, RSV A/B, Seasonal H1N1, <i>S. aureus</i> , <i>S. enterica</i> , <i>S. pneumoniae</i>          |                                |        |         |        |         |
| <b>Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>IVD CE</b>                  | ABRPPD | ABRPPE  |        |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 11 tüp |         |        |         |
| Adenovirus, Bocavirus, <i>B. pertussis</i> , Coronavirus 229E-NL63-OC43-HKU1, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> type B, Influenza A-B-C, <i>K. pneumoniae</i> , <i>L. pneumophila</i> , Metapneumovirus, <i>M. catarrhalis</i> , <i>M. pneumoniae</i> , Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, <i>P. jirovecii</i> , Rhinovirus, RSV A/B, Seasonal H1N1, <i>S. aureus</i> , <i>S. enterica</i> , <i>S. pneumoniae</i> |                                |        |         |        |         |
| <b>Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>IVD CE</b>                  | ABRPPG | ABRPPH  |        |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 7 tüp  |         |        |         |
| Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus 229E-NL63-OC43-HKU1, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> type B, Influenza A-B, Metapneumovirus, <i>M. pneumoniae</i> , Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A/B                                                                                                                                                                                                   |                                |        |         |        |         |
| <b>Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>IVD CE</b>                  | ABRPPJ | ABRPPJK |        |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol<br>Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 7 tüp  |         |        |         |
| Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Enterovirus, Influenza A, Influenza B, Metapneumovirus, Pandemic H1N1, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A/B, SARS-CoV-2                                                                                                                                            |                                |        |         |        |         |
| <b>Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>IVD CE</b>                  | ABRPPM | ABRPPN  |        |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol<br>Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 9 tüp  |         |        |         |
| Adenovirus, <i>B. pertussis</i> , Bocavirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> type B, Influenza A-3, Influenza A-B, Influenza A-H1, <i>L. pneumophila</i> , <i>M. pneumoniae</i> , Metapneumovirus, Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A/B, <i>S. pneumoniae</i>                                                         |                                |        |         |        |         |
| <b>Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>IVD CE</b>                  | ABRPPP | ABRPPR  | ABRPPS |         |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp  |         |        |         |
| Adenovirus, Influenza A-B, Rhinovirus, RSV A/B, SARS-CoV-2, <i>S. pyogenes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |        |         |        |         |
| <b>Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>IVD CE</b>                  | ABRPPT | ABRPPU  |        |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol<br>Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 8 tüp  |         |        |         |
| Adenovirus, <i>B. pertussis</i> , Bocavirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> type B, Influenza A-B, Influenza A-H1, Influenza A-H3, <i>L. pneumophila</i> , <i>M. pneumoniae</i> , Metapneumovirus, Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A/B, <i>S. pneumoniae</i> , SARS-CoV-2                                           |                                |        |         |        |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|----------------------------------|
| <b>Bosphore Bakteriyel Pnömoni Mini Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>IVD CE</b>                  | ABBPM1 | ABBPM2 | ABBPM3                           |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp  |        |                                  |
| <i>H. influenzae, M. catarrhalis, S. aureus, S. pneumoniae</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |        |        |                                  |
| <b>Bosphore Bakteriyel Pnömoni CAP Bundle Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>IVD CE</b>                  | ABBPC1 | ABBPC2 | ABBPC3                           |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 3 tüp  |        |                                  |
| <i>C. pneumoniae, L. pneumophila/longbeachae, H. influenzae, M. pneumoniae, M. catarrhalis, S. pneumoniae, S. aureus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |        |        |                                  |
| <b>Bosphore Atipik CAP Panel Kiti + Bosphore Bakteriyel Pnömoni Mini Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |        |        |                                  |
| <b>Bosphore Solunum Patojenleri Mini Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>IVD CE</b>                  | ABRPS1 | ABRPS2 |                                  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 8 tüp  |        |                                  |
| Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus 229E-HKU1-NL63-OC43, Enterovirus, <i>H. Influenzae</i> type B, Influenza A-B, Metapneumovirus, Pandemic H1N1, RSV A/B, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, <i>S. aureus, S. pneumoniae, Rhinovirus</i>                                                                                                                                                                                                                         |                                |        |        |                                  |
| <b>Bosphore Solunum Patojenleri Mini Panel Bundle Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>IVD CE</b>                  | ABRPB1 | ABRPB2 |                                  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 9 tüp  |        |                                  |
| Adenovirus, Bocavirus, <i>C. pneumoniae</i> , Coronavirus 229E-HKU1-NL63-OC43, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> type B, Human metapneumovirus, Influenza A, Influenza B, <i>L. pneumophila/longbeachae, M. pneumoniae</i> , Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A/B, <i>S. aureus, S. pneumoniae</i>                                                                                                                              |                                |        |        |                                  |
| <b>Bosphore Solunum Patojenleri Mini Panel Kiti + Bosphore Atipik CAP Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |        |        |                                  |
| <b>Bosphore Solunum Patojenleri Maxi Panel Bundle Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>IVD CE</b>                  | ABRPM1 | ABRPM2 |                                  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 12 tüp |        |                                  |
| Adenovirus, <i>B. pertussis</i> , Bocavirus, <i>C. pneumoniae</i> , Coronavirus 229E-HKU1-NL63-OC43, Enterovirus, <i>H. influenzae</i> type B, Human metapneumovirus, Influenza A, Influenza B, Influenza C, <i>K. pneumoniae, L. pneumophila, L. pneumophila/longbeachae, M. catarrhalis, M. pneumoniae, P. jirovecii</i> , Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A/B, <i>S. aureus, S. enterica, S. pneumoniae</i> , Seasonal H1N1 |                                |        |        |                                  |
| <b>Bosphore Solunum Patojenleri Panel Kiti v5 + Bosphore Atipik CAP Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |        |        |                                  |
| <b>Bosphore Atipik CAP Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>IVD CE</b>                  | ABCAP1 | ABCAP2 | ABCAP3                           |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |                                  |
| <i>C. pneumoniae, L. pneumophila/longbeachae, M. pneumoniae</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |        |        | <b>IVDR 2017/746</b> Sertifikalı |
| <b>Bosphore RSV-Grip Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>IVD CE</b>                  | ABRSF1 | ABRSF2 | ABRSF3                           |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |                                  |
| Influenza A, Influenza B, RSV A/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |        |        |                                  |
| <b>Bosphore ADEP Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>IVD CE</b>                  | ABAEP1 | ABAEP2 | ABAEP3                           |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |                                  |
| Adenovirus, Enterovirus, Parechovirus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |        |        |                                  |
| <b>Bosphore Influenza A-B-C Saptama Panel Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>IVD CE</b>                  | ABABC1 | ABABC2 | ABABC3                           |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |                                  |
| Influenza A, Influenza B, Influenza C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |        |        |                                  |

# Mikrobiyoloji

|                                                                                                                                   |                                         | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore Influenza A-B Saptama Kiti v1</b>                                                                                     | IVD CE                                  | ABIAB1 | ABIAB2 | ABIAB3  |
| Endojen İnternal Kontrol<br>Influenza A, Influenza B                                                                              | Kullanıma Hazır PCR Master Mix          |        |        |         |
| <b>Bosphore Influenza Tiplendirme Kiti v1</b>                                                                                     | IVD CE                                  | ABFLU1 | ABFLU2 | ABFLU3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol<br>Endojen İnternal Kontrol<br>Influenza A, Influenza A H3, Influenza B, Pandemic H1N1 Influenza A       | Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br>2 tüp |        |        |         |
| <b>Bosphore Influenza Tiplendirme Kiti v2</b>                                                                                     | IVD CE                                  | ABFLU4 | ABFLU5 | ABFLU6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol<br>Endojen İnternal Kontrol<br>Influenza A H3, Influenza A H5, Influenza A H7, Pandemic H1N1 Influenza A | Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br>2 tüp |        |        |         |
| <b>Bosphore H1N1 Saptama Kiti v3</b>                                                                                              | IVD CE                                  | ABH117 | ABH118 | ABH119  |
| Ekzojen İnternal Kontrol<br>Influenza A, Influenza B, Pandemic H1N1, Seasonal Influenza A                                         | Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br>2 tüp |        |        |         |
| <b>Bosphore İnsan Parainfluenza Virüsleri (HPIVs) Saptama Kiti v1</b>                                                             | IVD CE                                  | ABPIV1 | ABPIV2 | ABPIV3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol<br>Parainfluenza 1-2-3-4                                                                                 | Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br>2 tüp |        |        |         |
| <b>Bosphore Bordetella pertussis Saptama Kiti v1</b>                                                                              | IVD CE                                  | ABBPE1 | ABBPE2 | ABBPE3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                          | Kullanıma Hazır PCR Master Mix          |        |        |         |
| <b>Bosphore B. pertussis/parapertussis Genotiplendirme Kiti</b>                                                                   | IVD CE                                  | ABBPG1 | ABBPG2 | ABBPG3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol<br>B. pertussis, B. parapertussis                                                                        | Kullanıma Hazır PCR Master Mix          |        |        |         |

## SARS-CoV-2 Real-Time PCR Kitleri



Koronavirüsler birçok farklı hayvan ve insanda enfeksiyona neden olabilir. Semptomlar ateş, öksürük ve solunum güçlüğünü içerebilir. Enfeksiyonlar ağır hastalıklara ve hatta ölüme sebebiyet verebilir.

|                                                                                                                                                                                                                                           |        | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) Saptama Kiti v4</b>                                                                                                                                                                              | IVD C€ | ABCOWG | ABCOWH | ABCOWI  |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |
| Tek tüpte Orf1ab, N gene, E geni                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |         |
| <b>Bosphore Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) Saptama Kiti v7</b>                                                                                                                                                                              | IVD C€ | ABCOWP | ABCOWQ | ABCOWR  |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |
| SARS-CoV-2 (Orf1ab, N ve E geni)                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |         |
| <b>Bosphore SARS-CoV-2/Grip/RSV Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                            | IVD C€ | ABSFR1 | ABSFR2 | ABSFR3  |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |
| Tek tüpte SARS-CoV-2 (Orf1ab & N geni), Influenza A/B, RSV A/B                                                                                                                                                                            |        |        |        |         |
| <b>Bosphore SARS-CoV-2/Grip/RSV Panel Kiti v6</b>                                                                                                                                                                                         | IVD C€ | ABSFRG | ABSFRH | ABSFRI  |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |
| Tek tüpte SARS-CoV-2 (Orf1ab & N geni), Influenza A, Influenza B, RSV A&B                                                                                                                                                                 |        |        |        |         |
| <b>Bosphore SARS-CoV-2/Solunum Patojenleri Panel Kiti v1</b>                                                                                                                                                                              | IVD C€ | ABSCR1 | ABSCR2 | ABSCR3  |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |
| 3 tüp                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| Adenovirus, Enterovirus, Influenza A&B, <i>L. pneumophila</i> , <i>M. pneumoniae</i> , Metapneumovirus, Parainfluenza 1-2-3-4, Rhinovirus, RSV A&B, SARS-CoV-2 (Orf1ab & N gene)                                                          |        |        |        |         |
| <b>Bosphore SARS-CoV-2/Solunum Patojenleri Panel Kiti v3</b>                                                                                                                                                                              | IVD C€ | ABSCR7 | ABSCR8 | ABSCR9  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |
| 3 tüp                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| Adenovirus, Enterovirus, Human metapneumovirus A/B, Influenza A&B, <i>L. pneumophila</i> , <i>M. pneumoniae</i> , Parainfluenza 1-2-3-4, Rhinovirus, RSV A&B, SARS-CoV-2 (Orf1ab/N gene)                                                  |        |        |        |         |
| <b>Bosphore SARS-CoV-2/Solunum Patojenleri Panel Kiti v4</b>                                                                                                                                                                              | IVD C€ | ABSCRA | ABSCRB |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |         |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |
| 6 tüp                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus OC43/NL63/229E/HKU1, Enterovirus, Human metapneumovirus A/B, Influenza A&B, <i>M. pneumoniae</i> , Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A&B, SARS-CoV-2 (Orf1ab/N gene) |        |        |        |         |
| <b>Bosphore SARS-CoV-2/Solunum Patojenleri Panel Kiti v5</b>                                                                                                                                                                              | IVD C€ | ABSCRD | ABSCRE | ABSCRF  |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |
| 4 tüp                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus OC43/NL63/229E/HKU1, Enterovirus, Influenza A&B, <i>M. pneumoniae</i> , Metapneumovirus, Pandemic H1N1, Parainfluenza 1-2-3-4, Parechovirus, Rhinovirus, RSV A&B, SARS-CoV-2                           |        |        |        |         |



## CYBH/STD Patojenleri

### Real-Time PCR Kitleri

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH/STD) kısırlığa, dış gebeliğe, düşüğe ve kansere yol açabilir. Bakteri, parazit, mantar veya viruslerin neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanı etkilemektedir.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 25 rxn | 50 rxn        | 100 rxn     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|-------------|
| <b>Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol<br>Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br><i>C. trachomatis, M. genitalium, N. gonorrhoeae</i>                                                                                  | IVD CE          | ABMNC1 | ABMNC2        | ABMNC3      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        | IVDR 2017/746 | Sertifikalı |
| <b>Bosphore STDs Tarama Kiti v1*</b><br>Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br><i>G. vaginalis, HSV-1, HSV-2, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>                                                                 | IVD CE<br>2 tüp | ABSTI1 | ABSTI2        | ABSTI3      |
| <b>Bosphore STDs Tarama Kiti v2</b><br>Endojen İnternal Kontrol<br>Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br><i>G. vaginalis, HSV-1, HSV-2, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>                                      | IVD CE<br>3 tüp | ABSTI4 | ABSTI5        | ABSTI6      |
| <b>Bosphore STDs Tarama Kiti v3*</b><br>Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br><i>G. vaginalis, H. ducreyi, M. hominis, S. agalactiae (group B), T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>                                          | IVD CE<br>2 tüp | ABSTI7 | ABSTI8        | ABSTI9      |
| <b>Bosphore STDs Tarama Kiti v4</b><br>Endojen İnternal Kontrol<br>Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br><i>G. vaginalis, H. ducreyi, HSV-1, HSV-2, M. hominis, S. agalactiae (group B), T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i> | IVD CE<br>3 tüp | ABSTIA | ABSTIB        | ABSTIC      |
| <b>Bosphore STDs Tarama Kiti v5</b><br>Endojen İnternal Kontrol<br>Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br><i>G. vaginalis, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>                                                    | IVD CE<br>2 tüp | ABSTID | ABSTIE        | ABSTIF      |
| <b>Bosphore STDs Tarama Kiti v6</b><br>Endojen İnternal Kontrol<br>Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br><i>C. albicans, G. vaginalis, HSV-1, HSV-2, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>                         | IVD CE<br>3 tüp | ABSTIG | ABSTIH        | ABSTII      |

#### IVDR Sertifikalı

Kitlerin Stripli versiyonları için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.  
 \*İnternal Kontrol (IC) içermez. IC içeren Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 ve/veya Bosphore STDs Real-Time PCR kitiyle birlikte kullanılması önerilir.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore STD Temel Kiti v1*</b><br>Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br><i>M. hominis, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>                                                                                                                                                                                                  | IVD CE | ABSTB1 | ABSTB2 | ABSTB3  |
| <b>Bosphore STD Temel Kiti v2*</b><br>Kullanıma Hazır PCR Master Mix<br><i>M. hominis, S. agalactiae (group B), U. parvum, U. urealyticum</i>                                                                                                                                                                                       | IVD CE | ABSTB4 | ABSTB5 | ABSTB6  |
| <b>Bosphore STD Kombo Temel Kiti v1</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol      Kullanıma Hazır PCR Master Mix      2 tüp<br><i>C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>                                                                                                     | IVD CE | ABSCB1 | ABSCB2 | ABSCB3  |
| <b>Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STD Temel Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |         |
| <b>Bosphore STD Kombo Temel Kiti v2</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol      Kullanıma Hazır PCR Master Mix      2 tüp<br><i>C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, S. agalactiae (group B), U. parvum, U. urealyticum</i>                                                                                          | IVD CE | ABSCB4 | ABSCB5 | ABSCB6  |
| <b>Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STD Temel Kiti v2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |         |
| <b>Bosphore STD Kombo Kiti v1</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol      Kullanıma Hazır PCR Master Mix      3 tüp<br><i>C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>                                                                                                           | IVD CE | ABSCO1 | ABSCO2 | ABSCO3  |
| <b>Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STDs Tarama Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |         |
| <b>Bosphore STD Kombo Kiti v2</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol      Kullanıma Hazır PCR Master Mix      4 tüp<br>Endojen İnternal Kontrol<br><i>C. trachomatis, G. vaginalis, HSV-1, HSV-2, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>                                      | IVD CE | ABSCO4 | ABSCO5 | ABSCO6  |
| <b>Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STDs Tarama Kiti v2</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |         |
| <b>Bosphore STD Kombo Kiti v3</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol      Kullanıma Hazır PCR Master Mix      3 tüp<br><i>C. trachomatis, G. vaginalis, H. ducreyi, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, S. agalactiae (group B), T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i>                                           | IVD CE | ABSCO7 | ABSCO8 | ABSCO9  |
| <b>Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STDs Tarama Kiti v3</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |         |
| <b>Bosphore STD Kombo Kiti v4</b><br>Ekzojen İnternal Kontrol      Kullanıma Hazır PCR Master Mix      4 tüp<br>Endojen İnternal Kontrol<br><i>C. trachomatis, G. vaginalis, H. ducreyi, HSV-1, HSV-2, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, S. agalactiae (group B), T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum</i> | IVD CE | ABSCOA | ABSCOB | ABSCOC  |
| <b>Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STDs Tarama Kiti v4</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |         |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 25 rxn        | 50 rxn | 100 rxn |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------|---------|--------|
| <b>Bosphore STD Kombo Kiti v5</b>                                                                                                                                                                                                       |                                | <b>IVD CE</b> | ABSCOD | ABSCOE  | ABSCOF |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 3 tüp         |        |         |        |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                |                                |               |        |         |        |
| <i>C. trachomatis</i> , <i>G. vaginalis</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>M. hominis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>T. pallidum</i> , <i>T. vaginalis</i> , <i>U. parvum</i> , <i>U. urealyticum</i>                                    |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STDs Tarama Kiti v5</b>                                                                                                                                                                   |                                |               |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore STD Kombo Kiti v6</b>                                                                                                                                                                                                       |                                | <b>IVD CE</b> | ABSCOG | ABSCOH  | ABSCOI |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 4 tüp         |        |         |        |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                |                                |               |        |         |        |
| <i>C. albicans</i> , <i>C. trachomatis</i> , <i>G. vaginalis</i> , HSV-1, HSV-2, <i>M. genitalium</i> , <i>M. hominis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>T. pallidum</i> , <i>T. vaginalis</i> , <i>U. parvum</i> , <i>U. urealyticum</i> |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore STDs Tarama Kiti v6</b>                                                                                                                                                                   |                                |               |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore Urethritis Kombo Kiti</b>                                                                                                                                                                                                   |                                | <b>IVD CE</b> | ABUCK1 | ABUCK2  | ABUCK3 |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp         |        |         |        |
| <i>C. trachomatis</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>T. vaginalis</i>                                                                                                                                              |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore T. vaginalis Saptama Kiti v1</b>                                                                                                                                                          |                                |               |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore Cervicitis Kombo Kiti</b>                                                                                                                                                                                                   |                                | <b>IVD CE</b> | ABCKK1 | ABCKK2  | ABCKK3 |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 3 tüp         |        |         |        |
| <i>C. trachomatis</i> , HSV-1, HSV-2, <i>M. genitalium</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>T. pallidum</i> , <i>T. vaginalis</i>                                                                                                           |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore T. vaginalis Saptama Kiti v1 + Bosphore Genital Ülser Panel Kiti</b>                                                                                                                      |                                |               |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore <i>Trichomonas vaginalis</i> Saptama Kiti v1</b>                                                                                                                                                                            |                                | <b>IVD CE</b> | ABTVA1 | ABTVA2  | ABTVA3 |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |               |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore <i>Trichomonas vaginalis</i> Saptama Kiti v2</b>                                                                                                                                                                            |                                | <b>IVD CE</b> | ABTVA4 | ABTVA5  | ABTVA6 |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |               |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore Bakteriyel Vajinozis Kantifikasyon Kiti v1</b>                                                                                                                                                                              |                                | <b>IVD CE</b> | ABBVQ1 | ABBVQ2  | ABBVQ3 |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |               |        |         |        |
| <i>A. vaginae</i> , <i>G. vaginalis</i> , <i>Lactobacillus</i> spp.                                                                                                                                                                     |                                |               |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore Bakteriyel Vajinozis Tarama Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                     |                                | <b>IVD CE</b> | ABBVS1 | ABBVS2  | ABBVS3 |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp         |        |         |        |
| <i>A. vaginae</i> , <i>B. fragilis</i> , <i>BVAB2</i> , <i>G. vaginalis</i> , <i>Lactobacillus</i> spp., <i>Megasphaera type 1</i> , <i>Mobiluncus</i> spp.                                                                             |                                |               |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore Genital Ülser Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                                |                                | <b>IVD CE</b> | ABGUS1 | ABGUS2  | ABGUS3 |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |               |        |         |        |
| HSV-1, HSV-2, <i>T. pallidum</i>                                                                                                                                                                                                        |                                |               |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore <i>M. hominis</i>-<i>M. genitalium</i> Saptama Kiti v1</b>                                                                                                                                                                  |                                | <b>IVD CE</b> | ABMHG1 | ABMHG2  | ABMHG3 |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |               |        |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                |               |        |         |        |
| <b>Bosphore MultiMelt STDs Panel Kiti v2</b>                                                                                                                                                                                            |                                |               | ABHMS4 | ABHMS5  | ABHMS6 |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |               |        |         |        |
| <i>C. trachomatis</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>M. hominis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>T. vaginalis</i> , <i>U. parvum</i> , <i>U. urealyticum</i>                                                                               |                                |               |        |         |        |

## 25 izolasyon

|                                                                                                                     |               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Bosphore STD Ex-Tract Kiti</b>                                                                                   | <b>IVD CE</b> | ABXEXS1                   |
| Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez<br>Bosphore STD ve HPV Paneli Real-Time PCR Kitleri ile uyumludur |               |                           |
|                                                                                                                     |               | IVDR 2017/746 Sertifikalı |

### IVDR Sertifikalı

Kitlerin Stripli versiyonları için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.  
Ürünlerimizin tek parametrelili versiyonlarına  
[www.anatoliageneworks.com](http://www.anatoliageneworks.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

## HPV

25 rxn

50 rxn

100 rxn

### Bosphore HPV Tarama Kiti v1

IVD CE

ABHPS1

ABHPS2

ABHPS3

Endojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, (31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/67/68)

### Bosphore HPV Tarama Kiti v2

IVD CE

ABHPS4

ABHPS5

ABHPS6

Endojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

2 tüp

Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, (31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/67/68)

Düşük Riskli ve Diğer Genotipler: (6/7/11/13/34/40/42/43/44/55/61/62/70/73/74/81/91)

### Bosphore HPV Tarama Kiti v3

IVD CE

ABHPS7

ABHPS8

ABHPS9

Endojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

2 tüp

Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, (31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/67/68)

Düşük Riskli Genotipler: 6, 11

### Bosphore HPV Tarama Kiti v4

IVD CE

ABHPSA

ABHPSB

ABHPSC

Endojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 45, (31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/67/68)

### Bosphore HPV Tarama Kiti v5

IVD CE

ABHPSD

ABHPSE

ABHPSF

Endojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 45, (31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/67/68)

### Bosphore HPV Tarama Kiti v7

IVD CE

ABHPSJ

ABHPSK

ABHPSL

Ekzojen İnternal Kontrol

2 tüp

Endojen İnternal Kontrol

Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 45, 53, (31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/67/68)

|                                                                                                          |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore HPV Genotiplendirme Temel Kiti Yüksek Risk v1</b>                                            | <b>IVD CE</b>                  | ABHPB1 | ABHPB2 | ABHPB3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                 | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| Genotipler: 16, 18, 31                                                                                   |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore HPV Genotiplendirme Kiti Yüksek Risk v1</b>                                                  | <b>IVD CE</b>                  | ABHPV1 | ABHPV2 |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                 | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 5 tüp  |        |         |
| Genotipler: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68                                       |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore HPV Genotiplendirme Kiti Yüksek Risk v4</b>                                                  | <b>IVD CE</b>                  | ABHPVA | ABHPVB | ABHPVC  |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                 | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 4 tüp  |        |         |
| Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68                     |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v1</b>                                                        | <b>IVD CE</b>                  | ABHHL1 | ABHHL2 |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                 | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 7 tüp  |        |         |
| Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68                         |                                |        |        |         |
| Düşük Riskli Genotipler: 6, 11, 42, 61, 70                                                               |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v2</b>                                                        | <b>IVD CE</b>                  | ABHHL4 | ABHHL5 | ABHHL6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                 | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp  |        |         |
| Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 31                                                                     |                                |        |        |         |
| Düşük Riskli Genotipler: 6, 11, 42                                                                       |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v3</b>                                                        | <b>IVD CE</b>                  | ABHHL7 | ABHHL8 |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                 | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 8 tüp  |        |         |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                 |                                |        |        |         |
| Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 73, 82 |                                |        |        |         |
| Düşük Riskli Genotipler: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70                                               |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore HPV HR-LR Genotiplendirme Kiti v4</b>                                                        | <b>IVD CE</b>                  | ABHHLA | ABHHLB |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                 | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 6 tüp  |        |         |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                 |                                |        |        |         |
| Yüksek Riskli Genotipler: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 82         |                                |        |        |         |
| Düşük Riskli Genotipler: 6, 11, 42                                                                       |                                |        |        |         |

## İDRAR YOLU ENFEKSİYONU PATOJENLERİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 rxn                         | 50 rxn | 100 rxn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| <b>Bosphore UTI Panel Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ABUTI1                         | ABUTI2 |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 tüp                         |        |         |
| A. baumannii, A. schaalii, C. albicans, C. auris, C. freundii, C. glabrata, C. koseri, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, E. cloacae complex, E. coli, E. faecalis, E. faecium, G. vaginalis, K. aerogenes (E. aerogenes), K. oxytoca, K. pneumoniae, M. hominis, M. morgani, P. aeruginosa, P. mirabilis, S. agalactiae, S. aureus, S. epidermidis, S. marcescens, S. pyogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., U. urealyticum                              |                                |        |         |
| <b>Tespit edilen direnç genleri:</b> CTX-M, dfrA1, dfrA5, IMP, KPC, MCR-1, mecA, NDM, OXA-1, OXA-23, OXA-48, qnrA, VanA, VanB, VIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |        |         |
| <b>Bosphore UTI Panel Kiti v2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ABUTI4                         | ABUTI5 |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 tüp                         |        |         |
| A. baumannii, A. schaalii, C. albicans, C. auris, C. glabrata, C. freundii, C. koseri, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, E. cloacae complex, E. coli, E. faecalis, E. faecium, G. vaginalis, K. aerogenes (E. aerogenes), K. oxytoca, K. pneumoniae, M. hominis, M. morgani, P. aeruginosa, P. mirabilis, S. agalactiae, S. aureus, S. epidermidis, S. marcescens, S. pyogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., U. urealyticum                              |                                |        |         |
| <b>Tespit edilen direnç genleri:</b> CTX-M, dfrA1, dfrA5, IMP, KPC, MCR-1, NDM, OXA-1, OXA-23, OXA-48, qnrA, VanA, VanB, VIM, mecA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |        |         |
| <b>Bosphore UTI 3 Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ABUTI7                         | ABUTI8 |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 tüp                          |        |         |
| A. baumannii, A. schaalii, C. albicans, C. auris, C. freundii, C. glabrata, C. koseri, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, E. cloacae complex, E. coli, E. faecalis, E. faecium, G. vaginalis, K. aerogenes (E. aerogenes), K. oxytoca, K. pneumoniae, M. hominis, M. morgani, P. aeruginosa, P. agglomerans, P. mirabilis, P. stuartii, P. vulgaris, S. agalactiae, S. aureus, S. epidermidis, S. marcescens, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., U. urealyticum |                                |        |         |
| <b>Bosphore UTI Panel Kiti v4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>IVD</b> <b>CE</b> ABUTIA    | ABUTIB |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 8 tüp  |         |
| A. baumannii, A. urinae, C. albicans, C. auris, C. freundii, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. urealyticum, E. cloacae complex, E. coli, E. faecalis, E. faecium, K. aerogenes (E. aerogenes), K. oxytoca, K. pneumoniae, M. morgani, P. aeruginosa, P. mirabilis, P. stuartii, P. vulgaris, S. agalactiae, S. aureus, S. marcescens, S. saprophyticus, T. pallidum, U. parvum, U. urealyticum                                                       |                                |        |         |
| <b>Bosphore UTI Panel Kiti v5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ABUTID                         | ABUTIE |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 tüp                          |        |         |
| A. baumannii, C. albicans, C. freundii, C. glabrata, C. koseri, C. parapsilosis, C. trachomatis, E. cloacae complex, E. coli, E. faecalis, E. faecium, G. vaginalis, K. aerogenes (E. aerogenes), K. oxytoca, K. pneumoniae, M. genitalium, M. hominis, M. morgani, N. gonorrhoeae, P. aeruginosa, P. agglomerans, P. mirabilis, P. stuartii, P. vulgaris, S. agalactiae, S. aureus, S. epidermidis, S. marcescens, Staphylococcus spp., U. parvum, U. urealyticum            |                                |        |         |
| <b>Bosphore UTI-ABR Mini Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ABUAM1                         | ABUAM2 | ABUAM3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 tüp                          |        |         |
| <b>Tespit edilen direnç genleri:</b> CTX-M, dfrA1, dfrA5, IMP, KPC, MCR-1, NDM, OXA-1, OXA-23, OXA-48, qnrA, VIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |        |         |
| <b>Bosphore UTI AMR Panel Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ABUTA1                         | ABUTA2 |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 tüp                          |        |         |
| <b>Tespit edilen direnç genleri:</b> blaACC, blaACT, CMY-1, CMY-2, CTX-M Group 1, CTX-M Group 2, DHA, dfrA1, dfrA5, ermA, ermB, ermC, FOX, GES, IMP, KPC, mecA, MIR, MOX, NDM, OXA-1, OXA-23, OXA-48, PER, qnrA, qnrB, qnrS, SHV, Sul2, TEM, tet (M), VanA, VanB, VanC, VEB, VIM                                                                                                                                                                                              |                                |        |         |
| <b>Bosphore UTI Panel Bundle Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>IVD</b> <b>CE</b> ABUTB1    | ABUTB2 |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 13 tüp |         |
| A. baumannii, A. urinae, C. albicans, C. auris, C. freundii, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. urealyticum, E. cloacae complex, E. coli, E. faecalis, E. faecium, K. aerogenes (E. aerogenes), K. oxytoca, K. pneumoniae, M. morgani, P. aeruginosa, P. mirabilis, P. stuartii, P. vulgaris, S. agalactiae, S. aureus, S. marcescens, S. saprophyticus, T. pallidum, U. parvum, U. urealyticum                                                       |                                |        |         |
| <b>Tespit edilen direnç genleri:</b> CTX-M, dfrA, IMP, KPC, MCR-1, mecA/C, MREJ, NDM, OXA-48, qnr, sul, VanA, VanB, VIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |        |         |
| <b>Bosphore UTI Panel Kiti v4 + Bosphore ABR Tarama Kiti v3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |        |         |

## ADENOVİRÜSLER

|                                                                                                                                     | 25 rxn                         | 50 rxn        | 100 rxn        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Bosphore Adenovirus Saptama Kiti v1</b>                                                                                          | <b>IVD</b> <b>CE</b> ABADE1    | ABADE2        | ABADE3         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |               |                |
| <b>Bosphore Adenovirus Kantifikasyon Kiti v1</b>                                                                                    | <b>IVD</b> <b>CE</b> ABADQ1    | ABADQ2        | ABADQ3         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |               |                |
| <b>GÖZ ENFEKSİYONU PATOJENLERİ</b>                                                                                                  | <b>25 rxn</b>                  | <b>50 rxn</b> | <b>100 rxn</b> |
| <b>Bosphore Göz Enfeksiyonu Kombo Kiti v1</b>                                                                                       | <b>IVD</b> <b>CE</b> ABEYC1    | ABEYC2        | ABEYC3         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 3 tüp         |                |
| Adenovirus, CMV, C. trachomatis, EBV, HSV-1, HSV-2, M. genitalium, N. gonorrhoeae, VZV (HHV-3)                                      |                                |               |                |
| <b>Bosphore Veziküler Döküntü Panel Kiti + Bosphore CT/NG/MG Panel Kiti v1 + Bosphore İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Panel Kiti</b> |                                |               |                |

## Menenjit & CNS

### Patojenleri

### Real-Time PCR Kitleri

Menenjit, omuriliği ve beyni kaplayan zarları etkileyen bir iltihaplanmadır. Viral, bakteriyel ve neonatal gibi türleri olan Menenjit, dünya genelinde yüksek mortalite ve morbiditeye sebep olmaktadır.



|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore Bakteriyel Menenjit Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>IVD CE</b>                  | ABBMP1 | ABBMP2 | ABBMP3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                     | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <i>H. influenzae</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>S. pneumoniae</i>                                                                                                                                                                                                         |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Bakteriyel Menenjit Panel Kiti v2</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>IVD CE</b>                  | ABBMP4 | ABBMP5 | ABBMP6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                     | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp  |        |         |
| <i>C. gattii/neoformans</i> , <i>E. coli</i> K1, <i>H. influenzae</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>S. pneumoniae</i>                                                                                                                                                        |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Bakteriyel Menenjit Panel Kiti v3</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>IVD CE</b>                  | ABBMP7 | ABBMP8 | ABBMP9  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                     | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <i>H. influenzae</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>S. pneumoniae</i>                                                                                                                                                                                                         |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Yenidoğan Menenjit Panel Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>IVD CE</b>                  | ABNEO1 | ABNEO2 | ABNEO3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                     | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <i>E. coli</i> , <i>L. monocytogenes</i> , <i>S. agalactiae</i> (group B)                                                                                                                                                                                                    |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Yenidoğan Menenjit Panel Kiti v2</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>IVD CE</b>                  | ABNEO4 | ABNEO5 | ABNEO6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                     | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp  |        |         |
| <i>E. coli</i> , <i>L. monocytogenes</i> , <i>S. agalactiae</i> (group B), <i>S. pneumoniae</i>                                                                                                                                                                              |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Viral Menenjit Panel Kiti v2</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>IVD CE</b>                  | ABVMP4 | ABVMP5 | ABVMP6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 2 tüp  |        |         |
| Enterovirus, HSV-1, HSV-2, Mumps, Parechovirus, VZV (HHV-3)                                                                                                                                                                                                                  |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Viral Menenjit Panel Kiti v3</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>IVD CE</b>                  | ABVMP7 | ABVMP8 | ABVMP9  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 2 tüp  |        |         |
| Enterovirus, HSV-1, HSV-2, Parechovirus, VZV (HHV-3)                                                                                                                                                                                                                         |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore CNS Tarama Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>IVD CE</b>                  | ABCSK1 | ABCSK2 |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                     | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 6 tüp  |        |         |
| <i>C. gattii/neoformans</i> , <i>E. coli</i> , <i>E. coli</i> K1, <i>Enterovirus</i> , <i>H. influenzae</i> , HHV-6, HHV-7, HSV-1, HSV-2, <i>L. monocytogenes</i> , <i>N. meningitidis</i> , Parvovirus B19, Parechovirus, <i>S. agalactiae</i> , <i>S. pneumoniae</i> , VZV |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore CNS Panel Bundle Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>IVD CE</b>                  | ABCNS1 | ABCNS2 | ABCNS3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                     | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 4 tüp  |        |         |
| Adenovirus, CMV, EBV, Enterovirus, HHV-6, HHV-7, HSV-1, HSV-2, Parechovirus, Parvovirus B19, VZV (HHV-3)                                                                                                                                                                     |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore CNS Mini Panel Kiti v2 + Bosphore İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Panel Kiti</b>                                                                                                                                                                                  |                                |        |        |         |

|                                                                                            |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore CNS Mini Panel Kiti v2</b>                                                     | <b>IVD CE</b>                  | ABCNM4 | ABCNM5 | ABCNM6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                   | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 3 tüp  |        |         |
| Enterovirus, HHV-6, HHV-7, HSV-1, HSV-2, Parechovirus, Parvovirus B19, VZV (HHV-3)         |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Döküntü-Ateş Panel Kiti v1</b>                                                 | <b>IVD CE</b>                  | ABRFP1 | ABRFP2 | ABRFP3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                   | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp  |        |         |
| Enterovirus, HHV-6, HHV-7, Parechovirus, Parvovirus B19                                    |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Veziküler Döküntü Panel Kiti</b>                                               | <b>IVD CE</b>                  | ABVRP1 | ABVRP2 | ABVRP3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                   | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| HSV-1, HSV-2, VZV (HHV-3)                                                                  |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Enterovirus Saptama Kiti v1</b>                                                | <b>IVD CE</b>                  | ABENT1 | ABENT2 | ABENT3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                   | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <b>Bosphore Enterovirus Kantifikasyon Kiti v1</b>                                          | <b>IVD CE</b>                  | ABENQ1 | ABENQ2 | ABENQ3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                   | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <b>Bosphore İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Panel Kiti</b>                                  | <b>IVD CE</b>                  | ABVIP1 | ABVIP2 | ABVIP3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                   | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| Adenovirus, CMV, EBV                                                                       |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore VIP Kantifikasyon Bundle Kiti</b>                                              | <b>IVD CE</b>                  | ABVIQ1 | ABVIQ2 | ABVIQ3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                   | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp  |        |         |
| Adenovirus, CMV, EBV                                                                       |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore CMV Kantifikasyon Kiti + Bosphore EBV-Adenovirus Kantifikasyon Kiti</b>        |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Maxi Panel Bundle Kiti</b>                      | <b>IVD CE</b>                  | ABVIM1 | ABVIM2 | ABVIM3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                   | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp  |        |         |
| Adenovirus, BKV, CMV, EBV, JCV                                                             |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore JCV-BKV Saptama Kiti v2+Bosphore İmmünsüpresif Viral Enfeksiyon Panel Kiti</b> |                                |        |        |         |

IVDR 2017/746 Sertifikalı

## ANTİBİYOTİK DİRENCİ

|                                                                                                                                                                     |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore ABR Tarama Kiti</b>                                                                                                                                     | <b>IVD CE</b>                  | ABABR1 | ABABR2 | ABABR3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 3 tüp  |        |         |
| <b>Tespit edilen direnç genleri:</b> CTX-M, OXA-48, KPC, NDM, IMP, VIM, MCR-1, mecA, VanA, VanB                                                                     |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore ABR Tarama Kiti v2</b>                                                                                                                                  | <b>IVD CE</b>                  | ABABR4 | ABABR5 | ABABR6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 4 tüp  |        |         |
| <b>Tespit edilen direnç genleri:</b> CTX-M, IMP, KPC, MCR-1, Methicillin resistance (mecA/C, MREJ, <i>S. aureus</i> ), NDM, OXA-48, VanA, VanB, VIM                 |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore ABR Tarama Kiti v3</b>                                                                                                                                  | <b>IVD CE</b>                  | ABABR7 | ABABR8 | ABABR9  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 5 tüp  |        |         |
| <b>Tespit edilen direnç genleri:</b> CTX-M, dfrA, IMP, KPC, MCR-1, Methicillin resistance (mecA/C, MREJ, <i>S. aureus</i> ), NDM, OXA-48, qnr, sul, VanA, VanB, VIM |                                |        |        |         |

## SEPSİS PATOJENLERİ

25 rxn

50 rxn

100 rxn

### Bosphore Sepsis Patojenleri Panel Kiti v1

IVD CE

ABSEP1

ABSEP2

ABSEP3

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

5 tüp

*A. baumannii*, *Aspergillus* spp., *C. albicans*, *C. glabrata*, *C. tropicalis*, CoNS, *E. coli*, *E. faecalis*, *E. faecium*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa*, *S. maltophilia*, *S. epidermidis*, *S. aureus*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.

### Bosphore Sepsis Patojenleri Panel Kiti v3

IVD CE

ABSEP7

ABSEP8

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

7 tüp

*A. baumannii*, *Aspergillus* spp., *C. albicans*, *C. glabrata*, *C. tropicalis*, CoNS, *E. coli*, *E. faecalis*, *E. faecium*, *H. influenzae* type B, *K. pneumoniae*, *L. monocytogenes*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *S. enterica*, *S. epidermidis*, *S. maltophilia*, *S. pneumoniae*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.

### Bosphore Sepsis Tarama Kiti

IVD CE

ABSSK1

ABSSK2

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

9 tüp

*A. baumannii*, *Aspergillus* spp., *C. albicans*, *C. auris*, *C. glabrata*, *C. krusei*, *C. parapsilosis*, *C. tropicalis*, *Campylobacter* spp., *K. aerogenes* (*E. aerogenes*), *E. cloacae*, *E. coli*, *E. faecalis*, *E. faecium*, *Fusarium* spp., *H. influenzae* type B, *K. oxytoca*, *K. pneumoniae*, *L. monocytogenes*, *N. meningitidis*, *P. aeruginosa*, *P. mirabilis*, *S. agalactiae*, *S. aureus*, *S. enterica*, *S. epidermidis*, *S. maltophilia*, *S. marcescens*, *S. pneumoniae*, *S. pyogenes* (group A), *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.

### Bosphore Sepsis Panel Bundle Kiti

IVD CE

ABSPB1

ABSPB2

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

12 tüp

**Bosphore Sepsis Tarama Kiti + Bosphore ABR Tarama Kiti**

## EKLEM ENFEKSİYONU PATOJENLERİ

25 rxn

50 rxn

100 rxn

### Bosphore Eklem Enfeksiyonu Panel Kiti v1

IVD CE

ABJIP1

ABJIP2

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

12 tüp

*A. prevotii*, *B. fragilis*, *C. avidum*, *C. albicans*, *C. perfringens*, *Citrobacter* spp., *C. striatum*, *Candida* spp., *E. cloacae* complex, *E. coli*, *E. faecalis*, *E. faecium*, *F. magna*, *H. influenzae*, *K. aerogenes* (*E. aerogenes*), *K. kingae*, *K. pneumoniae*, *M. morgani*, *N. gonorrhoeae*, *P. acnes*, *P. aeruginosa*, *P. anaerobius*, *P. micra*, *Peptoniphilus* spp., *Proteus* spp., *S. agalactiae*, *S. capitis*, *S. epidermidis*, *S. haemolyticus*, *S. lugdunensis*, *S. marcescens*, *S. pneumoniae*, *S. pyogenes*, *S. warneri*, *Salmonella* spp.

**Tespit edilen direnç genleri:** CTX-M, IMP, KPC, Methicillin resistance (mecA/C, MREJ, *S. aureus*), NDM, OXA-48 like, VanA, VanB, VIM

### Bosphore Eklem Enfeksiyonu Panel Kiti v2

IVD CE

ABJIP4

ABJIP5

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

9 tüp

*A. prevotii/vaginalis*, *B. fragilis*, *C. albicans*, *Citrobacter* spp., *C. perfringens*, *C. avidum*, *C. granulosum*, *Candida* spp., *E. cloacae* complex, *E. faecalis*, *E. faecium*, *E. coli*, *F. magna*, *H. influenzae*, *K. kingae*, *K. aerogenes* (*E. aerogenes*), *K. pneumoniae*, *M. morgani*, *N. gonorrhoeae*, *P. micra*, *Peptoniphilus* spp., *P. anaerobius*, *Proteus* spp., *P. aeruginosa*, *Salmonella* spp., *S. marcescens*, *S. aureus*, *S. lugdunensis*, *S. agalactiae*, *S. pneumoniae*, *S. pyogenes*, *Streptococcus* spp.

### Bosphore Eklem Enfeksiyonu Panel Kiti v3

IVD CE

ABJIP7

ABJIP8

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

12 tüp

*A. prevotii/vaginalis*, *B. fragilis*, *C. albicans*, *Citrobacter* spp., *C. perfringens*, *C. avidum*, *C. granulosum*, *Candida* spp., *E. cloacae* complex, *E. faecalis*, *E. faecium*, *E. coli*, *F. magna*, *H. influenzae*, *K. kingae*, *K. aerogenes* (*E. aerogenes*), *K. pneumoniae*, *M. morgani*, *N. gonorrhoeae*, *P. micra*, *Peptoniphilus* spp., *P. anaerobius*, *Proteus* spp., *P. aeruginosa*, *Salmonella* spp., *S. marcescens*, *S. aureus*, *S. lugdunensis*, *S. agalactiae*, *S. pneumoniae*, *S. pyogenes*, *Streptococcus* spp.

**Tespit edilen direnç genleri:** CTX-M, IMP, KPC, Methicillin resistance (mecA/C, MREJ, *S. aureus*), NDM, OXA-48 like, VanA, VanB, VIM

### Bosphore Eklem Enfeksiyonu Panel Bundle Kiti v1

IVD CE

ABJIB1

ABJIB2

Ekzojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

13 tüp

*A. prevotii/vaginalis*, *B. fragilis*, *C. albicans*, *Citrobacter* spp., *C. perfringens*, *C. avidum*, *C. granulosum*, *Candida* spp., *E. cloacae*, *E. faecalis*, *E. faecium*, *E. coli*, *F. magna*, *H. influenzae*, *K. kingae*, *K. aerogenes* (*E. aerogenes*), *K. pneumoniae*, *M. morgani*, *N. gonorrhoeae*, *P. micra*, *Peptoniphilus* spp., *P. anaerobius*, *Proteus* spp., *P. aeruginosa*, *Salmonella* spp., *S. marcescens*, *S. aureus*, *S. lugdunensis*, *S. agalactiae*, *S. pneumoniae*, *S. pyogenes*, *Streptococcus* spp.

**Tespit edilen direnç genleri:** CTX-M, dfrA, IMP, KPC, MCR-1, Methicillin resistance (mecA/C, MREJ, *S. aureus*), NDM, OXA-48, qnr, sul, VanA, VanB, VIM

**Bosphore Eklem Enfeksiyonu Panel Kiti v2 + Bosphore ABR Tarama Kiti v3**



## Tropikal Patojenler Real-Time PCR Kitleri

Tropikal hastalıklar, Sahra Altı Afrika, Güneydoğu Asya, Doğu Akdeniz, Batı Pasifik ve Amerika gibi bölgelerde çok sayıda insanı etkilemektedir. Her yıl çeşitli zamanlarda neden olduğu ölümlerle gündeme gelen sivrisineklerle bulaşan Batı Nil Virüsü ve kenelerle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ölüme neden olan enfeksiyonlar tropikal patojenler arasında yer almaktadır.

|                                                                                                                                                                               |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore Tropikal Ateş Panel Kiti v1</b>                                                                                                                                   | <b>IVD CE</b>                  | ABTFP1 | ABTFP2 | ABTFP3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 3 tüp  |        |         |
| Chikungunya virus, Dengue virus, <i>Leptospira</i> spp., <i>P. falciparum</i> , <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> , <i>P. vivax</i> , <i>S. enterica</i> , West Nile virus |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Malaria Saptama Kiti v2</b>                                                                                                                                       | <b>IVD CE</b>                  | ABMAL4 | ABMAL5 | ABMAL6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <i>P. falciparum</i> , <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> , <i>P. vivax</i>                                                                                                 |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Malaria Genotiplendirme Kiti v2</b>                                                                                                                               | <b>IVD CE</b>                  | ABMLG4 | ABMLG5 | ABMLG6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp  |        |         |
| <i>P. falciparum</i> , <i>P. knowlesi</i> , <i>P. malariae</i> , <i>P. ovale</i> , <i>P. vivax</i>                                                                            |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Plasmodium falciparum Kantifikasyon Kiti v1</b>                                                                                                                   | <b>IVD CE</b>                  | ABFAL1 | ABFAL2 | ABFAL3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <b>Bosphore Zika-Dengue-Chikungunya Saptama Kiti v1</b>                                                                                                                       | <b>IVD CE</b>                  | ABZDC1 | ABZDC2 | ABZDC3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <b>Bosphore Dengue-Chikungunya Saptama Kiti</b>                                                                                                                               | <b>IVD CE</b>                  | ABDCD1 | ABDCD2 | ABDCD3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <b>Bosphore Dengue Virus Saptama Kiti v1</b>                                                                                                                                  | <b>IVD CE</b>                  | ABDEN1 | ABDEN2 | ABDEN3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <b>Bosphore Dengue-Malaria Saptama Kiti v1</b>                                                                                                                                | <b>IVD CE</b>                  | ABDMD1 | ABDMD2 | ABDMD3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| Dengue virus, <i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i>                                                                                                                          |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Dengue Virüs Genotiplendirme Kiti v1</b>                                                                                                                          | <b>IVD CE</b>                  | ABDEG1 | ABDEG2 | ABDEG3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp  |        |         |
| Dengue Virus Serotypes 1-2-3-4                                                                                                                                                |                                |        |        |         |

|                                                                                                                     |                                | 25 rxn  | 50 rxn  | 100 rxn |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Bosphore Chikungunya Virüs Saptama Kiti v1</b>                                                                   | IVD CE                         | ABCHK1  | ABCHK2  | ABCHK3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |         |         |         |
| <b>Bosphore CCHV Kantifikasyon Kiti v1</b>                                                                          | IVD CE                         | ABCCCH1 | ABCCCH2 | ABCCCH3 |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |         |         |         |
| Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü                                                                                   |                                |         |         |         |
| <b>Bosphore Batı Nil Virüsü Kantifikasyon Kiti v2</b>                                                               | IVD CE                         | ABWNV4  | ABWNV5  | ABWNV6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            |                                |         |         |         |
| <b>Bosphore Zika Virüs Saptama Kiti v1</b>                                                                          | IVD CE                         | ABZIK1  | ABZIK2  | ABZIK3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |         |         |         |
| <b>Bosphore JEV Saptama Kiti v1</b>                                                                                 | IVD CE                         | ABJEV1  | ABJEV2  | ABJEV3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |         |         |         |
| Japanese Encephalitis Virus                                                                                         |                                |         |         |         |
| <b>Bosphore Naegleria fowleri Saptama Kiti v1</b>                                                                   | IVD CE                         | ABNFO1  | ABNFO2  | ABNFO3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |         |         |         |
| <b>Bosphore Maymun Çiçeği Virüsü Saptama Kiti v2</b>                                                                | IVD CE                         | ABMPX4  | ABMPX5  | ABMPX6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |         |         |         |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                            |                                |         |         |         |
| <b>Bosphore Lyme Hastalığı Saptama Kiti</b>                                                                         | IVD CE                         | ABLYM1  | ABLYM2  | ABLYM3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |         |         |         |
| <i>B. afzelii, B. burgdorferi, B. garinii</i>                                                                       |                                |         |         |         |
| <b>MANTARLAR</b>                                                                                                    |                                | 25 rxn  | 50 rxn  | 100 rxn |
| <b>Bosphore Aspergillus Saptama Kiti v1</b>                                                                         | IVD CE                         | ABASP1  | ABASP2  | ABASP3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |         |         |         |
| <b>Bosphore Candida Temel Panel Kiti v2</b>                                                                         | IVD CE                         | ABCA B4 | ABCA B5 | ABCA B6 |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp   |         |         |
| <i>C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis</i>                                                         |                                |         |         |         |
| <b>Bosphore C. albicans Saptama Kiti v1</b>                                                                         | IVD CE                         | ABCAD1  | ABCAD2  | ABCAD3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |         |         |         |
| <b>Bosphore C. auris Saptama Kiti v1</b>                                                                            | IVD CE                         | ABCAU1  | ABCAU2  | ABCAU3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |         |         |         |
| <b>Bosphore Fungal Solunum Yolu Saptama Kiti v1</b>                                                                 | IVD CE                         | ABFRD1  | ABFRD2  | ABFRD3  |
| Endojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |         |         |         |
| <i>P. jirovecii, Aspergillus spp., Mucorales</i>                                                                    |                                |         |         |         |
| <b>Bosphore Candida Tarama &amp; Tiplendirme Kiti v1</b>                                                            | IVD CE                         | ABCDT1  | ABCDT2  | ABCDT3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp   |         |         |
| <i>C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, Candida spp.</i>                                       |                                |         |         |         |
| <b>Bosphore Candida Tarama &amp; Tiplendirme Kiti v2</b>                                                            | IVD CE                         | ABCDT4  | ABCDT5  | ABCDT6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 3 tüp   |         |         |
| <i>C. albicans, C. auris, C. dubliniensis, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, Candida spp.</i> |                                |         |         |         |

## Gastroenterit Patojenleri

### Real-Time PCR Kitleri

Gastrointestinal sistem enfeksiyonları (gastroenterit), gastrointestinal sistemin mukoza zarlarının iltihaplanmasına neden olan bakteriyel, viral ve protozoan patojenleri içerir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 5 yaşın altındaki çocuklarda yüksek mortalite ve morbidite oranına sahiptirler. Bu nedenle, hızlı ve doğru teşhis dünya çapında çok önemlidir.

Bosphore Gastroenterit Panel Kiti v1 ve v2 gibi daha fazla Gastroenterit Patojenleri Real-Time PCR Kiti'ne ulaşmak için internet sitemizi ziyaret edin.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore Gastroenterit Panel Kiti v3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IVD CE</b>                  | ABGAS7 | ABGAS8 |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 tüp                          |        |        |         |
| Adenovirus, Astrovirus, <i>C. difficile</i> , <i>Campylobacter</i> ( <i>C. jejuni</i> , <i>C. upsaliensis</i> , <i>C. coli</i> , <i>C. lari</i> ), <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. coli</i> (EIEC)/ <i>Shigella</i> spp., <i>E. coli</i> VTEC (STEC (STX1/STX2)), <i>E. histolytica</i> , <i>G. duodenalis</i> ( <i>G. lamblia</i> ), Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus A, <i>Salmonella</i> spp., <i>Y. enterocolitica</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Gastroenterit Panel Kiti v4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IVD CE</b>                  | ABGASA | ABGASB |         |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 tüp                          |        |        |         |
| Adenovirus, Astrovirus, <i>C. cayetanensis</i> , <i>C. difficile</i> toxin A/B, <i>Campylobacter</i> ( <i>C. jejuni</i> , <i>C. upsaliensis</i> , <i>C. coli</i> , <i>C. lari</i> ), <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. coli</i> EAEC, <i>E. coli</i> EIEC/ <i>Shigella</i> , <i>E. coli</i> EPEC, <i>E. coli</i> ETEC lt/st, <i>E. coli</i> STEC O157:H7, <i>E. coli</i> VTEC (STEC (STX1/STX2)), <i>E. histolytica</i> , <i>G. duodenalis</i> ( <i>G. lamblia</i> ), Norovirus GI, Norovirus GII, <i>P. shigelloides</i> , Rotavirus A, <i>Salmonella</i> spp., Sapovirus (I, II, IV, V), <i>V. cholerae</i> , <i>V. parahaemolyticus</i> , <i>V. vulnificus</i> , <i>Y. enterocolitica</i> |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Viral GI Panel Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>IVD CE</b>                  | ABVG11 | ABVG12 | ABVG13  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 tüp                          |        |        |         |
| Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Viral GI Panel Kiti v2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>IVD CE</b>                  | ABVG14 | ABVG15 | ABVG16  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 tüp                          |        |        |         |
| Adenovirus, Astrovirus, Norovirus GI-II, Rotavirus A, Sapovirus (I, II, IV, V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Bakteriyel ve Parazitik GI Panel Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>IVD CE</b>                  | ABBG11 | ABBG12 | ABBG13  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 3 tüp  |        |         |
| <i>C. difficile</i> , <i>Campylobacter</i> spp., <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. histolytica</i> , Enteroinvasive <i>E. coli</i> (EIEC) and <i>Shigella</i> spp., <i>G. duodenalis</i> , <i>Salmonella</i> spp., Verotoxigenic <i>E. coli</i> (VTEC), <i>Y. enterocolitica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |        |        |         |
| <b>Bosphore Bakteriyel GI Panel Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IVD CE</b>                  | ABBG14 | ABBG15 | ABBG16  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp  |        |         |
| <i>C. difficile</i> , <i>Campylobacter</i> spp., <i>Salmonella</i> spp., Enteroinvasive <i>E. coli</i> (EIEC) and <i>Shigella</i> spp., Verotoxigenic <i>E. coli</i> (VTEC), <i>Y. enterocolitica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |        |        |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |       | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore Parazitik GI Panel Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |       | ABPGI1 | ABPGI2 | ABPGI3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp |        |        |         |
| <i>Ascaris</i> spp., <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. histolytica</i> , <i>E. vermicularis</i> , <i>G. duodenalis</i> , <i>Taenia</i> spp.                                                                                                                                                         |                                |       |        |        |         |
| <b>Bosphore Parazitik GI Panel Kiti v2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |       | ABPGI4 | ABPGI5 | ABPGI6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |       |        |        |         |
| <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. histolytica</i> , <i>G. duodenalis</i>                                                                                                                                                                                                                            |                                |       |        |        |         |
| <b>Bosphore Parazitik GI Panel Kiti v3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |       | ABBG17 | ABBG18 | ABBG19  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp |        |        |         |
| <i>Ascaris</i> spp., <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. histolytica</i> , <i>E. vermicularis</i> ( <i>Oxyuris</i> ), <i>G. duodenalis</i> , <i>S. stercoralis</i> , <i>Taenia</i> spp.                                                                                                               |                                |       |        |        |         |
| <b>Bosphore Parazitik GI Panel Kiti v4</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |       | ABPGIA | ABPGIB | ABPGIC  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp |        |        |         |
| <i>B. hominis</i> , <i>C. cayetanensis</i> , <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>D. fragilis</i> , <i>E. histolytica</i> , <i>G. duodenalis</i>                                                                                                                                                          |                                |       |        |        |         |
| <b>Bosphore Parazitik GI Panel Kiti v5</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |       | ABPGID | ABPGIE | ABPGIF  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp |        |        |         |
| <i>Ascaris</i> spp., <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>E. histolytica</i> , <i>E. vermicularis</i> ( <i>Oxyuris</i> ), <i>G. duodenalis</i> , <i>Microsporidia</i> ( <i>E. bienersi</i> , <i>E. intestinalis</i> , <i>E. hellem</i> , <i>E. cuniculi</i> ), <i>S. stercoralis</i> , <i>Taenia</i> spp. |                                |       |        |        |         |
| <b>Bosphore C. difficile Saptama Kiti v2</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |       | ABCDI4 | ABCDI5 | ABCDI6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |       |        |        |         |
| Toxin A, Toxin B                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |       |        |        |         |
| <b>Bosphore Helicobacter pylori Saptama Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |       | ABHPY1 | ABHPY2 | ABHPY3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |       |        |        |         |
| <b>Bosphore Helicobacter pylori Genotiplendirme Kiti v1</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                |       | ABHPG1 | ABHPG2 | ABHPG3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 3 tüp |        |        |         |
| A2142G - A2142C - A2143G Clarithromycin Direnci Mutasyonları                                                                                                                                                                                                                                         |                                |       |        |        |         |

## MYCOBACTERIA

|                                      |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore MTBC Saptama Kiti v2</b> | <b>IVD</b> <b>CE</b>           | ABTBD4 | ABTBD5 | ABTBD6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol             | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |

|                                     |                                |        |        |        |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Bosphore NTM Saptama Kiti v1</b> | <b>IVD</b> <b>CE</b>           | ABNTM1 | ABNTM2 | ABNTM3 |
| Ekzojen İnternal Kontrol            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |        |

|                                                 |                                |        |        |        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Bosphore MTBC/RIF Direnç Saptama Kiti v1</b> | <b>IVD</b> <b>CE</b>           | ABMRK1 | ABMRK2 | ABMRK3 |
| Ekzojen İnternal Kontrol                        | Kullanıma Hazır PCR Master Mix | 2 tüp  |        |        |
| MTBC, Rifampicin direnci                        |                                |        |        |        |

## BRUCELLA

|                                                                                                                  |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore Brucella Saptama Kiti v1</b>                                                                         | <b>IVD</b> <b>CE</b>           | ABBRC1 | ABBRC2 | ABBRC3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                                                                                         | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| <i>B. abortus</i> , <i>B. canis</i> , <i>B. melitensis</i> , <i>B. microti</i> , <i>B. ovis</i> , <i>B. suis</i> |                                |        |        |         |

## TTV

|                                     |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore TTV Saptama Kiti v2</b> | <b>IVD</b> <b>CE</b>           | ABTTV4 | ABTTV5 | ABTTV6  |
| Ekzojen İnternal Kontrol            | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |
| Torque Teno Virus                   |                                |        |        |         |

## TOKSOPLAZMA

|                                             |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore Toksoplazma Saptama Kiti v1</b> |                                | ABTXP1 | ABTXP2 | ABTXP3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                    | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |

## KIZAMIK VİRÜSÜ

|                                         |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore Kızamık Saptama Kiti v1</b> | <b>IVD</b> <b>CE</b>           | ABMEA1 | ABMEA2 | ABMEA3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |

## KABAKULAK VİRÜSÜ

|                                           |                                | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore Kabakulak Saptama Kiti v1</b> | <b>IVD</b> <b>CE</b>           | ABMUM1 | ABMUM2 | ABMUM3  |
| Ekzojen İnternal Kontrol                  | Kullanıma Hazır PCR Master Mix |        |        |         |



# Genetik Mutasyon Saptama

## TROMBOFİLİ

|                                                                          |                      | 25 rxn | 50 rxn | 100 rxn |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|---------|
| <b>Bosphore Prothrombin Saptama Kiti v3*</b>                             | <b>IVD</b> <b>CE</b> | ABPRO7 | ABPRO8 | ABPRO9  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore FVL Saptama Kiti v3*</b>                                     | <b>IVD</b> <b>CE</b> | ABFVL7 | ABFVL8 | ABFVL9  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore FVC Saptama Kiti v1*</b>                                     | <b>IVD</b> <b>CE</b> | ABFVC1 | ABFVC2 | ABFVC3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore FV H1299R Saptama Kiti v1*</b>                               | <b>IVD</b> <b>CE</b> | ABFVH1 | ABFVH2 | ABFVH3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore FXIII Saptama Kiti v3*</b>                                   | <b>IVD</b> <b>CE</b> | ABF137 | ABF138 | ABF139  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore MTHFR C677T Saptama Kiti v3*</b>                             | <b>IVD</b> <b>CE</b> | AB6777 | AB6778 | AB6779  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore MTHFR A1298C Saptama Kiti v3*</b>                            | <b>IVD</b> <b>CE</b> | AB1297 | AB1298 | AB1299  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore FII-FVL Saptama Kiti v1*</b>                                 | <b>IVD</b> <b>CE</b> | ABFIV1 | ABFIV2 | ABFIV3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           |                      |        |        |         |
| G20210A (Factor II), G1691A (Factor V Leiden)                            |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore MTHFR 677-1298 Saptama Kiti v1*</b>                          | <b>IVD</b> <b>CE</b> | ABMTH1 | ABMTH2 | ABMTH3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           |                      |        |        |         |
| MTHFR 677, MTHFR 1298                                                    |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore PAI-1 4G/5G Saptama Kiti v1</b>                              | <b>IVD</b> <b>CE</b> | ABPAI1 | ABPAI2 | ABPAI3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore PAI-1 844 Saptama Kiti v1</b>                                | <b>IVD</b> <b>CE</b> | AB8441 | AB8442 | AB8443  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore Trombofili Panel Kiti v1*</b>                                | <b>IVD</b> <b>CE</b> | ABTPK1 | ABTPK2 | ABTPK3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           | 2 tüp                |        |        |         |
| G20210A (Factor II), G1691A (Factor V Leiden), MTHFR C677T, MTHFR A1298C |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore Trombofili Panel Kiti v3*</b>                                | <b>IVD</b> <b>CE</b> | ABTPK7 | ABTPK8 | ABTPK9  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           | 2 tüp                |        |        |         |
| G20210A (Factor II), G1691A (Factor V Leiden), MTHFR C677T, MTHFR A1298C |                      |        |        |         |
| <b>Bosphore MultiMelt Trombofili Panel Kiti v1</b>                       | <b>IVD</b> <b>CE</b> | ABHMT1 | ABHMT2 | ABHMT3  |
| Kullanıma Hazır PCR Master Mix                                           |                      |        |        |         |
| Factor II G20210A, Factor V Leiden G1691A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C     |                      |        |        |         |

# Genetik Mutasyon Saptama

## SMA

### Bosphore SMA Saptama Kiti v1

Endojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

25 rxn

50 rxn

100 rxn

ABSMA1

ABSMA2

ABSMA3

## ÇÖLYAK

### Bosphore Çölyak HLA DQ2/DQ8 Saptama Kiti v1

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

2 tüp

25 rxn

50 rxn

100 rxn

ABCDQ1

ABCDQ2

ABCDQ3

## LAKTOZ İNTOLERANSI

### Bosphore Laktoz İntoleransı Tarama Kiti v1

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

25 rxn

50 rxn

100 rxn

ABLTS1

ABLTS2

ABLTS3

## AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ

### Bosphore FMF Mutasyon Analiz Kiti v1

Kullanıma Hazır PCR Master Mix  
7 Mutasyon

IVD CE

7 tüp

ABFMF1

ABFMF2

### Bosphore FMF Mutasyon Analiz Kiti v2

Kullanıma Hazır PCR Master Mix  
12 Mutasyon

IVD CE

12 tüp

ABFMF4

ABFMF5

### Bosphore FMF Mutasyon Analiz Kiti v3

Kullanıma Hazır PCR Master Mix  
15 Mutasyon

IVD CE

15 tüp

ABFMF7

ABFMF8

## HLA

### Bosphore HLA B27 Saptama Kiti v1

Endojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

25 rxn

50 rxn

100 rxn

ABB271

ABB272

ABB273

### Bosphore HLA B27 Saptama Kiti v2

Endojen İnternal Kontrol

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABB274

ABB275

ABB276

### Bosphore HLA B57:01 Saptama Kiti v1

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

ABB571

ABB572

ABB573

## IL - 28B

### Bosphore Interleukin-28B (IL-28B) Saptama Kiti

Kullanıma Hazır PCR Master Mix

IVD CE

25 rxn

50 rxn

100 rxn

ABI281

ABI282

ABI283

# Hızlı Antijen Testleri

## HIZLI TEST KİTLERİ

|                                                                                                                                                                            |        | 25<br>test/kit | 50<br>test/kit | 100<br>test/kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Bosphore SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi v1</b><br>Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika<br>Yanal akış immünoassay<br>Nazofarengeal, anterior nazal ve orofarengeal sürüntü | IVD CE | RATCOWL1       | RATCOWL2       | RATCOWL3        |
| <b>Bosphore Flu A/B Hızlı Antijen Test Kiti v1</b><br>Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika<br>Yanal akış immünoassay<br>İnsan nazofaringeal sürüntü örnekleri                | IVD CE | RATINF1        | RATINF2        | RATINF3         |
| <b>Bosphore RSV Hızlı Antijen Test Kiti v1</b><br>Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika<br>Yanal akış immünoassay<br>İnsan nazofaringeal ve anterior nazal sürüntü örnekleri  | IVD CE | RTRSV1         | RTRSV2         | RTRSV3          |
| <b>Bosphore Strep A Hızlı Antijen Test Kiti v1</b><br>Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika<br>Yanal akış immünoassay<br>İnsan orofaringeal sürüntü örnekleri                 | IVD CE | RTSTA1         | RTSTA2         | RTSTA3          |
| <b>Bosphore Adenovirus Hızlı Antijen Test Kiti v1</b><br>Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika<br>Yanal akış immünoassay<br>İnsan gaita örnekleri                             | IVD CE | RTADV1         | RTADV2         | RTADV3          |
| <b>Bosphore Rotavirüs Hızlı Antijen Test Kiti v1</b><br>Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika<br>Yanal akış immünoassay<br>İnsan gaita örnekleri                              | IVD CE | RTROT1         | RTROT2         | RTROT3          |
| <b>Bosphore RotaAdeno Virüs Hızlı Antijen Test Kiti v1</b><br>Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika<br>Yanal akış immünoassay<br>İnsan gaita örnekleri                        | IVD CE | RTRAV1         | RTRAV2         | RTRAV3          |
| <b>Bosphore H. pylori Hızlı Antijen Test Kiti v1</b><br>Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika<br>Yanal akış immünoassay<br>İnsan gaita örnekleri                              | IVD CE | RTHPL1         | RTHPL2         | RTHPL3          |
| <b>Bosphore Fecal Occult Blood (FOB)<br/>Hızlı Antijen Test Kiti v1</b><br>Çalışma süresi: yaklaşık 15 dakika<br>Yanal akış immünoassay<br>İnsan gaita örnekleri           | IVD CE | RTFOB1         | RTFOB2         | RTFOB3          |

## OTOMATİK NÜKLEİK ASİT İZOLASYON KİTLERİ

96  
izolasyon

192  
izolasyon

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ● <b>Magnesia 2448 Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti</b> <b>IVD</b> <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AE96WG  |
| <p>Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar<br/>Başlangıç Hacmi: 100/200/400 µl<br/>Tam kan<br/>İşlem Süresi: 150 dakika (minimum 1 örnek için) – 180 dk (maksimum 48 örnek için)</p> <p><b>IVDR 2017/746</b> Sertifikalı</p>                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| ● <b>Magnesia 2448 Bakteriyel DNA İzolasyon Kiti</b> <b>IVD</b> <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AE96BD  |
| <p>Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar<br/>Başlangıç Hacmi: 100/200/400 µl<br/>Kan, serum, plazma, balgam, buffy coat, beyin omurilik sıvısı (BOS), ve idrar<br/>İşlem Süresi: 120 dakika (minimum 1 örnek için) – 150 dakika (maksimum 48 örnek için)</p> <p><b>IVDR 2017/746</b> Sertifikalı</p>                                                                                                                                                                   |         |
| ● <b>Magnesia 2448 Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti</b> <b>IVD</b> <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AE96VP  |
| <p>Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar<br/>Başlangıç Hacmi: 100/200/400 µl<br/>Kan, serum, plazma, balgam, buffy coat, beyin omurilik sıvısı (BOS), ve idrar<br/>İşlem Süresi: 120 dakika (minimum 1 örnek için) – 150 dakika (maksimum 48 örnek için)</p> <p><b>IVDR 2017/746</b> Sertifikalı</p>                                                                                                                                                                   |         |
| ● <b>UNIO Bakteriyel DNA İzolasyon Kiti</b> <b>IVD</b> <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UBDR600 |
| <p>Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar<br/>Başlangıç Hacmi: 100/200/400/600 µl<br/>Kan, serum, idrar, balgam, sürüntü, plazma, bronkoalveolar lavaj (BAL), beyin omurilik sıvısı (BOS) ve hücre kültürü süpernatantları<br/>İşlem Süresi: 58-65 dakika* Hızlı Protokol: 30 dakika<br/>*1 ila 24 örnek için aynı süreyi alır</p> <p><b>IVDR 2017/746</b> Sertifikalı</p>                                                                                              |         |
| <b>UNIO Gıda DNA İzolasyonu Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UFDR600 |
| <p>Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar<br/>Başlangıç Hacmi: 200-400-600 µl<br/>İşlem Süresi: 75-80 dakika*<br/>*1 ila 24 örnek için aynı süreyi alır</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| ● <b>UNIO Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti 600 µl</b> <b>IVD</b> <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UVDR600 |
| <p>Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar<br/>Başlangıç Hacmi: 100/200/400/600 µl<br/>Serum, plazma, tükürük, beyin omurilik sıvısı (BOS), balgam, amniyotik sıvı, idrar, doku, gözyaşı, dışkı, bronkoalveolar lavaj (BAL), sıvı sitoloji örnekleri, nazofarengeal sürüntüler, orofarengeal sürüntüler ve hücre kültürü<br/>İşlem Süresi: 30-65 dakika* Hızlı Protokol: 18 dakika<br/>*1 ila 24 örnek için aynı süreyi alır</p> <p><b>IVDR 2017/746</b> Sertifikalı</p> |         |
| ● <b>UNIO Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti</b> <b>IVD</b> <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UGDR600 |
| <p>Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar<br/>Başlangıç Hacmi: 100/200/400 µl<br/>Kan örnekleri, kuru kan, kemik iliği<br/>İşlem Süresi: 75-80 dakika*<br/>*1 ila 24 örnek için aynı süreyi alır</p> <p><b>IVDR 2017/746</b> Sertifikalı</p>                                                                                                                                                                                                                            |         |
| ● <b>UNIO Tam Kandan Genomik DNA Ekstraksiyon Kiti (Yüksek Hacim)</b> <b>IVD</b> <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UGDL600 |
| <p>Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar<br/>Başlangıç Hacmi: 600 µl<br/>Kan örnekleri, kuru kan, kemik iliği<br/>İşlem Süresi: 90-95 dakika*<br/>*1 ila 24 örnek için aynı süreyi alır<br/>Bu ürün, sepsis vakalarını yüksek verimlilikle tespit etmek için özel olarak tasarlanmıştır.</p> <p><b>IVDR 2017/746</b> Sertifikalı</p>                                                                                                                                   |         |
| ● <b>UNIO 96 Yüksek Hacimli Tam Kan Nükleik Asit İzolasyon Kiti</b> <b>IVD</b> <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U96WLV  |
| <p>Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar<br/>Başlangıç Hacmi: 1000 µl<br/>Kan örnekleri<br/>İşlem Süresi: 120 dakika (minimum 2 örnek için) – 140 dakika (maksimum 12 örnek için)<br/>Bu ürün, sepsis vakalarını yüksek verimlilikle tespit etmek için özel olarak tasarlanmıştır.</p> <p><b>IVDR 2017/746</b> Sertifikalı</p>                                                                                                                                         |         |

● **IVDR Sertifikalı**

Ürünlerimizin tek parametrelisi versiyonlarına  
[www.anatoliageneworks.com](http://www.anatoliageneworks.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 96<br>izolasyon | 192<br>izolasyon |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| ● <b>UNIO 96 Nükleik Asit İzolasyon Versatil Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>IVD CE</b> | U96NAV          |                  |
| Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır kartuşlar<br>Başlangıç Hacmi: 150/400 µl<br>Kan, tükürük, beyin omurilik sıvısı (BOS), amniyotik sıvı, idrar, semen, anne sütü, doku, gözyaşı, dışkı, bronkoalveolar lavaj (BAL), sürüntü ve hücre kültürü<br>İşlem Süresi: 60 dakika (minimum 2 örnek için) – 135 dakika (maksimum 96 örnek için)                                                                                                                |               |                 |                  |
| IVDR 2017/746 Sertifikalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                  |
| ● <b>UNIO M32 Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>IVD CE</b> | UM32V1          | UM32V2           |
| Manyetik boncuklu izolasyon teknoloji ile kullanıma hazır derin kuyulu plakalar (plate)<br>Başlangıç Hacmi: 100/200 µl<br>Serum, plazma, tükürük, balgam, beyin omurilik sıvısı (BOS), amniyotik sıvı, idrar, doku, gözyaşı, dışkı, bronkoalveolar lavaj (BAL), sıvı bazlı sitoloji örnekleri, nazofarengeal sürüntüler, orofarengeal sürüntüler ve hücre kültürü örnekleri<br>İşlem Süresi: 35-40 dakika* Hızlı Protokol: 15 dakika<br>*1 ila 32 örnek için aynı süreyi alır |               |                 |                  |
| IVDR 2017/746 Sertifikalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                  |
| ● <b>UNIO M32 Tam Kan İzolasyon Kiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>IVD CE</b> | UM32W1          | UM32W2           |
| Manyetik boncuklu izolasyon teknolojisi ile kullanıma hazır derin kuyulu plakalar (plate)<br>Başlangıç Hacmi: 200/400 µl<br>Yüksek hacimli kan, kuru kan ve kemik iliği<br>İşlem Süresi: 45-50 dakika*<br>*1 ila 32 örnek için aynı süreyi alır                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                  |
| IVDR 2017/746 Sertifikalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                  |

## MANUEL MANYETİK BONCUKLU NÜKLEİK ASİT İZOLASYON STANDLARI

|                                                                                                                                                                                                                             |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| ● <b>Magrev 24 Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik Asit İzolasyon Standı</b>                                                                                                                                                   | <b>IVD CE</b> | AEMB24 |
| Manyetik boncuk teknolojisi 24'e kadar örnek hacmi<br>Başlangıç Hacmi: 1500 µl'ye kadar<br>Uygulama Süresi: 5 dakika (6 örnek için) - 20 dakika (24 örnek için)<br>İşlem Süresi: 40-95 dakika izolasyon kitine bağlı olarak |               |        |
| 2 örnek (Magrev Mini) AEMMB2 ve bir örnek (Magrev Mini) AEMMM1 için de mevcuttur                                                                                                                                            |               |        |
| IVDR 2017/746 Sertifikalı                                                                                                                                                                                                   |               |        |

## MANUEL MANYETİK BONCUKLU NÜKLEİK ASİT İZOLASYON KİTLERİ

|                                                                                                                                                                                                                     |               | 96<br>izolasyon |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| ● <b>Magrev Nükleik Asit İzolasyon Versatil Kiti</b>                                                                                                                                                                | <b>IVD CE</b> | AEMGV1          |
| Manyetik boncuk teknolojisi Başlangıç Hacmi: 250/400/500 µl<br>Uygulama Süresi: 5 dakika (6 örnek için) - 20 dakika (24 örnek için) İşlem Süresi: 40-95 dakika                                                      |               |                 |
| IVDR 2017/746 Sertifikalı                                                                                                                                                                                           |               |                 |
| ● <b>Magrev Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti</b>                                                                                                                                                                        | <b>IVD CE</b> | AEMDR1          |
| Manyetik boncuk teknolojisi Başlangıç Hacmi: 500 µl (tavsiye edilen)<br>Uygulama Süresi: 5 dakika (6 örnek için) - 20 dakika (24 örnek için) İşlem Süresi: 50-65 dakika                                             |               |                 |
| IVDR 2017/746 Sertifikalı                                                                                                                                                                                           |               |                 |
| ● <b>Magrev Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti</b>                                                                                                                                                                  | <b>IVD CE</b> | AEMGD1          |
| Manyetik boncuk teknolojisi Başlangıç Hacmi: 200/1000 µl<br>Uygulama Süresi: 5 dakika (6 örnek için) - 20 dakika (24 örnek için) İşlem Süresi: 45-60 dakika                                                         |               |                 |
| IVDR 2017/746 Sertifikalı                                                                                                                                                                                           |               |                 |
| ● <b>Magrev Bakteriyel DNA İzolasyon Kiti</b>                                                                                                                                                                       | <b>IVD CE</b> | AEMBD1          |
| Manyetik boncuk teknolojisi Başlangıç Hacmi: 400 µl (tavsiye edilen)<br>Uygulama Süresi: 5 dakika (6 örnek için) - 20 dakika (24 örnek için) İşlem Süresi: 40-55 dakika                                             |               |                 |
| IVDR 2017/746 Sertifikalı                                                                                                                                                                                           |               |                 |
| ● <b>Magrev Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti</b>                                                                                                                                                                  | <b>IVD CE</b> | AEMTD1          |
| Manyetik boncuk teknolojisi Başlangıç Miktarı: 20-150 mg (tavsiye edilen)<br>Uygulama Süresi: 5 dakika (6 örnek için) - 20 dakika (24 örnek için) İşlem Süresi: 80-95 dakika (45 dakikalık inkübasyon ile ön işlem) |               |                 |
| IVDR 2017/746 Sertifikalı                                                                                                                                                                                           |               |                 |

# Numune Toplama ve Taşıma & İzolasyon

## NUMUNE TOPLAMA VE TAŞIMA

150  
izolasyon

### ● Bosphore VTM (Viral Taşıma Solüsyonu)

IVD CE

VTM4ML

Viral Taşıma Solüsyonu: 4 ml

Bosphore VTM, klinik numunelerin toplanması, taşınması, korunması ve uzun süreli dondurularak saklanması için kullanılan bir sıvı taşıma ortamıdır.

IVDR 2017/746 Sertifikalı

## DİREKT İZOLASYON

25  
izolasyon

150  
izolasyon

250  
izolasyon

### ● Bosphore Fast-EX Ekstraksiyon & Transfer Solüsyonu

IVD CE

ABFEX1

Örnek toplama çubuğu içerir

Nazal ve/veya orofarengeal örnekler

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● Bosphore EX-Tract Kuru Swab RNA Solüsyonu

IVD CE

ABXTRS

ABXTRR

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● Bosphore COVID-19 Örnekleme ve Viral RNA İzolasyon Kiti

IVD CE

ABXTRB

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Örnek toplama çubuğu içerir ve taşıma sıvısı olarak kullanılabilir

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● Bosphore STD Ex-Tract Kiti

IVD CE

ABXEXS1

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Bosphore STD ve HPV Paneli Real-Time PCR Kitleri ile uyumludur

Çeşitli sürüntü ve idrar örnekleriyle uyumludur

IVDR 2017/746 Sertifikalı

## SPİN KOLON NÜKLEİK ASİT İZOLASYONU

100  
izolasyon

### ● Bosphore Nükleik Asit İzolasyon Versatil Spin Kiti

IVD CE

ABXGV1

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Hacmi: 400 µl

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 40-60 dakika (gerekli durumlarda ön işlem olarak 60+ dakika inkübasyon)

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● Bosphore Viral DNA İzolasyonu Spin Kiti

IVD CE

ABXVD1

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Hacmi: 200 µl

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 45-70 dakika

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● Bosphore Viral RNA İzolasyonu Spin Kiti

IVD CE

ABXVR1

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Hacmi: 400 µl

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 40-65 dakika

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● Bosphore Viral DNA/RNA İzolasyonu Spin Kiti

IVD CE

ABXDR1

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Hacmi: 400 µl

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 40-65 dakika

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● Bosphore Genomik DNA İzolasyon Spin Kiti

IVD CE

ABXGD2

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Miktarı: 400 mg

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 55-80 dakika

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● Bosphore Dokudan Genomik DNA İzolasyon Spin Kiti v2

IVD CE

ABXTD2

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Miktarı: 100-250 mg

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 40-60 dakika (gerekli durumlarda ön işlem olarak 60+ dakika inkübasyon)

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● Bosphore Bakteriyel DNA İzolasyonu Spin Kiti v2

IVD CE

ABXBD3

Organik izolasyon veya alkol çöktürme gerektirmez

Başlangıç Hacmi: 400 µl

Uygulama Süresi: 15 dakika (6 örnek için) – 40 dakika (24 örnek için)

İşlem Süresi: 45-70 dakika

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● IVDR Sertifikalı

Ürünlerimizin tek parametrelisi versiyonlarına  
[www.anatoliageneworks.com](http://www.anatoliageneworks.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

## OTOMATİK NÜKLEİK ASİT İZOLASYON CİHAZLARI

### ● UNIO B24 İzolasyon Sistemi

IVD CE

AUB24

Manyetik boncuk teknolojisi 24'e kadar örnek hacmi  
Çapraz kontaminasyon kontrolü Entegre UV  
LIMS (LIS) bağlantısı Opsiyonel HEPA filtresi  
İşlem Süresi: 18 dakikaya kadar kısa süren protokoller\* İzolasyon kitine/protokole bağlı olarak ve uygun örnekler için  
\*1 ila 24 örnek için aynı süreyi alır

#### Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti 600 µl, UNIO Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti, UNIO Bakteriyel DNA İzolasyon Kiti, UNIO Gıda DNA İzolasyonu Kiti, UNIO Tam Kandan Genomik DNA Ekstraksiyon Kiti (Yüksek Hacim)

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● UNIO B48 İzolasyon Sistemi

IVD CE

AUB48

Manyetik boncuk teknolojisi 48'e kadar örnek hacmi  
Çapraz kontaminasyon kontrolü Entegre UV  
LIMS (LIS) bağlantısı Opsiyonel HEPA filtresi  
İşlem Süresi: 45 dakikaya kadar kısa süren protokoller\* İzolasyon kitine/protokole bağlı olarak  
\*1 ila 48 örnek için aynı süreyi alır

#### Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti 600 µl, UNIO Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti, UNIO Bakteriyel DNA İzolasyon Kiti, UNIO Gıda DNA İzolasyonu Kiti, UNIO Tam Kandan Genomik DNA Ekstraksiyon Kiti (Yüksek Hacim)

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● UNIO M32 İzolasyon Sistemi

IVD CE

AUM32

Manyetik boncuk teknolojisi 32'ye kadar örnek hacmi  
Çapraz kontaminasyon kontrolü Entegre UV  
İşlem Süresi: 12 dakikaya kadar kısa süren protokoller\* İzolasyon kitine/protokole bağlı olarak ve uygun örnekler için  
\*1 ila 32 örnek için aynı süreyi alır

#### Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO M32 Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti, UNIO M32 Tam Kan İzolasyon Kiti

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● UNIO M8 İzolasyon Sistemi

IVD CE

UM8ES

Manyetik boncuk teknolojisi 8'e kadar örnek hacmi  
Çapraz kontaminasyon kontrolü Entegre UV  
İşlem Süresi: 15 dakikaya kadar kısa süren protokoller\* İzolasyon kitine/protokole bağlı olarak  
\*1 ila 8 örnek için aynı süreyi alır

#### Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO M8 Gıda DNA İzolasyon Kiti

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● UNIO M16 İzolasyon Sistemi

IVD CE

UM16ES

Manyetik boncuk teknolojisi 16'ya kadar örnek hacmi  
Çapraz kontaminasyon kontrolü Entegre UV  
İşlem Süresi: 15 dakikaya kadar kısa süren protokoller\* İzolasyon kitine/protokole bağlı olarak  
\*1 ila 16 örnek için aynı süreyi alır

#### Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO M16 Gıda DNA İzolasyon Kiti

IVDR 2017/746 Sertifikalı

# Cihazlar

## OTOMATİK NÜKLEİK ASİT İZOLASYON CİHAZLARI

### ● UNIO 96 İzolasyon & PCR Setup Sistemi

IVD CE

AUH96

Manyetik boncuk teknolojisi 96'ya kadar örnek hacmi  
Çapraz kontaminasyon kontrolü Entegre UV  
LIMS (LIS) bağlantısı Opsiyonel HEPA filtresi  
İşlem Süresi: 60 dakikaya kadar kısa süren protokoller\* İzolasyon kitine/protokole bağlı olarak  
\*Süre örnek sayısına bağlıdır. 2 ila 96 örnek

#### Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO 96 Nükleik Asit İzolasyon Versatil Kiti, UNIO 96 Yüksek Hacimli Tam Kan Nükleik Asit İzolasyon Kiti

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● UNIO A24S İzolasyon & PCR Setup Sistemi

IVD CE

AUA24S

Manyetik boncuk teknolojisi 24'e kadar örnek hacmi  
Çapraz kontaminasyon kontrolü Soğutucu blok  
Birincil örnek tüpü ile çalışabilir Entegre UV  
LIMS (LIS) bağlantısı Entegre barkod okuyucu  
İşlem Süresi: 60 dakikaya kadar kısa süren protokoller\* İzolasyon kitine/protokolüne ve PCR kitine bağlı olarak  
\*Süre örnek sayısına bağlıdır. 1 ila 24 örnek

#### Uyumlu izolasyon kitleri

UNIO Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti 600 µl, UNIO Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti, UNIO Bakteriyel DNA İzolasyon Kiti, UNIO Gıda DNA İzolasyonu Kiti, UNIO Tam Kandan Genomik DNA Ekstraksiyon Kiti (Yüksek Hacim)

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● Magnesia 2448 Nükleik Asit İzolasyon & PCR Setup Robotu

IVD CE

MAG48

Manyetik boncuk teknolojisi 48'e kadar örnek hacmi  
Çapraz kontaminasyon kontrolü Soğutucu blok & karıştırıcı  
Birincil örnek tüpü ile çalışabilir Entegre UV  
LIMS (LIS) bağlantısı Entegre barkod okuyucu  
Opsiyonel HEPA filtresi İşlem Süresi: 120 dakikaya kadar kısa süren protokoller\* İzolasyon kitine/protokolüne bağlı olarak  
\*Süre örnek sayısına bağlıdır. 1 ila 48 örnek

#### Uyumlu izolasyon kitleri

Magnesia 2448 Viral DNA/RNA İzolasyon Kiti, Magnesia 2448 Tam Kan Genomik DNA İzolasyon Kiti, Magnesia 2448 Bakteriyel DNA İzolasyon Kiti

IVDR 2017/746 Sertifikalı

### ● UNIO 448 Sistemi

IVD CE

AUS448

Modüler tek yönlü akış tasarımı 8 saat içinde 448 test kapasitesi  
Çapraz kontaminasyon kontrolü UV sterilizasyonu ve HEPA filtresi  
Çeşitli örnek tüpleriyle uyumlu Entegre kapak açma modülü  
Çift yönlü LIMS (LIS) bağlantısı Entegre barkod okuyucu  
STAT örnek önceliği tanımlama  
Hata tespiti: pıhtı, kabarcık, mekanik çarpışma, hacim takibi

İşlem süresi: İlk sonuçlar yaklaşık 113 dakikada, sonraki partiler her 30 dakikada bir; 8 saat içinde 448 test kapasitesi

IVDR 2017/746 Sertifikalı

## REAL-TIME PCR CİHAZLARI

### ● Montania 4896 Real-Time PCR Cihazı

IVD CE

RT-020

Birbirinden Bağımsız Çift Blok (48+48 kuyu)  
PMT teknolojisi LED ışık kaynağı  
Peltier modül ısıtma 4+2 filtre (Opsiyonel)

IVDR 2017/746 Sertifikalı

#### ● IVDR Sertifikalı

Ürünlerimizin tek parametresi versiyonlarına  
[www.anatoliageneworks.com](http://www.anatoliageneworks.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

## UNIO 448 Sistemi

UNIO 448, örnekten sonuca kadar tüm moleküler tanı sürecini otomatikleştiren, yüksek kapasiteli ve kullanıcı dostu bir PCR çözümü. Kompakt yapısıyla tüm iş akışını tek bir sistemde bir araya getirir.



|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metot</b>               | Örnekten sonuca; otomatik reaktif hazırlama, NA izolasyonu ve PCR amplifikasyonu |
| <b>Kapasite</b>            | 8 saat içinde 448 test kapasitesi                                                |
| <b>Örnek Hacmi</b>         | 200-500 µL                                                                       |
| <b>Elüsyon Hacmi</b>       | 60-150 µL                                                                        |
| <b>Isıtıcı Blok</b>        | ✓                                                                                |
| <b>UV Lambası</b>          | ✓                                                                                |
| <b>Boyutlar ve Ağırlık</b> | D: 908,5 x W: 2417 x H: 1586 mm – 835 kg                                         |

## UNIO 96 İzolasyon & PCR Setup Sistemi

UNIO 96 İzolasyon & PCR Setup Sistemi, serum, kan, plazma, nazofarengeal sürüntüler, orofarengeal sürüntüler gibi vücut sıvıları da dahil olmak üzere farklı kaynaklardan otomatik DNA/RNA izolasyonu için tasarlanmış ve üretilmiştir.



|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metot</b>               | Silika kaplı manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon / manyetik boncuklu hızlı izolasyon metodu |
| <b>Kapasite</b>            | 1-96 örnek                                                                                       |
| <b>Örnek Hacmi</b>         | 200/400 µL                                                                                       |
| <b>Elüsyon Hacmi</b>       | 80/150/200/400 µL                                                                                |
| <b>Verimlilik</b>          | 10 µg/200 µL'ye kadar                                                                            |
| <b>Isıtıcı Blok</b>        | ✓                                                                                                |
| <b>UV Lambası</b>          | ✓                                                                                                |
| <b>Barkod Okuyucu</b>      | ✓                                                                                                |
| <b>Boyutlar ve Ağırlık</b> | D: 795 x W: 1124 x H: 903 mm - 150 kg                                                            |
| <b>İşlem Süresi</b>        | 60-140 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak)                                          |

## UNIO A24S İzolasyon & PCR Setup Sistemi

UNIO A24S, nükleik asit izolasyonu ve PCR Setup için kullanılan tam otomatik bir laboratuvar cihazıdır. Cihaz, silika kaplı manyetik boncuk teknolojisi kullanarak çeşitli biyolojik örneklerden hızlı, saf, verimli ve kontaminasyon riski olmadan nükleik asit izolasyonu yapabilmektedir.



|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metot</b>               | Silika kaplı manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon / 4 farklı termal protokol ile PCR Setup |
| <b>Kapasite</b>            | 1-24 örnek                                                                                     |
| <b>Örnek Hacmi</b>         | 100/200/400/600 µL                                                                             |
| <b>Elüsyon Hacmi</b>       | 60/100/150/200 µL                                                                              |
| <b>Isıtıcı Blok</b>        | ✓                                                                                              |
| <b>Soğutucu Blok</b>       | ✓                                                                                              |
| <b>UV Lambası</b>          | ✓                                                                                              |
| <b>Barkod Okuyucu</b>      | ✓                                                                                              |
| <b>Boyutlar ve Ağırlık</b> | D: 660 x W: 920 x H: 920 mm - 180 kg                                                           |
| <b>İşlem Süresi</b>        | 60-180 dakika (İzolasyon kitine/protokolüne ve PCR kitine bağlı olarak)                        |

## UNIO B48 İzolasyon Sistemi

UNIO B48 İzolasyon Sistemi, B24'ün sahip olduğu her şeye ve daha fazlasına sahiptir. Cihaz, manyetik partiküller kullanarak biyolojik numunelerden (kan, serum, plazma vb.) DNA ve RNA'nın otomatik olarak izolasyonu için tasarlanmıştır. UNIO B48, 24 numune kapasitesine sahip iki ayrı bağımsız bloktan oluşur. Kısa bir hazırlık süresinin ardından 1 ila 48 numuneyi kolayca işleyebilir.



|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Metot</b>               | Silika kaplı manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon   |
| <b>Kapasite</b>            | 1-48 örnek                                              |
| <b>Örnek Hacmi</b>         | 100/200/400/600 µL                                      |
| <b>Elüsyon Hacmi</b>       | 60/100/150/200 µL                                       |
| <b>Isıtıcı Blok</b>        | ✓                                                       |
| <b>UV Lambası</b>          | ✓                                                       |
| <b>Boyutlar ve Ağırlık</b> | D: 660 x W: 920 x H: 920 mm - 180 kg                    |
| <b>İşlem Süresi</b>        | 45-110 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak) |

## UNIO B24 İzolasyon Sistemi


UNIO B24 İzolasyon Sistemi, paramanyetik partiküller kullanarak çeşitli biyolojik örneklerden (tam kan, serum, plazma, sürüntü, doku vb.) ve gıda örneklerinden (et, süt, tohum, yem, jelatin vb.) nükleik asitlerin (DNA/RNA) otomatik izolasyonunu gerçekleştirmek amacı ile geliştirilmiş bir laboratuvar cihazıdır. UNIO B24 İzolasyon Sistemi, kullanıma hazır kartuş sistemini kullanarak, hızlı, saflığı yüksek, etkili ve kontaminasyon riski olmadan nükleik asit izolasyonu yapabilmektedir.



|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Metot</b>               | Silika kaplı manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon  |
| <b>Kapasite</b>            | 1-24 örnek                                             |
| <b>Örnek Hacmi</b>         | 100/200/400/600 µL                                     |
| <b>Elüsyon Hacmi</b>       | 60/100/150/200 µL                                      |
| <b>Verimlilik</b>          | Up to 10 µg/200 µL                                     |
| <b>Isıtıcı Blok</b>        | ✓                                                      |
| <b>UV Lambası</b>          | ✓                                                      |
| <b>Boyutlar ve Ağırlık</b> | D: 580 x W: 660 x H: 920 mm - 110 kg                   |
| <b>İşlem Süresi</b>        | 18-95 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak) |

## UNIO M32 İzolasyon Sistemi

UNIO M32 İzolasyon Sistemi, tanı amaçlı PCR uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, biyolojik örneklerden ve gıda örneklerinden nükleik asit (DNA ve RNA) izolasyonu yapan otomatik bir laboratuvar cihazıdır. Cihazda silika kaplı manyetik boncuklara dayalı yöntem kullanılmaktadır. UNIO M32, kullanım kolaylığı sağlamak amacı ile LCD dokunmatik ekrana sahiptir. Bu cihaz, kısa bir hazırlık süresinden sonra 1 ila 32 numuneyi işleyebilir.



|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Metot</b>               | Silika kaplı manyetik boncuklu otomatik izolasyon      |
| <b>Kapasite</b>            | 1-32 örnek                                             |
| <b>Örnek Hacmi</b>         | 100/200 µL                                             |
| <b>Elüsyon Hacmi</b>       | 100 µL                                                 |
| <b>Isıtıcı Blok</b>        | ✓                                                      |
| <b>UV Lambası</b>          | ✓                                                      |
| <b>Boyutlar ve Ağırlık</b> | D: 310 x W: 385 x H: 369 mm - 18 kg                    |
| <b>İşlem Süresi</b>        | 12-50 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak) |

## UNIO M8 & M16 İzolasyon Sistemi

UNIO M8 & M16 İzolasyon Sistemi, tanı ve veterinerlik amaçlı PCR uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, biyolojik örneklerden ve gıda örneklerinden nükleik asit (DNA ve RNA) izolasyonu yapan otomatik bir laboratuvar cihazıdır. Cihazda silika kaplı manyetik boncuklara dayalı yöntem kullanılmaktadır. Bu cihazlar kullanım kolaylığı sağlamak amacı ile LCD dokunmatik ekrana sahiptir.

IVDR

IVD CE



| Metot               | Silika kaplı manyetik boncuklu otomatik izolasyon      | Silika kaplı manyetik boncuklu otomatik izolasyon      |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kapasite            | 1-8 örnek                                              | 1-16 örnek                                             |
| Örnek Hacmi         | 2000 µL                                                | 1000 µL                                                |
| Elüsyon Hacmi       | 300-400 µL                                             | 300-400 µL                                             |
| Isıtıcı Blok        | ✓                                                      | ✓                                                      |
| UV Lambası          | ✓                                                      | ✓                                                      |
| Boyutlar ve Ağırlık | D: 310 x W: 385 x H: 369 mm<br>18 kg                   | D: 310 x W: 385 x H: 369 mm<br>18 kg                   |
| İşlem Süresi        | 50-70 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak) | 50-70 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak) |

## Magnesia 2448 İzolasyon ve PCR Setup Sistemi

Magnesia 2448 İzolasyon ve PCR Setup Sistemi, mikropilaka kaplayıcılarını delebilen tek kullanımlık pipet uçlarına sahip 4-kanallı pipetleme sistemi, standart derin kuyulu mikropilakalara uyumlu çalkalayıcıları/inkübatörleri ve PCR tüpleri ve reaktif kapları için soğutma modülleri içerir. Magnesia 2448, çok parametrelili deneyleri yalnızca birkaç dakikalık uygulama süresiyle güvenli bir şekilde gerçekleştirebilen kompakt, çok amaçlı ve gelişmiş bir nükleik asit izolasyon ve PCR Setup sistemidir.

Magnesia  
2448

IVDR

IVD CE



| Metot               | Manyetik boncuklu tam otomatik izolasyon                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Kapasite            | 1-48 örnek                                               |
| Örnek Hacmi         | 200/400 µL                                               |
| Elüsyon Hacmi       | 80 µL                                                    |
| Soğutucu Blok       | ✓                                                        |
| Isıtıcı/Karıştırıcı | ✓                                                        |
| UV Lambası          | ✓                                                        |
| Barkod Okuyucu      | ✓                                                        |
| Boyutlar ve Ağırlık | D: 850 x W: 1270 x H: 1050 mm - 230kg                    |
| İşlem Süresi        | 120-180 dakika (izolasyon kitine/protokole bağlı olarak) |

# Magrev Manuel Manyetik Boncuklu İzolasyon Standları



**Magrev  
24**

IVDR IVD CE

Magrev 24 Manuel Manyetik Boncuk Nükleik Asit İzolasyon Standı ve Magrev Mini Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik Asit İzolasyon Standı son derece avantajlı ve uygun maliyetli platformlardır. Magrev hem araştırma hem de tanı amaçlı için kullanılabilir. 24 numune örneği için genomik DNA izolasyonu, sadece 20 dakikalık hazırlık süresi ile, tüp pozisyonlarının değişimine ve santrifüjlemeye gerek kalmadan gerçekleşir.

Zorunluluk olmamakla birlikte 6-kanallı ayarlanabilir pipet kullanımı sistemin kullanımını daha da pratik hale getirmektedir.



**Magrev  
mini**

IVDR IVD CE

Magrev Mini Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik Asit İzolasyon Standı, Magrev 24'ten farklı olarak örnek sayısı ve ihtiyacınıza bağlı olarak çalışabileceğiniz birim sayısını dilediğiniz gibi artırma özgürlüğü vermektedir.

Anatolia Geneworks tarafından tasarlanan, patentlenen ve üretilen Magrev Mini, manyetik boncuk temelli manuel nükleik asit izolasyonuna yeni ve kullanışlı bir çözüm getirmektedir.

## Montania 4896 Real-Time PCR Cihazı

Montania 4896 Real-Time PCR Cihazı, iki adet 48 kuyulu bloğu ve iki farklı analizi eşzamanlı gerçekleştirme imkânı sağlayan yazılımı ile moleküler tanı uygulamalarında yenilikler sunmaktadır.



**Montania  
4896**

IVDR IVD CE

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Kapasite</b>                          | 96 (48 kuyucuklu birbirinden bağımsız çift blok) örnek |
| <b>Işık Kaynağı</b>                      | LED                                                    |
| <b>Sıcaklık Aralığı</b>                  | 4-99 °C                                                |
| <b>Azami Hız Derecesi</b>                | 4.5 °C/saniye                                          |
| <b>Sıcaklık Hassasiyeti</b>              | +/- 0.1 °C                                             |
| <b>Sıcaklık Homojenliği</b>              | +/- 0.1 °C                                             |
| <b>Örnek Hacmi</b>                       | 15-100 µL                                              |
| <b>Filtre Çifti/<br/>Dalga Boyu (nm)</b> | 4 (470/510- 530/565-580/620-630/665)                   |
| <b>Dyes</b>                              | FAM/SYBR Green, VIC/HEX/JOE/TET, ROX/Texas Red, Cy5    |
| <b>Boyutlar ve Ağırlık</b>               | D: 520 x W: 380 x H: 250 mm - 18 kg                    |



Anatolia Geneworks, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 standartlarına, 98/79/EC direktifine, EU 2017/746 IVDR ve 2006/42/EC yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürüten, ürünlerinin Türkiye’de ve yurt dışında güvenle kullanılabilmesini sağlayan bir biyoteknoloji şirkettir. Anatolia, Türkiye’de yüksek riskli moleküler tanı ürünleri için IVDR sertifikası alan ilk şirket olmuştur.

Anatolia’nın ana uzmanlık alanı nükleik asit izolasyon kitleri, hızlı tanı kitleri, rekombinant enzim, Real-Time PCR ve otomatik nükleik asit izolasyon cihazları ve PCR Setup robotları tasarlamak, geliştirmek ve üretmektir. Anatolia, kendi markasıyla üretilen Real-Time PCR cihazlarının da entegrasyonu ile Real-Time PCR uygulamaları için uygun tam sistem çözümleri üretebilen dünyadaki çok az sayıdaki firmadan biridir.

Anatolia Tanı A.Ş., en son teknoloji ile donatılmış, en üst düzeyde altyapısı, kaliteli ve multidisipliner bir ekibi bulunan çok gelişmiş bir Ar-Ge Merkezi’ne sahiptir. Anatolia, 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da (BIST) halka açık bir şirket haline gelmiştir. Anatolia’nın yurt dışında Almanya, Hollanda, İtalya, Polonya, Bulgaristan ve Pakistan iştirakleri bulunmaktadır.

## **Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş.**

Hasanpaşa Mah. Beydağı Sok. No: 1 - 9 H, 34920, Sultanbeyli/İstanbul - TÜRKİYE  
Tel: +90 216 330 04 55 | Fax: +90 216 330 00 42 | [satis@anatoliagenetworks.com](mailto:satis@anatoliagenetworks.com)  
[www.anatoliagenetworks.com](http://www.anatoliagenetworks.com)